

madita maxi.



Gebrauchsanleitung.

madita maxi. Der bewährte, solide Therapiestuhl.


schuchmann®

Vielen Dank.



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und den Erwerb unseres Produkts danken. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Berücksichtigen Sie bitte, dass Hinweise und Darstellungen in dieser Gebrauchsanleitung auf Grund der Ausstattung von Ihrem Produkt abweichen können. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Wichtige Information!

Stellen Sie sicher, dass diese Gebrauchsanleitung bei dem Produkt verbleibt.

Ihr **schuchmann**-Team



1. Vorbereitung.	05
1.1 Auslieferung.....	05
1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch.....	05
1.3 Sicheres Entsorgen.....	05
1.3.1 Verpackung.....	05
1.3.2 Produkt.....	05
1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung.....	06
2. Produktbeschreibung.	06
2.1 Materialinformationen.....	06
2.2 Handhabung / Transport.....	06
2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung.....	06
2.3.1 Indikationen.....	06
2.3.2 Kontraindikationen.....	07
2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise.....	07
2.5 Ausstattung Grundmodell.....	07
2.6 Auflistung Zubehör.....	08
2.7 Produktübersicht.....	08
3. Einstellungen.	09
3.1 Laufrollen.....	09
3.2 Sitzwinkel.....	09
3.3 Sitzhöhe.....	10
3.4 Rückenwinkel.....	10
3.5 Sitztiefe.....	11
3.6 Rückenhöhe.....	11
3.7 Armlehnen.....	11
4. Zubehör.	12
4.1 Kopfstütze.....	12
4.2 Thoraxpelotten.....	12
4.3 Oberschenkelführung.....	12
4.4 Feststellbremse.....	12
4.5 Fußstütze.....	13
4.6 Aufsteckbare Fußbank.....	13
4.7 Holztherapietisch.....	13
4.8 Knieabduktionskeil.....	13
4.9 Radstandsverlängerung.....	14
5. Reinigen und Instandhalten.	14
5.1 Reinigen und Desinfizieren.....	14
5.1.1 Reinigung.....	14
5.1.2 Desinfektion.....	14
5.2 Instandhaltung.....	15



5.3 Wartung.....	15
5.3.1 Wartungsvorgaben.....	15
5.3.2 Wartungsplan.....	16
5.4 Ersatzteile.....	16
5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz.....	16
6. Technische Daten.	18
7. Gewährleistung.	18
8. Identifizierung.	19
8.1 EU Konformitätserklärung.....	19
8.2 Seriennummer / Herstellungsdatum.....	20
8.3 Produktversion.....	20
8.4 Ausgabe des Dokuments.....	20
8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler.....	20

1. Vorbereitung.

1.1 Auslieferung

Bitte überprüfen Sie das Produkt bei Erhalt auf Vollständigkeit, Fehlerfreiheit und achten Sie auf eventuelle Transportschäden. Überprüfen Sie die Ware in Gegenwart ihres Überbringers. Sollten Transportschäden auftreten, veranlassen Sie bitte eine Bestandsaufnahme (Feststellung der Mängel) in Gegenwart des Überbringers. Senden Sie bitte eine schriftliche Reklamation an den zuständigen Fachhändler.

1.2 Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch

Die korrekte Benutzung des Produkts erfordert eine genaue und sorgfältige Einweisung des Anwenders bzw. der Begleitperson. Wir möchten Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme des Produkts, die Gebrauchsanleitung aufmerksam durchzulesen und zu beachten. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Produktteile, die mit der Haut in Berührung kommen können, durch Sonneneinstrahlung aufheizen. Je nach Länge und Intensität der Sonneneinstrahlung können die Oberflächen einzelner Teile über 41°C steigen und damit bei direktem Hautkontakt zu leichten Verbrennungen führen. Decken Sie daher diese Stellen ab oder schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.

1.3 Sicheres Entsorgen

Zur Erhaltung und zum Schutz der Umwelt, der Verhinderung von Umweltverschmutzung, und um die Wiederverwertung von Rohstoffen (Recycling) zu verbessern, beachten Sie bitte die Entsorgungshinweise der **Punkte 1.3.1** und **1.3.2**.

1.3.1 Verpackung

Die Verpackung des Produkts sollte für einen eventuell später notwendigen Transport aufbewahrt werden. Falls Sie das Produkt zur Reparatur oder im Gewährleistungsfall zu uns zurückschicken müssen, verwenden Sie bitte nach Möglichkeit den Originalkarton, damit das Produkt optimal verpackt ist. Führen Sie ansonsten die Verpackungsmaterialien nach ihrer Art dem Recycling zu.



Lassen Sie die Verpackungsmaterialien nicht unbeaufsichtigt, da sie mögliche Gefahrenquellen sind.

1.3.2 Produkt

Führen Sie nach Ablauf des Produktlebenszyklus die für das Produkt verwendeten Rohstoffe nach ihrer Art dem Recycling zu (siehe Materialinformation unter **Punkt 2.1**).



1. Vorbereitung.

1.4 Anbringungsort der Gebrauchsanleitung

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese bei einem möglichen Wiedereinsatz beim Produkt verbleibt. Bei Verlust der Gebrauchsanleitung kann jederzeit eine aktuelle Version unter www.schuchmann.de heruntergeladen werden.

2. Produktbeschreibung.

2.1 Materialinformationen

Der Grundrahmen sowie die einzelnen Elemente sind aus Stahl und Aluminium gefertigt, korrosionsfrei und pulverbeschichtet. Die Bezüge bestehen zu 100% aus Polyester und sind schwer entflammbar (nach DIN EN 1021-1+2).

2.2 Handhabung / Transport

Der Therapiestuhl ist nicht zum Tragen vorgesehen, da er mit Rollen ausgestattet ist. Sollte sich das Tragen aufgrund von Hindernissen nicht vermeiden lassen, vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile festgezogen sind. Stellen Sie sich anschließend neben den Therapiestuhl, greifen Sie ihn vorne und hinten unter der Sitzeinheit und tragen Sie ihn an den gewünschten Platz. Um den Therapiestuhl zu transportieren, bringen Sie alle Einstellungen auf das kompakteste Maß (Fußbank hochklappen, Sitzhöhe auf niedrigste Einstellung etc.)

2.3 Anwendungsbereiche, bestimmungsgemäße Verwendung

Der Therapiestuhl **madita maxi** ist ein Medizinprodukt der Risikoklasse 1 und für den Einsatz zu Hause und in der Schule konzipiert. Er ist für alle Altersstufen einsetzbar. Individuell einstellbare Sitzmaße und unterstützende Pelotten ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.3.1 Indikationen

Der Therapiestuhl **madita maxi** ist für Anwender konzipiert, die nicht frei sitzen oder stehen können, aber deren eingeschränkte Rumpfhaltung ein Sitzen in einer Sitzschale nicht ständig erfordert. Dazu zählt eine Beeinträchtigung des Sitzens bei funktionellen und/oder strukturellen Schädigungen des Rumpfes bzw. der Rumpf- und gegebenenfalls Halsmuskulatur (z. B. durch neurologische/neuromuskuläre Erkrankungen, Deformierungen der Wirbelsäule) mit Fehlhaltungen.

2. Produktbeschreibung.

2.3.2 Kontraindikationen

Generell sollte die Indikation von ärztlich-orthopädischer Seite begleitet werden. Deshalb sollte vor einer Versorgung abgeklärt werden, ob Kontraindikationen bezüglich des Anwenders bestehen. Generell sind jede Art von Schmerzen eine Kontraindikation.



2.4 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung / Warnhinweise

- Achten Sie darauf, dass der Therapiestuhl nur von einem Anwender genutzt wird.
- Benutzen Sie den Therapiestuhl nur auf ebenem und festem Untergrund.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht zum Transport von Personen.
- Um ein sicheres Anheben beim Transport des Therapiestuhls zu gewährleisten, stehen Sie seitlich neben dem Therapiestuhl und fassen ihn vorne und hinten an der Sitzfläche an. Dabei sollten alle beweglichen Teile festgezogen sein, z.B.: Sitztiefenverstellung.
- Lassen Sie den Anwender niemals unbeaufsichtigt im Therapiestuhl sitzen.
- Die korrekte Benutzung des Therapiestuhls erfordert eine genaue und sorgfältige Einarbeitung der Begleitperson.
- Die max. Belastung (**siehe Punkt 5**) darf nicht überschritten werden.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nicht mit defekten, verschlissenen oder fehlenden Teilen.
- Aus Gründen des Brandschutzes darf der Therapiestuhl nicht in die Nähe eines offenen Feuers oder einer anderen starken Wärmequelle wie Elektro- oder Gasheizer gestellt werden.
- Verwenden Sie nur Zubehör und Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden.
- Verwenden Sie den Therapiestuhl nur, wenn alle Bauteile korrekt angebracht und eingestellt sind.
- Es ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Anwender mit einer Seh- oder Lesebehinderung müssen sich die Gebrauchsanleitung vorlesen lassen, um sicher mit dem Therapiestuhl umgehen zu können.

2.5 Ausstattung Grundmodell

- Sitzpolster mit anatomischer Anformung und Bezug
- Sitzhöhe einstellbar mittels Kurbel, Sitzwinkelverstellung durch zwei Gasdruckfedern à 200 N, bedienbar per Fußpedal
- inkl. Schiebegriff und breiten-, höhen- und winkelverstellbaren Armlehnen mit extra breiter Auflage
- 4 Doppellaufrollen (100 mm), davon 2 mit Feststeller
- Rahmenfarbe: Anthrazit metallic



2. Produktbeschreibung.

2.6 Auflistung Zubehör

- Standard-Kopfstütze – gepolstert, höhenverstellbar
- Kopfstütze mit Seitenführung – gepolstert, höhen- und winkelverstellbar
- Kopfstütze in Muschelform – gepolstert, höhen- und winkelverstellbar
- verstärkte Thoraxpelotten
- Oberschenkelführung
- Knieabduktionskeil
- zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen
- Holztherapietisch
- Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich
- Radstandsverlängerung
- Holz-Fußbank
- aufsteckbare Fußbank
- Positionierungshilfen

2.7 Produktübersicht



3. Einstellungen.


Einstellungen und Verstellungen am Produkt oder dem Zubehör dürfen lediglich von Personen vorgenommen werden, die eine entsprechende Einweisung durch einen Medizinprodukteberater erhalten haben. Dabei ist darauf zu achten, dass sich bei Einstellungen und Verstellungen jeglicher Art keine Extremitäten von Anwender oder Nutzer im ein- / verstellbaren Bereich befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Alle Einstellungen können mit handelsüblichem Werkzeug (z.B. Inbus, Schraubendreher oder Schraubenschlüssel) durchgeführt werden.

3.1 Laufrollen

Der Therapiestuhl sollte grundsätzlich durch Abbremsen der 2 hinteren Laufrollen gegen ein ungewolltes Wegrollen gesichert werden. Drücken Sie dazu den Feststeller (A) an jeder Laufrolle mit der Fußspitze herunter (B). Zum Lösen der Laufrollen drücken Sie die Feststeller mit der Fußspitze wieder nach oben (C).




Die Bremsen funktionieren nur auf ebenem Untergrund zuverlässig!



3.2 Sitzwinkel


Die Sitzwinkelverstellung wird durch zwei Gasdruckfedern unterstützt. Um den Sitzwinkel einzustellen, betätigen Sie das Fußpedal (D). Mit leichtem Druck kann der Sitz in die aktive oder passive Position bewegt werden. Das Fußpedal (D) kann mit dem Zugspannstift (zu finden auf der Innenseite des Fußpedals) gegen ungewollte Bedienung gesichert werden. Drehen Sie hierzu den Zugspannstift bis er einrastet. Unterstützen Sie eventuell durch leichtes Bewegen des Fußpedals das Einrasten. Die Arretierung wird aufgehoben, indem der Zugspannstift herausgezogen und um eine Vierteldrehung verdreht wird.




3. Einstellungen.

3.3 Sitzhöhe

madita maxi. kann bis zu 12 cm in der Höhe verstellt werden. Die Sitzhilfe wird in der niedrigsten Einstellung ausgeliefert. Um die Sitzhöhe zu verändern, drehen Sie die Kurbel **(A)** unter dem Grundrahmen.



Darüber hinaus müssen die beiden angebrachten Gasfedern nachjustiert werden. Dies geschieht durch die Demontage der Schrauben am unteren Ende der beiden Gasfedern innerhalb des Lochmusters **(B)**.



Diese Einstellung sollte nur von einem Fachhändler durchgeführt werden!


3.4 Rückenwinkel

Der Winkel der Rückenlehne kann durch Betätigen des Klemmhebels **(C)** auf der rechten Seite der Sitzhilfe eingestellt werden.



Bitte ziehen Sie den Klemmgriff nach jeder Einstellung wieder fest!

Der Rückenwinkel ist auch für starke Belastungen einstellbar. Dazu die Schrauben **(D)** auf beiden Seiten in die gewünschte Position im Loch bringen.




3. Einstellungen.

3.5 Sitztiefe

Die Sitztiefe kann nach Lösen der zwei Madenschrauben (A) auf beiden Seiten des Stuhls angepasst werden.



Bitte ziehen Sie die Madenschrauben nach der Einstellung wieder fest!




3.6 Rückenhöhe

Um die Höhe der Rückenlehne zu verändern, müssen die beiden Drehgriffe (B) an der Rückseite der Rückenlehne gelöst werden.



Bitte ziehen Sie die Drehgriffe nach der Einstellung wieder fest!




3.7 Armlehnen

Die Armlehnen sind winkel-, höhen- und breitenverstellbar.

Lösen Sie den Drehgriff (C) an der Seite der Armlehne um den Winkel einzustellen. Bringen Sie die Armlehne in die gewünschte Position und ziehen Sie den Drehgriff wieder fest an. Lösen Sie den Drehgriff (D) an der Seite der Armlehne um die Höhe einzustellen. Bringen Sie die Armlehne in die gewünschte Position und ziehen Sie den Drehgriff wieder fest an. Lösen Sie die Madenschraube (E) unter dem Sitz für die Breiteneinstellung. Bringen Sie die Armlehne in die gewünschte Position und ziehen Sie die Madenschraube wieder fest an.



Bitte ziehen Sie alle Schraubverbindungen nach jeder Einstellung wieder fest an.



4. Zubehör.

4.1 Kopfstütze

Die Kopfstütze ist in der Höhe verstellbar. Lösen Sie alle vier Muttern (A) an der Rückseite, um die Kopfstütze in die gewünschte Position zu bringen.



Bitte ziehen Sie die Muttern nach jeder Einstellung wieder fest!



4.2 Thoraxpelotten

Die Thoraxpelotten sind in Höhe und Breite einstellbar. Lösen Sie die Schrauben (B) auf der Rückseite der Rückenlehne und bringen Sie die Thoraxpelotten in die gewünschte Position.




Bitte ziehen Sie die Schrauben nach jeder Einstellung wieder fest!



4.3 Oberschenkelführung

Die Polster der Oberschenkelführung sind individuell in der Breite und Tiefe einstellbar. Zum Einstellen der Breite lösen Sie die beiden Innensechskantschrauben (C) unterhalb der Sitzfläche und bringen die Oberschenkelführungspolster in die gewünschte Position. Zum Einstellen der Tiefe öffnen Sie bitte die Reißverschlüsse (D), lösen die 3 Linsenkopfschrauben (E) mit Innensechskant und bringen das Polster in die gewünschte Position. Zusätzlich können Sie über das Lochmuster (F) die gesamte Oberschenkelführung durch Lösen und Versetzen der Schrauben (C) in der Tiefe verstellen. Hierbei sind drei Positionen möglich.



Ziehen Sie nach jeder Einstellung die Schraubverbindungen wieder fest!


4.4 Feststellbremse

Die Feststellbremse ist vom Nutzer selbst bedienbar. Wird der Hebel, der am Sitzsystem angebracht ist, heruntergedrückt, ist die Bremse gelöst. Steht der Hebel nach oben, greift die Bremse.

4. Zubehör.

4.5 Fußstütze


Die Kniewinkelverstellung hat eine Schnappverbindung, die eine Anpassung in kleinen Schritten ermöglicht. Dazu müssen die Drehgriffe (A) auf beiden Seiten gelöst werden. Im Anschluss lösen Sie die Madenschrauben (B) auf der Rückseite der Fußstütze, um die Höhe einzustellen.



Ziehen Sie die Schraubverbindungen nach jeder Einstellung wieder fest!

4.6 Aufsteckbare Fußbank

Die aufsteckbare Fußbank ist einfach zu montieren und gewährleistet ein komfortables Sitzen. Ziehen Sie einfach die beiden Arretierbolzen (C), um die Fußbank zu entfernen. Bitte stecken Sie bei der Positionierung zuerst den hinteren Anschluss (D) in den Grundrahmen und stellen Sie sicher, dass die Arretierbolzen (C) einrasten.



4.7 Holztherapietisch

Stecken Sie den Therapietisch auf der linken Seite in die Aufnahme (E) neben der Armlehne und ziehen Sie die Flügelschraube (F) fest. Die Höhe kann durch die Anpassung der Armlehnen verändert werden (siehe **Punkt 3.7**). Um den Therapietisch zur Seite zu klappen, z.B. beim Ein- und Aussteigen des Nutzers, lösen Sie die Flügelschraube (F), schwenken den Tisch nach oben weg und führen diesen an die Seite des Therapiestuhls.



4.8 Knieabduktionskeil

Lösen Sie die Flügelschraube (G), um den Knieabduktionskeil in der Höhe zu verstellen. Für die Tiefeneinstellung lösen Sie die Flügelschraube (H) unterhalb der Sitzfläche.



Bitte ziehen Sie die Schraubverbindungen nach jeder Einstellung wieder fest!



4. Zubehör.

4.9 Radstandsverlängerung

Der Radstandsverlängerung dient dazu, die Stabilität auch für größere Sitzsysteme bei nach hinten geneigten Sitzwinkel zu gewährleisten.



Die Radstandsverlängerung ist nicht einstellbar!

5. Reinigen und Instandhalten.

5.1 Reinigen und Desinfizieren

5.1.1 Reinigung

Alle Rahmenelemente bitte regelmäßig mit einem Schwamm oder feuchtem Tuch reinigen, insbesondere Wassertropfen sollten entfernt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen sollte die Reinigung mit einem milden Haushaltsreiniger erfolgen. Wichtig ist ein gründliches Trocknen der gereinigten Stellen.

Alle Stoffe, die nicht abgenommen werden können, können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei allen abnehmbaren Stoffen beachten Sie bitte die eingenähten Pflegeetiketten (wie z. B. **A+B**) an dem jeweiligen Element.

Beachten Sie bitte auch unsere allgemeinen Reinigungs- und Hygienehinweise. Diese finden Sie auf **www.schuchmann.de/mediathek**.



5.1.2 Desinfektion

Zur Flächendesinfektion der Metall- und Kunststoffteile können verschiedene Produkte eingesetzt werden.

Flüssige Desinfektionsmittel gibt es als fertige Lösung, die aufgesprüht und mit einem weichen Tuch gleichmäßig aufgetragen werden. Alternativ können auch mit Desinfektionsmittel vorgetränkte Tücher verwendet werden, mit denen die Produkte flächendeckend abgewischt werden. In beiden Fällen muss auf eine vollständige Benetzung geachtet werden. Eine Desinfektion in vollautomatischen Desinfektionsanlagen ist ebenfalls möglich und empfehlenswert.

Die Einwirkzeiten können variieren und sind den Herstellerangaben der verwendeten Mittel zu entnehmen.

5. Reinigen und Instandhalten.

5.2 Instandhaltung

Bitte führen Sie eine tägliche Sichtprüfung durch und kontrollieren regelmäßig das Produkt auf Risse, Brüche, fehlende Teile und Fehlfunktionen. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt oder einer Fehlfunktion direkt an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.5**).

5.3 Wartung

Aus Gründen der Sicherheit des Anwenders und zur Erhaltung der Produkthaftung hat mindestens einmal jährlich eine Wartung durch den Fachhändler (siehe **Punkt 8.5**) zu erfolgen. Die durchgeführten Wartungen sind im Wartungsplan (siehe **Punkt 5.3.2**) zu dokumentieren.

5.3.1 Wartungsvorgaben

- Grundlegende Reinigung nach Herstellervorgabe (siehe **Punkt 5.1.1**)
- Ggf. Desinfektion nach Herstellervorgabe (siehe **Punkt 5.1.2**)
- Beschädigungen an Rahmen, Anbauteilen und Zubehör (Risse, Brüche, Korrosion, verbogene oder fehlende Teile)
- Festigkeit der Verbindungen (lose Schrauben nachziehen, fehlende Schrauben ersetzen)
- Funktionsfähigkeit der Verstellelemente (Schrauben, Auslösehebel, Fußpedal)
- Funktionsfähigkeit weiterer Verstellelemente (Rücken, Kopfstütze, Pelotten, Armlehnen, Fußstützen, Tisch und Führungen im Beinbereich)
- Funktionsfähigkeit der Gasdruckfedern (ggf. Nachjustierung der Bowdenzüge)
- Funktionsfähigkeit der Sicherheitselemente (Kippsicherung)
- Korrekte Montage der Sitzeinheit
- Funktionsfähigkeit der Bremsen
- Funktionsfähigkeit der Laufrollen (Rundlauf, Leichtgängigkeit)
- Prüfung der Begurtung auf Beschädigungen (Klemmvorrichtungen, Verschlüsse, Nähte)
- Prüfung der Polster und Bezüge auf Beschädigungen
- Lesbarkeit des Typenschilds
- Abschließende vollständige Funktionskontrolle des Hilfsmittels
- Kontrolle der korrekten Befestigung aller Anbauteile und des zugehörigen Zubehörs



5. Reinigen und Instandhalten.

5.3.2 Wartungsplan

Wartungsvorgaben des Herstellers (siehe **Punkt 5.3.1**) wurden durchgeführt:

Datum	Unternehmen	Name	Unterschrift



Festgestellte Mängel oder Beschädigungen müssen vor der Wiederverwendung durch den Fachhandel oder den Hersteller behoben werden.

5.4 Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehör und Original-Ersatzteile der Firma Schuchmann, da Sie anderenfalls die Sicherheit des Anwenders gefährden und die Gewährleistung erlischt.

Für eine Ersatzteilbestellung wenden Sie sich bitte unter Angabe der Seriennummer des Produkts an den ausliefernden Fachhändler (siehe **Punkt 8.5**). Notwendige Ersatzteile und Zubehör dürfen lediglich durch geschultes Personal montiert werden.

5.5 Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, in Abhängigkeit von der Nutzungsintensität und Anzahl der Wiedereinsätze, beträgt bis zu „8“ Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanweisung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet. Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z.B. Laufräder, Gasdruckfedern,... . Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsatzbarkeit obliegt dem Fachhandel.

5. Reinigen und Instandhalten.


Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bitte führen Sie vor Weitergabe die unter **Punkt 5.1** genannten Reinigungs- und Desinfektionshinweise aus. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden. Für den Wiedereinsatz ist keine vorherige Demontage vorgesehen. Im Falle einer Lagerung ist es empfehlenswert, das Produkt zur Platzersparnis auf das kompakteste Maß einzustellen.



Sollte es während der Nutzungsdauer bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen, ist dies unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

6. Technische Daten.

Maße



		Maße
A	Sitztiefe	36 – 47 cm
B	Sitzbreite	34 – 44 cm
C*	Höhe kurzer Rücken	40 cm
C*	Höhe langer Rücken	48 cm
C**	Höhe kurzer Rücken	48 cm
C**	Höhe langer Rücken	56 cm
E	Sitzhöhe	48 – 60 cm
F	Unterschenkellänge	37 – 49 cm
G	Breite gesamt	64 cm
H	Länge Grundrahmen	80 cm
	Sitzwinkel	(-) 5° – 30°
	Rückenwinkel	(-) 5° – 25°
	max. Belastung	120 kg
	Gewicht	26 kg
* aus 3 mm Aluminiumblech ** aus 4 mm Aluminiumblech		

7. Gewährleistung.

Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.

8. Identifizierung.

8.1 EU Konformitätserklärung



EU Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity



Firma / Company: Schuchmann GmbH & Co. KG
 Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf · Deutschland / Germany
 Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109
 Actor ID / SRN: DE-MF-000013435

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend genannte Produkt der Risikoklasse 1
declares under our sole responsibility that the following product(s) of Class 1 Medical Devices

„madita maxi.“ Therapiestuhl / *therapy chair*

Art.-Nr. / Item-No.: 30 03 000

Basis UDI-DI / Basic UDI-DI: 4251040200004-000300XXXX8D

den einschlägigen Bestimmungen der im folgenden aufgeführten Richtlinien und Standards entspricht;
is / are in conformity with the requirements of the below listed directives and standards:

Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte vom 05. April 2017
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices of 5 April 2017

DIN EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen
Assistive products for persons with disability

DIN EN ISO 14971:2022 Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
Medical devices – Application of risk management to medical devices

Diese Konformitätserklärung gilt nur für Produkte mit den oben genannten Artikelnummern und
 ist gültig bis zum 31.12.2027.

*This declaration of conformity applies only for products with above-named item-numbers
 and is valid until 31.12.2027.*

Datum / Date: 12.05.2023

Unterschrift / Sign:

Name / Name: Torster Schuchmann


Funktion / Function: Verantwortliche Person / *Person responsible for regulatory compliance*



8. Identifizierung.

8.2 Seriennummer / Herstellungsdatum

Die Seriennummer, das Herstellungsdatum sowie weitere Angaben finden Sie auf dem Typenschild, das sich auf jedem unserer Produkte befindet (A).



8.3 Produktversion

Der Therapiestuhl **madita maxi** ist in einer Größe erhältlich und kann durch vielfältiges Zubehör ergänzt werden (siehe **Punkt 4**).

8.4 Ausgabe des Dokuments

Gebrauchsanleitung **madita maxi**. – Änderungsstand K; Ausgabe 05.2023

8.5 Name und Adresse des Herstellers, ausliefernder Fachhändler

Dieses Produkt wurde hergestellt von:



Schuchmann GmbH & Co. KG

Rudolf-Runge-Str. 3 · 49143 Bissendorf

Tel. +49 (0) 5402 / 40 71 00 · Fax +49 (0) 5402 / 40 71 109

info@schuchmann.de · www.schuchmann.de

Dieses Produkt wurde von folgendem Fachhändler ausgeliefert: