

GMFCS
Level I-V

kg
max. 120



cm
42-98

cm
18-23

Ich bin dein bewährtes Dreirad mit E-Antrieb.

Ich unterstütze da, wo deine eigene Kraft nicht ganz ausreicht. Sei es bei kurzen oder langen Fahrten in die Stadt oder ins Grüne. Da ich einen geräuschlosen Direktantrieb besitze, genießt du ganz ungestört deine Ausflüge. Zusätzlich unterstützt dich meine optionale Anfahrhilfe, damit du beim Start auf Touren kommst. Für geübte Fahrer gibt es meinen Antrieb auch in einer „Fortgeschrittenen-Version“. Diese ermöglicht dir einen kraftvolleren Antrieb.

Auch bei meiner „Beginner-Version“ lässt sich über das Display der Eco-, Standard- oder Powermodus ansteuern.





**DirectPower E-Bike Motor**

ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert, minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorgeräusche entfallen.

**LCD-Display**

zeigt dir Angaben zu Unterstützungsstufe, Geschwindigkeit und Akkustatus – ist gut lesbar auch in heller / sonniger Umgebung.

**Taster- oder Drehgriffbedienung**

ermöglicht dir auch während der Fahrt, den Modus und ggf. die Anfahrhilfe einzustellen.

**Rahmenfarben
16"**

- Fenstergrau / Reinweiß
- Telemagenta (Pink) / Reinweiß
- Türkisblau / Reinweiß

**Rahmenfarben
20" & 24" / 20"**

- Fenstergrau / Reinweiß
- Pastellblau / Reinweiß
- Kiwisorbetgrün / Reinweiß

**Rahmenfarben
24", 26" & 26" (XL)**

- Fenstergrau / Reinweiß
- Elfenbein / Reinweiß
- Schwarz matt / Reinweiß



Egal wohin die Reise gehen soll, du kannst dich immer auf mich verlassen.



Der Akku kann zum Laden auch herausgenommen werden. Der Ladezustand lässt sich am Display ablesen.



Daten	16“	20“	24 / 20“	24“	26“	26“ (XL)
Pedal bis Oberkante Sattel*	42 - 62cm	49 - 71cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87cm	72 - 94 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81cm	68 - 91cm	75 - 98 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	39cm	45cm	54 cm	52cm	58 cm	
Radstand	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Einstiegshöhe	18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Länge über Alles	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Breite über Alles	65 cm	69 cm	75 cm			
max. Belastung	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Gewicht	24,5 kg	27 kg	28,5 kg	29,5 kg	31,5 kg	31,7 kg
HMV-Nr.	22.51.04.0005					

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Weitere Infos zu Zubehör und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.

