



activity chair.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der dynamische Therapiestuhl.

- Sitz- und Rückeneinheit inkl. Polster
- Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder von (-) 5° bis 20°
- Rückenhöhen- und Sitztiefenverstellung
- inkl. 2-Punkt-Beckengurt
- Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder von
 - (-) 15° bis 15° beim Standard-Untergestell
 - (-) 15° bis 25° beim Hi/Lo-Untergestell
- Rahmenfarbe: Effektschwarz

HMV-Nr.: 26.11.05.0046
(Standard-Untergestell)

HMV-Nr.: 26.11.05.0047
(Hi/Lo-Untergestell)



zum Konfigurator



Grundmodell



activity chair.

Sitzeinheit (Standard)

Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder von (-) 5° bis 20°

Preis / Stück

Gr. 0	(72 00 200)	1.028 €
Gr. 1	(72 01 200)	1.050 €
Gr. 2	(72 02 200)	1.200 €



activity chair.

Sitzeinheit (dynamisch)

Rückenwinkelverstellung per Gasdruckfeder von (-) 5° bis 20°; eine Gasdruckfeder ermöglicht das Aufnehmen selbsterzeugter Bewegung – die Federoption bietet dem Anwender 10° Bewegungsspielraum.

Preis / Stück

Gr. 0	(72 00 300)	1.173 €
Gr. 1	(72 01 300)	1.200 €
Gr. 2	(72 02 300)	1.387 €

Maße				
		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Sitztiefe		20 - 30 cm	28 - 41 cm	38 - 51 cm
Sitzbreite		30 cm	36 cm	43 cm
Sitzbreite (mit Hüftpelotten)		18 - 23 cm	22 - 29 cm	28 - 36 cm
Brustbreite		17 - 29 cm	17 - 30 cm	24 - 36 cm
Rückenhöhe		32 - 39 cm	39 - 48 cm	48 - 61 cm
Höhe Kopfstütze - Sitz		37 - 53 cm	44 - 62 cm	50 - 75 cm
Höhe Armlehne - Sitz		13 - 19 cm	18 - 27 cm	18 - 27 cm
Unterschenkellänge bei Nutzung mit Fußbank		18 - 30 cm	20 - 38 cm	29 - 54 cm
Sitzhöhe über dem Boden	mit kurzen/mit langen Standfüßen	24 - 32 cm / 47 - 55 cm	32 - 42 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	mit kurzen/mit langen Standfüßen und Doppellaufrollen	34 - 42 cm / 47 - 55 cm	41 - 51 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	mit Hi/Lo-Untergestell	25,5 - 63,5 cm	30,5 - 58,5 cm	40,5 - 61 cm
Rahmenbreite	mit kurzen/mit langen Standfüßen	53 / 58 cm	59 / 62 cm	68 / 68 cm
	mit kurzen/mit langen Standfüßen und Doppellaufrollen	57 / 60 cm	62 / 65 cm	71 / 71 cm
	mit Hi/Lo-Untergestell	66 cm	68,5 cm	73,5 cm
Sitzwinkel	mit Standard-Untergestell/mit Hi/Lo-Untergestell	(-) 15° - 15° / (-) 15° - 25°		
Rückenwinkel		(-) 5° - 20°		
Gesamtlänge/Rahmentiefe		54-73 cm	57-73 cm	77-90 cm
Gesamtbreite		53-60 cm	59-65 cm	68-70,5 cm
Gesamthöhe inkl. Kopfstütze		61-108 cm	76-120 cm	92-136 cm
Gesamthöhe ohne Kopfstütze		56-94 cm	71-106 cm	90-122 cm
Empfohlene Körpergröße		81-122 cm	102-142 cm	127-188 cm
max. Belastung		34 kg	68 kg	113 kg
Eigengewicht Standard-Untergestell		12,2 kg	15,9 kg	24,5 kg
Eigengewicht Hi/Lo-Untergestell		25,4 Kg	39 Kg	44,5 kg

Die angegebenen Maße gelten für beide Sitzeinheiten mit allen Untergestellen. Falls sich bestimmte Maße zwischen den Untergestellen unterscheiden, sind diese konkret aufgeführt.

Untergestelle			
Standard-Untergestell activity chair. inkl. höhenverstellbaren, rutschfesten Standfüßen; Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder von (-) 15° bis 15°	Dynamisches-Untergestell activity chair. inkl. höhenverstellbaren, rutschfesten Standfüßen; Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder von (-) 15° bis 15°; eine Gasdruckfeder ermöglicht das Aufnehmen selbsterzeugter Bewegung - die Federoption bietet dem Anwender Bewegungsspielraum.	Hi/Lo-Untergestell activity chair. inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm, gebremst, 1x mit Richtungsfeststeller für Gr. 0) & 1 Lenkrolle (für Gr. 1 & 2); Höhenverstellung (per Gasdruckfeder bei Gr. 0 und hydraulisch bei Gr. 1+2); Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder von (-) 15° bis 25°	
			
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	
Gr. 0 (72 00 400) 730 €	Gr. 0 (72 00 500) 842 €	Gr. 0 (72 00 600) 2.270 €	
Gr. 1 (72 01 400) 743 €	Gr. 1 (72 01 500) 871 €	Gr. 1 (72 01 700) 3.187 €	
Gr. 2 (72 02 400) 871 €	Gr. 2 (72 02 500) 1.016 €	Gr. 2 (72 02 700) 3.381 €	

Polsterfarbe			
Blau 	Rot 		
Preis	Preis		
für Gr. 0 (72 05 201) inkl.	für Gr. 0 (72 05 301) inkl.		
für Gr. 1 (72 00 201) inkl.	für Gr. 1 (72 00 301) inkl.		
für Gr. 2 (72 02 201) inkl.	für Gr. 2 (72 02 301) inkl.		

Standfüße

	Kurze Standfüße – Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben		Lange Standfüße – für alle Größen	
	Preis / Set		Preis / Set	
	für Gr. 0 (72 04 004)	inkl.	72 01 004	inkl.
	für Gr. 1 (72 00 004)	inkl.		
	für Gr. 2 (72 05 004)	inkl.		

Standfüße

4 Doppellaufrollen (75 mm) kurze Ausführung, gebremst, 1x mit Richtungsfeststeller		4 Doppellaufrollen (75 mm) lange Ausführung, gebremst, 1x mit Richtungsfeststeller, für alle Größen	
Aufpreis / Set		Aufpreis / Set	
für Gr. 0 (72 06 004)	393 €	72 03 004	393 €
für Gr. 1+2 (72 02 004)	393 €		

Zubehör

Kopfstütze (Standard) tiefen-, winkel- und höheneinstellbar	Kopfstütze (Muschelform) tiefen-, winkel- und höheneinstellbar	Kopfstütze (Seitenführung) tiefen-, winkel- und höheneinstellbar, Flügelpolster lassen sich von fast flach bis 90° verstellen
		
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
72 00 010 352 €	72 00 011 378 €	72 00 018 485 €

Zubehör

Thoraxpelotten – höhen- und breiteneinstellbar			Thoraxpelotten – höhen- und breiteneinstellbar, mit Brustgurt			Schiebegriffe – empfohlen für alle activity chair .- Modelle mit Doppellaufrollen und/oder mit Hi/Lo Untergestell	
							
	Tiefe	Höhe		Tiefe	Höhe		
für Gr. 0-2	13 cm	10 cm	für Gr. 0+1	13 cm	10 cm		
für Gr. 1-2	16,5 cm	13 cm	für Gr. 2	16,5 cm	13 cm		
Preis / Paar			Preis / Set			Preis / Paar	
für Gr. 0-2 (72 01 005)		309 €	für Gr. 0 (72 00 006)		393 €	72 00 012 250 €	
für Gr. 1-2 (72 02 005)		334 €	für Gr. 1 (72 01 006)		393 €		
			für Gr. 2 (72 02 006)		421 €		

Zubehör

Armlehnen – höheneinstellbar			Hüftpelotten – gepolstert und winkleinstellbar (nur in Verbindung mit den Armlehnen nutzbar)			Therapietisch – nur in Verbindung mit den Armlehnen nutzbar	
							
	Breite	Länge		Höhe	Länge		
für Gr. 0	6 cm	22 cm	für Gr. 0	8 cm	14 cm		
für Gr. 1+2	7,5 cm	30,5 cm	für Gr. 1+2	10 cm	23,5 cm		
Preis / Paar			Preis / Paar			Preis / Stück	
für Gr. 0 (72 05 007)		393 €	für Gr. 0 (72 05 008)		393 €	für Gr. 0 (72 00 009)	462 €
für Gr. 1+2 (72 00 007)		393 €	für Gr. 1+2 (72 00 008)		393 €	für Gr. 1 (72 01 009)	462 €
						für Gr. 2 (72 02 009)	462 €

Zubehör
Rückenverlängerung

LWS-Anstützung und Tuberkannte

Abduktionskeil
 tiefeinstellbar


	Breite	Tiefe	Höhe
für Gr. 0+1	7,5 cm	15 cm	9 cm
für Gr. 2	10 cm	19 cm	10 cm

Preis / Stück

Preis / Set

Preis / Stück

für Gr. 0+1 (72 01016)	199 €
für Gr. 2 (72 02016)	199 €

für Gr. 0 (72 00017)	172 €
für Gr. 1 (72 01017)	172 €
für Gr. 2 (72 02017)	172 €

für Gr. 0+1 (72 01013)	212 €
für Gr. 2 (72 02013)	212 €

Zubehör
Knieführung


Preis / Paar

Beinstützpulster
 mit Steckschloss,
 tiefeinstellbar



Preis / Stück

72 00 014	309 €
------------------	-------

für Gr. 0 (72 00015)	348 €
für Gr. 1 (72 01015)	348 €
für Gr. 2 (72 02015)	378 €

Begurtung
Brustgurt


Preis / Stück

Brustschultergurt


normal

dünn

Preis / Stück

Oberschenkelgurte


Preis / Paar

Sitzhose


Preis / Stück

für Gr. 0 (72 00020)	153 €
für Gr. 1 (72 01020)	153 €
für Gr. 2 (72 02020)	153 €

normal für Gr. 0 (72 00021)	227 €
normal für Gr. 1 (72 01021)	227 €
normal für Gr. 2 (72 02021)	227 €
dünn für Gr. 1 (72 04021)	227 €
dünn für Gr. 2 (72 03021)	227 €

für Gr. 0 (72 00022)	153 €
für Gr. 1 (72 01022)	153 €
für Gr. 2 (72 02022)	153 €

für Gr. 0 (72 00023)	268 €
für Gr. 1 (72 01023)	268 €
für Gr. 2 (72 02023)	268 €

Zubehör
Fußbank – höhenverstellbar, hochklappbar und wegschwenkbar für den Transfer. Empfohlen für Modelle mit Hi/Lo-Untergestell.


Preis / Stück

Knöchelpositionierungshilfe – mit Steckschloss, nur in Verbindung mit der Fußbank nutzbar


Preis / Paar

für Gr. 0 (72 00029)	702 €
für Gr. 1 (72 01029)	702 €
für Gr. 2 (72 02029)	702 €

für Gr. 0+1 (72 01026)	153 €
für Gr. 2 (72 02026)	153 €

Zubehör
Sandalen mit Fußriemen

 nur in Verbindung mit der Fußbank
 nutzbar


Preis / Paar

für Gr. 0 (72 00027)	153 €
für Gr. 1 (72 01027)	153 €
für Gr. 2 (72 02027)	153 €

Keile

 nur in Verbindung mit der Fußbank
 und den Sandalen nutzbar


Preis / Paar

für Gr. 0 (72 00028)	122 €
für Gr. 1 (72 01028)	122 €
für Gr. 2 (72 02028)	122 €