



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die vielfältige Bade- und Duschliege.

- Gestell schwarz pulverbeschichtet mit abnehmbarem, waschbarem Bezug
- inkl. Rückenwinkel-, Kniewinkel- und Kopfwinkelverstellung
- inkl. Brustgurt



HMV-Nr.: 04.40.04.0006



zum Konfigurator

Maße

		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A	Sitzbreite	30 cm	35 cm		40 cm
B	Sitztiefe	30 cm	34 cm	38 cm	44 cm
C	Rückenhöhe	45 cm	61 cm	71 cm	82 cm
D	Länge Standfläche	69 cm	74 cm	88 cm	93 cm
E	Unterschenkellänge	19 cm	20 cm	28 cm	
F	Breite gesamt	36 cm	41 cm		46 cm
	Rückenwinkel	90° – 180°			
	Kniewinkel	0° – 90°			
	Kopfstützwinkel	0° – 90°			
	Sitzhöhe	0* / 5 cm			
	max. Belastung	35 kg	45 kg	55 kg	75 kg
	Gewicht	4 kg	4,1kg	4,3kg	4,8kg
* in Kombination mit dem Bezug mit Beckenmulde					



Grundmodell

basti. Gr. 1	basti. Gr. 2	basti. Gr. 3	basti. Gr. 4 Rückenwinkelverstellung per Edelstahlrastergelenk
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
56 01 000 989 €	56 02 000 1.051 €	56 03 000 1.107 €	56 04 000 1.255 €

Zubehör

Bezug mit Beckenmulde und einstellbarer Tuberkante



Kopfführungspolster – verstellbar mit Klettverschluss



		Aufpreis / Stück			Preis / Stück
für Gr. 1	(56 01 001)	160 €	für Gr. 1	(56 01 002)	261 €
für Gr. 2	(56 02 001)	160 €	für Gr. 2	(56 02 002)	261 €
für Gr. 3	(56 03 001)	191 €	für Gr. 3	(56 03 002)	261 €
für Gr. 4	(56 04 001)	191 €	für Gr. 4	(56 04 002)	261 €

Zubehör

Zusätzlicher Haltegurt – verstellbar mit Klettverschluss, für den Brust- oder Beckenbereich



Duschuntergestell basti. – fahrbar mit 4 bremsbaren Laufrollen



		Preis / Stück			Preis / Stück
für Gr. 1	(56 01 003)	126 €	56 00 200		868 €
für Gr. 2+3	(56 03 003)	126 €			
für Gr. 4	(56 04 003)	126 €			

Maße - Untergestell

A	Länge	92 cm
B	Breite	57 cm
C	Sitzhöhe mit Untergestell	61* / 66 cm
	* in Kombination mit dem Bezug mit Beckenmulde	

