



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der mobile Badesitz.


- Aluminiumgestell mit abnehmbarem Bezug
- Rückenfläche im Winkel verstellbar
- inkl. Beckengurt



zum Konfigurator

Maße

		bibi.	bibi. mit langem Rücken
A	Sitztiefe		30 cm
B	Sitzbreite		36 cm
C	Höhe Rücken	45 cm	55 cm
D	Länge gesamt		60 cm
	Rückenwinkel		90° – 180°
	max. Belastung		30 kg
	Gewicht		2,3 kg



Grundmodell

bibi.	bibi. mit langem Rücken
Preis / Stück	Preis / Stück
5501000 500 €	5501001 536 €

Zubehör

Zusätzlicher Beckengurt



Preis / Stück
5501002 136 €