



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der komfortable Dusch- und Toilettenstuhl.

- anatomisch geformte Sitzschale aus PE, Farbe Stahlblau
- Untergestell aus Edelstahl
- Sitzwinkelverstellung per Gasdruckfeder:
130 N (Gr. 0), 200 N (Gr. 1–3) und 2x 130 N (Gr. 4)
- mechanische Höhenverstellung
- 4 Doppellaufrollen (100 mm) mit Feststeller


HMV-Nr.: 33.40.04.1014



zum Konfigurator



Voreinstellungen



Voreinstellungen am Dusch- und Toilettenstuhl im Hause Schuchmann.
Teilen Sie uns hierfür bitte folgende Körpermaße mit:

I Rückenhöhe _____

II Beckenbreite
(Sitzbreite hinten) _____

III Sitztiefe _____


IV Unterschenellänge _____

52 00 080

Preis

inkl.

Maße



		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A	Sitzbreite (hinten)	26cm	31cm	36cm	41cm	46cm
B	Sitztiefe	31cm	36cm	41cm	46cm	48cm
C	Schalenbreite (vorne)	31cm	36cm	41cm	46cm	51cm
D	Rückenhöhe	49cm	51cm	56cm	61cm	65cm
E	Sitzwinkel	(-)5° - 30°				
F	Überfahrbare Toilettenhöhe	47 - 57cm	45 - 55cm	42 - 52cm		
G	Breite gesamt	56cm	61cm	63cm	71,5cm	74cm
H	Länge gesamt	65cm			70cm	
I	max. Unterschenklänge	38cm		48cm		
J	Vorderkante Hygieneöffnung bis Hinterkante Untergestell	47cm	49cm	51cm	54cm	57cm
K	Breite Öffnung vorne	10cm				
L	Breite Öffnung hinten	12cm		13,5cm		
M*	Breite Öffnung hinten	-	-	18,5cm		
	max. Belastung	60kg	80kg	100kg		150kg
	Gewicht	28kg	30kg	33kg	35kg	38kg

*gilt nur für die Größen 2 b, 3 b und 4 b

Grundmodell

boris. Gr. 0	boris. Gr. 1	boris. Gr. 2	boris. Gr. 3	boris. Gr. 4
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
52 00 100 2.750 €	52 01 100 2.781 €	Gr. 2a (52 02 100) 2.781 € Gr. 2b (52 02 200) 2.859 €	Gr. 3a (52 03 100) 2.859 € Gr. 3b (52 03 200) 2.941 €	Gr. 4a (52 04 100) 3.204 € Gr. 4b (52 04 200) 3.292 €

Zubehör

PU-Kopfstütze – blau, in Höhe und Tiefe verstellbar mit Edelstahlhalter		Tisch – mit gepolsterter Armauflagefläche und Halter	
Preis / Stück		Preis / Stück	
52 00 001 281 €		für Gr. 0 (52 00 012) 452 € für Gr. 1 (52 01 002) 452 € für Gr. 2 (52 02 002) 452 € für Gr. 3 (52 03 002) 452 € für Gr. 4 (52 04 002) 452 €	

Zubehör

PU-Einlegepolster – zweiteilig für Öffnungsform a



Preis / Stück

für Gr. 0	(52 00 101)	397 €
für Gr. 1	(52 01 101)	397 €
für Gr. 2a	(52 02 101)	397 €
für Gr. 3a	(52 03 101)	397 €
für Gr. 4a	(52 04 101)	397 €

PU-Einlegepolster – zweiteilig für Öffnungsform b



Preis / Stück

für Gr. 2b	(52 02 201)	446 €
für Gr. 3b	(52 03 201)	446 €
für Gr. 4b	(52 04 201)	446 €

Zubehör

Toiletteneimer – inkl. Deckel und Halterung als Montageset




Abduktionskeil – mit integriertem Spritzschutz



	Breite	Höhe ab Sitz
für Gr. 0 + 1	7 cm	14 cm
für Gr. 2 - 4	8 cm	17,5 cm

Fußbank – höhen-, kniewinkel- und fußwinkelverstellbar, zusätzlich hochklappbar



	einstellbare Unterschenkel­länge
für Gr. 0 + 1	30 – 38 cm
für Gr. 2 - 4	35 – 48 cm

PU-Wadenanlage – höhenverstellbar (nur in Verbindung mit der Fußbank möglich)



Höhe	15 cm
Breite	38 cm

Preis / Set	
für Gr. 0+1+3 (52 00 102)	203 €
für Gr. 2+4 (52 02 102)	203 €

Preis / Stück	
für Gr. 0+1 (52 01 103)	218 €
für Gr. 2+4 (52 02 103)	218 €
für Gr. 3 (52 03 103)	218 €

Preis / Stück	
für Gr. 0+1 (52 01004)	390 €
für Gr. 2-4 (52 02004)	390 €

Preis / Stück	
52 01009	246 €

Zubehör

Positionierungsweste – aus Abstandsgewebe inkl. Gurthalterung für die Schultergurte, Farbe: Blau



Beckengurt – aus Abstandsgewebe, Farbe: Blau




Preis / Set	
Gr. 1 (52 01010)	301 €
Gr. 2 (52 02010)	301 €
Gr. 3 (52 03010)	301 €

Preis / Stück	
Gr. 1 (52 01011)	127 €
Gr. 2 (52 02011)	127 €
Gr. 3 (52 03011)	127 €


Gurthalterung

Gurthalterung – für Schultergurte bei Nutzung von anderen Begurtungen außer der nebenstehenden Positionierungsweste



Art.-Nr.	Nutzung	max. Schulterbreite	Preis / Stück
52 01005	mit Kopfstütze	30 cm	127 €
52 01008	ohne Kopfstütze	30 cm	127 €

Zubehör



Fußmanschette

	Knöchelumfang	Gurtbreite
Gr. 1	12 – 19 cm	2,5 cm
Gr. 2	15 – 23 cm	2,5 cm

Preis / Paar	
Gr. 1 (52 01018)	236 €
Gr. 2 (52 02018)	236 €