



charlie integral.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der coole Autositz bis ins Teenageralter.

- 5-Punkt-Gurt **oder** Beckengurt
- Anatomischer Sitz mit 26 cm Sitztiefe
- Thoraxpelotten inkl. Bezug – höhen- und breiteneinstellbar
- Mit ISOFIX-Halterung
- Innovativer Side Impact Buddy für zusätzlichen Schutz
- Höhe der Kopfstütze/Rückenlehne ganz einfach mit einem Handgriff anpassen

HMV-Nr.: 26.11.06.0036

**ECE R129/03
ZERTIFIZIERT**



FÜR DIE GRÖßEREN

100 – 150 cm

Von ca. 3 bis ca. 12 Jahren



INTUITIVES SICHERN

Jedes Mal richtig anschnallen



I-SIZE, ECE R129/03*


Zertifiziert, um die anspruchsvollsten Sicherheitsvorschriften zu erfüllen





SWANDOO



zum Konfigurator

Maße		
Empf. Körpergröße	100 – 150 cm	
Länge	48 cm	
Breite	43 – 51 cm	
Höhe	59 – 79 cm	
Sitzhöhe	11 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)	
Sitztiefe	27 – 32 cm (kurze/ lange Sitzfläche)	
Sitzbreite	30 – 37 cm (Rückenseite / vorne)	
Scheitelhöhe	51 – 71 cm	
Kopfstützenhöhe	20 cm	
Unterschenkel­länge bei Nutzung der Fußbank	21 – 42 cm	
Gewicht	8 kg	
Max. Belastbarkeit	45 kg	

Grundmodell	
charlie integral. Grundmodell 1 • 5-Punkt-Gurt 	charlie integral. Grundmodell 2 • Beckengurt mit Beckenführungs­pelotte 
Preis / Stück 12 02 200 2.190 €	Preis / Stück 12 02 100 2.190 €

Zubehör nur für Grundmodell 1			Zubehör nur für Grundmodell 2
Beckenführungs­pelotte 	Brustpolster 	Schultergurt­polster 	Weste 
Preis / Stück 12 02 212 190 €	Preis / Stück 12 02 213 98 €	Preis / Paar 12 02 214 inkl.	Preis / Stück 12 02 111 260 €

Zubehör

Ergonomisch geformte Fußbank



Fußbankfeststeller – zur Feststellung des Hochklappmechanismus



Fußbank – zur Montage im Fußraum, höhen- und winkeleinstellbar



Breite	Höhe	Tiefe
36 cm	19–31 cm	26 cm

	Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück
12 02 106	360 €	12 02 115	38 €	12 02 116	348 €

Zubehör


Schwenkvorrichtung – darf nur mit ISOFIX-Anbindung benutzt werden



		Preis / Stück
schwenkbar nach rechts	(12 02 108)	790 €
schwenkbar nach links	(12 02 208)	790 €

Zubehör

Abduktionskeil



Armauflage inkl. kleiner Armstützen



Armauflage inkl. Seitenführung der Oberschenkel



Unterlegkeil für mehr Sitzwinkel



	Preis / Stück		Preis / Set		Preis / Set		Preis / Stück
12 02 103	120 €	12 02 104	320 €	12 02 105	440 €	12 02 107	170 €

Zubehör

Sitztiefenverlängerung auf 32 cm

Stützkissen für Kopf und Hals



Sonnenschutz



Autositzschoner – kompatibel mit allen Autositzen

- Hochwertiges und rutschfestes Neopren
- Zwei praktische, kinderfreundliche Vordertaschen
- Einfache Montage an der Kopfstütze



	Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück
12 02 101	90 €	12 02 102	120 €	12 02 109	80 €	12 02 110	89 €