



54 **corzo xcountry go.**

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der faltbare Reha-Buggy.

- nach den Anforderungen der EN ISO 7176/19 getestet
- Stahl-/ Alu-Gestell mit Fußbremse
- lenkbare und pannensichere Räder
- Handgriffe
- einstellbare Sitztiefe und Rückenhöhe
- höhenverstellbare, hochklappbare und abnehmbare Fußbank
- 5-Punkt-Gurt mit gepolstertem Schrittgurt
- Seitenführung
- Korb
- Verdeck
- Bezug: Grau
- Fahrgestell: Anthrazit

HMV-Nr.: 18.99.01.1032

patron®




zum Konfigurator



Maße

		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A	Rückenlehnenhöhe	55 cm	67 cm	65 / 85 cm	69 / 88 cm
B	Sitztiefe	28 - 34 cm	29 - 35 cm	32 - 39 cm	33 - 41 cm
	Sitzbreite	30 cm	34 cm	38 cm	42 cm
C	Unterschenkellänge	29 - 42 cm	32 - 46 cm	32 - 46 cm	33 - 50 cm
	Rückenlehnenwinkel	90° / 89°	94° / 91°	90° / 88°	94° / 92°
	Sitzwinkel	20°	25°		21°
D	Gesamtlänge	98 cm	102 cm		105 cm
	Gesamtbreite	52 cm	57 cm	62 cm	65 cm
E	Gesamthöhe	101 cm	105 cm	117 cm	121 cm
	Gewicht	12,7 kg	13 kg	14 kg	14,7 kg
	max. Belastung	45 kg	55 kg	75 kg	75 kg
	Länge (gefaltet)	117 cm	122 cm		126 cm
	Breite (gefaltet)	32 cm	31 cm	32 cm	37 cm
	Höhe (gefaltet)	34 cm	36 cm		



Grundmodelle

corzo xcountry go. Gr. 1	corzo xcountry go. Gr. 2	corzo xcountry go. Gr. 3	corzo xcountry go. Gr. 4
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
29 01 100 / 1 2.578 €	29 02 100 / 1 2.578 €	29 03 100 / 1 2.721 €	29 04 100 / 1 2.939 €

Zubehör

Fußbank – inkl. Wadenband, höhenverstellbar, hochklappbar und abnehmbar (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)		Fußstützen – inkl. Wadenband, höhenverstellbar, hochklappbar und abnehmbar		Kopfstütze	Rückenverlängerung	
						
i Bitte wählen Sie entweder die Fußbank oder die Fußstützen						
Preis / Stück		Preis / Paar		Preis / Stück	Preis / Stück	
für Gr. 1 (29 01 001)	inkl.	für Gr. 1 (29 01 002)	inkl.	29 00 003	für Gr. 3 (29 03 012)	137 €
für Gr. 2 (29 02 001)	inkl.	für Gr. 2-4 (29 02 002)	inkl.		für Gr. 4 (29 04 012)	137 €
für Gr. 3 (29 03 001)	inkl.					
für Gr. 4 (29 04 001)	inkl.					

Zubehör

Lange Seitenführung 	Brustschultergurt 	Positionierungsweste 
Preis / Paar	Preis / Stück	Preis / Stück
für Gr. 1 (29 01 105) 98 €	für Gr. 1 (29 01 006) 162 €	29 00 007 197 €
für Gr. 2-4 (29 02 105) 98 €	für Gr. 2-4 (29 02 006) 162 €	

Zubehör

Beckengurt 	Armstützen 	Regencape – nur in Verbindung mit dem Verdeck einsetzbar 
Preis / Stück	Preis / Paar	Preis / Stück
Gr. 1 (29 01 008) 104 €	29 00 013 207 €	für Gr. 1+2 (29 01 010) 87 €
Gr. 2 (29 02 008) 104 €		für Gr. 3+4 (29 02 010) 87 €