



dynamic pacer.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der dynamische Gehtrainer.

- Modulares Set mit diversen Kombinationsmöglichkeiten von unterschiedlichen Untergestellen und Oberrahmen (außer Gr. 0+4)
- Oberrahmen zur Aufnahme von Zubehör, stufenlos höhenverstellbar mittels Gasdruckfederunterstützung (bei Gr. 1-4)



zum Konfigurator

HMV-Nr.: 10.46.02.3005
(Gr. 0)

HMV-Nr.: 10.46.02.3044
(mit Standard-Untergestell)

HMV-Nr.: 10.46.02.3046
(mit Kombi-Untergestell)



Rahmenfarben

Farbauswahl für Gr. 0	Farbauswahl für Gr. 1	Farbauswahl für Gr. 2	Farbauswahl für Gr. 3	Farbauswahl für Gr. 4
 	 	 	 	
Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
Limettengrün (92 00 153) inkl. Weiß (92 00 155) inkl.	Limettengrün (92 00 153) inkl. Weiß (92 00 155) inkl.	Rot (92 00 150) inkl. Weiß (92 00 155) inkl.	Blau (92 00 152) inkl. Schwarz (92 00 156) inkl.	Schwarz (92 00 156) inkl.

Grundmodell pacer mini. (Gr. 0)



pacer mini. (Gr. 0)

einteiliges Grundgestell mit Greifrahmen, 4 Lenkrollen mit Schleifbremse, Rücklaufstopp, Feststellbremse und Richtungsfeststeller

			Preis / Stück
Gr. 0	ohne Distanzmesser	(33 00 200)	1.449 €
Gr. 0	mit Distanzmesser	(33 00 201)	1.775 €

Grundmodell - Oberrahmen (Gr. 1-4)
Standard-Oberrahmen


Dynamischer Oberrahmen – Zusätzlich mit integrierter und separat einstellbarer vertikaler und horizontaler Dynamik für ein physiologisches natürliches Gangbild.



Preis / Stück			Preis / Stück		
Gr. 1	(33 01 200)	1.165 €	Gr. 1	(33 01 202)	2.016 €
Gr. 2	(33 02 200)	1.633 €	Gr. 2	(33 02 202)	2.718 €
Gr. 3	(33 03 200)	1.947 €	Gr. 3	(33 03 202)	3.059 €
Gr. 4	(33 04 200)	2.718 €	Gr. 4	(33 04 202)	3.857 €

Grundmodell - Untergestelle (Gr. 1-4)
Zubehör
Standard-Untergestell

inklusive vier 4" (100 mm)-Rollen (Größe 1) oder vier 5½" (140 mm)-Rollen (Größen 2 – 4) mit Feststellbremse, Schleifbremse, Rücklaufstopp und Richtungsfeststeller


Kombi-Untergestell



inklusive zwei 8" (200 mm) Vorderrädern mit Richtungsfeststeller und zwei 11 ½" (290 mm) Hinterrädern mit Feststellbremse, Schleifbremse und Rücklaufstopp, für den Innen- und Außenbereich (für die Nutzung im Außenbereich muss die Funktions- und Feststellhandbremse mitbestellt werden)


Funktions- und Feststellhandbremse

nur am Kombi-Untergestell und in Verbindung mit den gepolsterten Armstützen oder den Unterarmauflagen verwendbar (nur mit einer Rahmenbohrung nachrüstbar)



Preis / Stück			Preis / Stück			Preis / Paar				
Gr. 1	ohne Distanzmesser	(33 01 204)	752 €	Gr. 2	ohne Distanzmesser	(33 02 206)	1.494 €	für Gr. 2	(33 02 011)	556 €
Gr. 1	mit Distanzmesser	(33 01 205)	1.052 €	Gr. 2	mit Distanzmesser	(33 02 207)	1.826 €	für Gr. 3	(33 03 011)	611 €
Gr. 2	ohne Distanzmesser	(33 02 204)	996 €	Gr. 3	ohne Distanzmesser	(33 03 206)	1.831 €			
Gr. 2	mit Distanzmesser	(33 02 205)	1.328 €	Gr. 3	mit Distanzmesser	(33 03 207)	2.168 €			
Gr. 3	ohne Distanzmesser	(33 03 204)	1.333 €							
Gr. 3	mit Distanzmesser	(33 03 205)	1.671 €							
Gr. 4	ohne Distanzmesser	(33 04 204)	2.357 €							
Gr. 4	mit Distanzmesser	(33 04 205)	2.639 €							

Maße


			Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A	empfohlene Ellbogenhöhe		39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 – 89 cm	81 – 119 cm	86 – 124 cm
B	Breite gesamt	Standard-Untergestell	52 cm	58 cm	66 cm	71 cm	80 cm
		Kombi-Untergestell	-	-	76 cm	81 cm	-
C	Länge gesamt	Standard-Untergestell	57 cm	66 cm	76 cm	91 cm	101 cm
		Kombi-Untergestell	-	-	91 cm	103 cm	-
D	Rahmenhöhe	Standard- / Kombi-Untergestell	32 cm	41 – 53 cm	55 – 69 cm	72 – 98 cm	79 – 104 cm
E	Höhe Untergestell (ohne Oberrahmen)	Standard- / Kombi-Untergestell	-	28 cm	37 cm	41 cm	47 cm
	Gewicht	Standard-Untergestell	4,6 kg	5,2 kg	6,8 kg	7 kg	10,2 kg
		Kombi-Untergestell	-	-	8,4 kg	8,7 kg	-
		Standard-Oberrahmen	-	2,7 kg	3,4 kg	4,4 kg	4,9 kg
		Dynamischer Oberrahmen	-	3,4 kg	5,2 kg	6,1 kg	6,8 kg
	Bewegung des dynamischen Oberrahmens	Vertikal	-	3,5 cm	8 cm	8 cm	8 cm
		Horizontal	-	4 cm	5 cm	5 cm	5 cm
	max. Belastung		23 kg	34 kg	68 kg	91 kg	113 kg

Zubehör

Multi-Positionierungs-Sattel (MPS)

Der Multi-Positionierungs-Sattel (MPS) ist ein höchst effektives Zubehör um das Gangbild zu optimieren. Er ermöglicht eine schnelle Feineinstellung der Beckenposition bei der Nutzung des Gehtrainers als Anterior- und auch als Posterior-Laufhilfe. Einstellbar in fünf Richtungen kann er an jede Haltung des Anwenders angepasst und am Standard- sowie dem dynamischen Oberrahmen montiert werden.



Sitzpolster Maße	Gr. 1+2	Gr. 3
Breite vorne (a)	7,5 cm	11,5 cm
Breite mitte (b)	4,5 cm	6,5 cm
Breite hinten (c)	9 cm	13,5 cm
Länge (d)	24 cm	27,5 cm

Satteltiefe – mit der Einstellung der Satteltiefe kann während der Vorwärtsbewegung das Becken in eine optimale Position in Bezug zum Oberkörper gebracht werden
Einstellbereich: 13 cm



Sattelwinkel – mittels des Sattelwinkels kann das Becken in eine Vor- und Rücklage gebracht werden und somit das Gangbild optimiert werden
Vorlage: 7,5° und 15°
Rücklage: 7,5° und 15°



Sattelhöhe – mit der Sattelhöhe kann eine Feineinstellung der Beckenposition während des Gehens erfolgen
Einstellbereich: 22 cm



Hüftanlage – die Hüftanlage kann in der Höhe und Tiefe eingestellt werden und bietet eine notwendige Dämpfung und Halt für die Hüfte
Einstellbereich Tiefe: 8 cm
Einstellbereich Höhe: 8 cm



Preis / Stück

Gr. 1 für Gr. 1 **(3301012)**
Gr. 2 für Gr. 2-4 **(3302012)**
Gr. 3 für Gr. 2-4 **(3303012)**

1.685 €
1.743 €
1.893 €

Zubehör

MPS Polsterüberzug zur Reib- und Widerstands-Reduzierung


Preis / Stück

für MPS Gr. 1+2 **(3301024)**
für MPS Gr. 3 **(3303024)**

136 €
136 €

Zubehör

Beckenpositionierungshilfe – mit Halterungen und einem Paar Schiebegriffe



	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Benutzermaße*	15 - 20 cm	15 - 25 cm	20 - 36 cm
a	17 cm	22 cm	30 cm
b	30 cm	41 cm	51 cm
c	18 cm	23 cm	30 cm

* Hälfte des Oberschenkelumfangs

Preis / Set

Gr. 0 **(3300015)** 762 €
Gr. 1 **(3301015)** 830 €
Gr. 2 **(3302015)** 902 €

Hüftpositionierungshilfe – verstellbar, mit Halterungen und einem Paar Schiebegriffe



	Gr. 1	Gr. 2
Schrittlänge (a)	6 cm	9 cm
Breite (b)	3 cm	4,5 cm
Länge (c)	23 cm	28 cm

Preis / Set

Gr. 1 **(3301003)** 665 €
Gr. 2 **(3302003)** 739 €

Polster – für Hüftpositionierungshilfe



Preis / Stück

für Gr. 1 **(3301004)** 241 €
für Gr. 2 **(3302004)** 241 €

Zubehör

Gepolsterte Rumpfstütze – mit Halterung

	Umfang	Höhe
Gr. 1	36 - 71 cm	11 cm
Gr. 2	56 - 102 cm	17 cm
Gr. 3	71 - 127 cm	20 cm
Preis / Set		
Gr. 1 (3301002)		885 €
Gr. 2 (3302002)		958 €
Gr. 3 (3303002)		958 €



Brustanlage – mit Rückengurt und Halterung

	Höhe	Umfang
für Gr. 0	10 cm	36 - 71 cm
für Gr. 1	10 cm	36 - 71 cm
für Gr. 2	12,5 cm	56 - 102 cm
für Gr. 3	15 cm	71 - 127 cm
Preis / Set		
für Gr. 0 (3300020)		553 €
für Gr. 1 (3301020)		553 €
für Gr. 2 (3302020)		603 €
für Gr. 3 (3303020)		632 €



Zubehör
Greifringe – mit Halterungen


Preis / Paar

33 00 008

351 €

Handgriffe – mit Halterung


	Höhe	Breite
Gr. 1	12,5cm	9cm
Gr. 2	18cm	9cm

	Preis / Paar
Gr. 1 (33 01 019)	362 €
Gr. 2 (33 02 019)	384 €

Zubehör
Gepolsterte Armstützen – mit Handgriffen und Halterungen

Auflagefläche
**Verstellbereich
(Ellbogen bis Faust)**
Gr. 1

11x18 cm

20 – 32 cm

Gr. 2

13x22 cm

27 – 41 cm

Preis / Paar

Gr. 1 **(33 01 001)**

758 €

Gr. 2 **(33 02 001)**

758 €

Gepolsterte Unterarmauflagen – mit Halterungen (empfohlen für Gr. 2-4)

ohne Handgriffe
Auflagefläche
mit Handgriffen

34 x 14 cm

34 x 14 cm

Preis / Paar

ohne Handgriffe **(33 00 010)**

711 €

mit Handgriffen **(33 01 010)**

842 €

Zubehör
Zusätzliche Schiebegriffe
für alle Größen

Therapietisch – winkelverstellbar
und transparenter Abdeckung

Innenmaße

22x28 cm

max. Belastung

5 kg

Preis / Paar

33 00 002

215 €

für Gr. 0 **(33 00 001)**

724 €

für Gr. 1-4 **(33 00 013)**

724 €

Oberschenkelpositionierungshilfe – mit Halterungen

Länge
max. Oberschenkelumfang
Gr. 1

13 – 20 cm

38 cm

Gr. 2

13 – 28 cm

51 cm

Preis / Paar

Gr. 1 **(33 01 005)**

661 €

Gr. 2 **(33 02 005)**

785 €

Zubehör
Knöchelpositionierungshilfe
für Standard-Untergestell


Preis / Set

für Gr. 0 **(33 00 016)**

357 €

für Gr. 1 **(33 01 016)**

357 €

für Gr. 2 **(33 02 016)**

357 €

für Gr. 3+4 **(33 03 016)**

403 €

Knöchelpositionierungshilfe
für Kombi-Untergestell


Preis / Set

für Gr. 2 **(33 02 017)**

357 €

für Gr. 3 **(33 03 017)**

403 €

Schiebestange für die Begleitperson


Preis / Stück

für Gr. 0 **(33 00 009)**

290 €

für Gr. 1 **(33 01 022)**

290 €

für Gr. 2+3 **(33 02 022)**

290 €

Zubehör-Tasche

35 cm x 40 cm x 23 cm



Preis / Stück

33 00 014

164 €