



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:


Das universelle Sitzschalen-Untergestell.

- Schrägverstellung der Sitzschale per Gasdruckfeder 500 N
- Höhenverstellung per Gasdruckfeder (800 N bei Gr. 0; 1200 N bei Gr. 1; 1600 N bei Gr. 2)
- 4 Laufrollen (75 mm), 2 mit Feststeller
- inkl. Aufnahmekopf für Trapez- und Fremdadapter und Fußbankeinsteckung

HMV-Nr.: 26.99.01.0022



Maße

		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	
A*	Höhe Sitzschalenaufnahme	18 - 55 cm (20 - 57 cm**)			
	Höhe Sitzschalenaufnahme mit elektr. Höhenverstellung	26 - 55 cm (28 - 57 cm**)			
	Höhe Sitzschalenaufnahme mit hydr. Höhenverstellung	20 - 56 cm (22 - 58 cm**)			
A	Höhe Sitzschalenaufnahme mit Kombiuntergestell	-	25 - 64 cm (27 - 66 cm**)		
B	Länge Grundrahmen	58 cm	65 cm	75 cm	
	Länge Gesamt mit Kombiuntergestell	71 cm	76 cm	86 cm	
C	Breite Gesamt	52 cm	54 cm	64 cm	
	Breite Gesamt mit Kombiuntergestell	62 cm	66 cm	76 cm	
D	Rahmenhöhe	27 cm			
E	Sitzwinkel	(-) 5° - 35°			
	max. Belastung	30 kg	50 kg	75 kg	
	Gewicht	8 kg	10 kg	12 kg	



* mit 75 mm Laufrollen ** inkl. Trapezadapter

* mit 75 mm Laufrollen ** inkl. Trapezadapter

Grundmodell		
franka. Gr. 0	franka. Gr. 1	franka. Gr. 2
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
2100000 1.319 €	2101000 1.440 €	2102000 1.505 €

Rahmenfarbe (alle ab Lager lieferbar)		
Verkehrsweiß	Telegrau 4	Anthrazitgrau
		
Preis	Preis	Preis
9200101 inkl.	9200011 inkl.	9200017 inkl.


Schiebebügel / -griff		Zubehör	
Schiebebügel – winkelverstellbar, montiert am Aufnahmekopf 	Schiebegriff – höhen- und winkelverstellbar (montiert am Grundrahmen) 	Kippsicherung – in der Höhe einstellbar 	Radstandsverlängerung – einsteckbar, vorne montiert, Länge = 10 cm 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set
für Aufnahmekopf Gr. 0 (2100013) 262 € für Aufnahmekopf Gr. 1 (2101013) 262 €	für Gr. 0+1 (2100001) 356 € für Gr. 2 (2100201) 356 €	für Stand. & elektr. Höhenverstell. (2100009) 281 € bei hydr. Höhenverstellung (2100109) 281 €	2100209 191 €

Sitzwinkelverstellung			
Auslösehebel – direkt an Gasdruckfeder montiert (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben) 	Auslösehebel – am Schiebebügel / -griff montiert 	Auslösehebel – mit Befestigungsplatte zur Montage am Schalenrücken 	Sicherheitsbolzen für Auslösehebel, um ungewolltes Auslösen der Gasdruckfeder zu verhindern. (Nicht möglich bei Auslösehebel „direkt an der Gasdruckfeder“.) 
Preis / Stück	Aufpreis / Stück	Aufpreis / Stück	Preis / Stück
2100002 inkl.	2100014 38 €	2100015 62 €	2101014 82 €

Zubehör					
Umbauset zum Kombiuntergestell komplett mit 12 ½" Rädern, Schraubachse, Trommelbremse, 6"-Lenkrädern und Schiebegriff		Hydraulische Höhenverstellung ist nicht nachrüstbar! (Nicht in Verbindung mit Umbauset zum Kombiuntergestell und der elektrischen Höhenverstellung möglich!)		Elektrische Höhenverstellung durch einen 24 Volt Elektro-Motor; inkl. Akku und Handbedienteil	
					
				Zusätzliche Gasdämpfer (2 Stück) zur Unterstützung der Hubfunktion (Nicht in Verbindung mit der hydraulischen sowie elektrischen Höhenverstellung möglich!)	
				2x 300 N	empfohlen ab 30 kg Belastung
				2x 500 N	empfohlen ab 40 kg Belastung
Preis / Set		Aufpreis / Set		Aufpreis / Set	
für Gr. 0 (2100101)	933 €	für Gr. 1 (2101050)	589 €	2100107	1.034 €
für Gr. 1 (2101001)	933 €	für Gr. 2 (2102050)	589 €		
für Gr. 2 (2102001)	933 €				
				Preis / Set	
				2x 300 N (2100005)	133 €
				2x 500 N (2100006)	133 €

Adapter

Aufnahmekopf Gr. 0 – für Trapezadapter Gr. 0 und Fremdadapter (Standardkonfiguration für Grundmodell Gr. 0, wenn nicht anders angegeben)




Preis / Stück

2102003

inkl.

Trapezadapter Unterteil Gr. 0 – zur Montage am Untergestell




	Länge	Breite vorne	Breite hinten
Gr. 0	20 cm	21 cm	14,5 cm

Preis / Stück

2100016

217 €

Trapezadapter Oberteil Gr. 0 – zur Montage an der Sitzschale



	Länge	Breite vorne	Breite hinten
Gr. 0	19 cm	16,5 cm	9,8 cm


Preis / Stück

2100017

143 €

Adapter

Aufnahmekopf Gr. 1 – für Trapezadapter Gr. 1 und Fremdadapter (Standardkonfiguration für Grundmodell Gr. 1+2, wenn nicht anders angegeben)




Preis / Stück

2100003

inkl.

Trapezadapter Unterteil Gr. 1 – zur Montage am Untergestell




	Länge	Breite vorne	Breite hinten
Gr. 1	26 cm	26 cm	17,5 cm

Preis / Stück

2101016

217 €

Trapezadapter Oberteil Gr. 1 – zur Montage an der Sitzschale



	Länge	Breite vorne	Breite hinten
Gr. 1	25 cm	21,5 cm	12,7 cm

Preis / Stück

2101017

143 €

Fußbänke



Fußbank Standard – ohne Feststellung, hochklappbar, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen


Fußbank mit Feststeller – hochklappbar, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen

Fußbank mit Winkelverstellung – hochklappbar, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen

*Die minimalste Unterschenkellänge wird durch Umsetzen der Schrauben erreicht

Wadenanlage

Wadenanlage für Fußbänke
bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff



	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Breite	27 cm	32 cm	38 cm
Höhe	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm

Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück					
Gr. 1	(2101023)	377 €	Gr. 1	(2101024)	435 €	Gr. 1	(2101025)	483 €	für Gr. 1	(2101026)	271 €
Gr. 2	(2102023)	377 €	Gr. 2	(2102024)	435 €	Gr. 2	(2102025)	483 €	für Gr. 2	(2102026)	271 €
Gr. 3	(2103023)	377 €	Gr. 3	(2103024)	435 €	Gr. 3	(2103025)	483 €	für Gr. 3	(2103026)	271 €

Fußbankpolster

Fußbankpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)

Zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen
inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm), Bedienung mittels an dem Sitzsystem zu montierenden Feststellhebels

Zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen
inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm), **vorne mit Feststellern**, Bedienung mittels an dem Sitzsystem zu montierenden Feststellhebels

Preis / Stück		Preis / Set		Preis / Set		
für Gr. 1	(2101027)	133 €	für Gr. 0	(2100011)	467 €	
für Gr. 2	(2102027)	133 €	für Gr. 1	(2101011)	467 €	
für Gr. 3	(2103027)	133 €	für Gr. 2	(2102011)	467 €	
				für Gr. 0	(2100111)	504 €
				für Gr. 1	(2101111)	504 €
				für Gr. 2	(2102111)	504 €

Laufrollen



4 Laufrollen – davon 2 mit Feststeller (125 mm bei Gr. 0 nicht möglich)

		Aufpreis / Set
75 mm	(2104075)	inkl.
100 mm	(2104100)	64 €
125 mm	(2104125)	101 €

4 Laufrollen – alle mit Feststeller (125 mm bei Gr. 0 nicht möglich)

		Aufpreis / Set
75mm	(2106075)	42 €
100mm	(2106100)	101 €
125mm	(2106125)	138 €