



2 madita. bis 2022 - Zubehör

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Anpassbogen „madita. bis 2022 - Zubehör“ zur Identifikation der Ausstattung von Zubehör

für den Wiedereinsatz. Bitte füllen Sie bei jeder Bestellung von Zubehör diese Seite aus und geben

folgende Grunddaten zum Produkt an, um so eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:

Ausstattungen, die in diesem Bogen keinen Preis vermerkt haben, sind als Nachrüstset oder

Einzelteile aus der Ersatzteilliste zu wählen.

Serien-Nr.

Wenn Sie für das Modell mit der o.g. Serien-Nr. einzelne Polster und/oder Bezüge wünschen, kreuzen Sie die benötigten Ersatzteile gerne hier an:

Ausstattung	Bezug	Polster	Ausstattung	Bezug	Polster
Rücken			Kopfstütze		
Becken			Thoraxpelotten		
Sitz			Oberschenkelführung		
Sitz mit Inko-Beschichtung			A-Keil		

Namensstickerei auf dem Rückenpolster

bitte füllen Sie das Formular auf Seite 155 aus! Eine Bestickung von Flexi-Stoffen ist nicht möglich.




Stoffdesign

Dunkelgrau/ Pink-Telemagenta (Nr. 92 + 114)		Dunkelgrau/ Hellblau (Nr. 92 + 106)		Schwarz/ Dunkelgrau (Nr. 105 + 92)		Flexi Schwarz/ Hellgrau (Nr. 43 + 50)		Flexi Blau (Nr. 44)	
Preis		Preis		Preis		Aufpreis		Aufpreis	
9100222		9100214		9100205		9100226		9100044	


Maße

		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
A	Sitztiefe*	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
B	Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm	20 - 30 cm	28 - 38 cm
C	Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 - 43 cm	35 - 43 cm	42 - 52 cm	42 - 52 cm
C	Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm	42 - 52 cm	53 - 63 cm	53 - 63 cm
D	Sitzhöhe	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 - 62 cm	25 - 62 cm
	Sitzhöhe m. elektr. Höhenverst.	32 - 62 cm	32 - 62 cm	32 - 62 cm	32 - 62 cm
	Sitzhöhe m. hydr. Höhenverst.	27 - 63 cm	27 - 63 cm	27 - 63 cm	27 - 63 cm
E	Unterschenkelänge	17 - 25 cm	20 - 32 cm	28 - 40 cm	29 - 49 cm
F	Breite gesamt	54 cm	54 cm	64 cm	64 cm
G	Länge Grundrahmen	61 cm	61 cm	75 cm	75 cm
	Länge Gesamt mit Kombiuntergestell	76 cm	76 cm	86 cm	86 cm
	Sitzwinkel	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°	(-)8° - 37°
	Rückenwinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°
	max. Belastung	30 kg	30 kg	45 kg	50 kg
	Gewicht	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg


* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert




Konfigurationsmöglichkeiten - Rücken (Standard-Ausführung oder mit integrierter Oberarmführung)

Rücken – inkl. Polster und Bezug	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
kurzer Rücken: langer Rücken:	35 – 43 cm 42 – 52 cm	35 – 43 cm 42 – 52 cm	42 – 52 cm 53 – 63 cm	42 – 52 cm 53 – 63 cm
	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
 kurz Standard-Ausführung:	73 00 102-FarbVar/ FarbVar 280,00 €	73 01 202-FarbVar/ FarbVar 289,00 €	73 01 102-FarbVar/ FarbVar 299,50 €	73 02 002-FarbVar/ FarbVar 334,10 €
 lang Standard-Ausführung:	73 00 103-FarbVar/ FarbVar 288,55 €	73 01 003-FarbVar/ FarbVar 299,15 €	73 01 103-FarbVar/ FarbVar 345,90 €	73 02 003-FarbVar/ FarbVar 346,55 €
 kurz mit Oberarmführung:	73 00 129-FarbVar/ FarbVar 412,20 €	73 01 229-FarbVar/ FarbVar 421,10 €	73 01 129-FarbVar/ FarbVar 432,95 €	73 02 029-FarbVar/ FarbVar 465,10 €
 lang mit Oberarmführung:	73 00 030-FarbVar/ FarbVar 402,45 €	73 01 030-FarbVar/ FarbVar 421,15 €	73 01 130-FarbVar/ FarbVar 439,70 €	73 02 030-FarbVar/ FarbVar 471,98 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Rückeneinheit

Rückeneinheit – fest (Standardkonfiguration = mit Schiebegriff, wenn nicht anders angegeben)	Rückeneinheit – abnehmbar	Einstellbare Begrenzung des Rückenwinkels – zur Feststellung des individuellen max. Rückenwinkels
		
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set
für Gr. 0+1 kurzer Rücken mit Schiebegriff (73 01 004ET-FarbVar)	für Gr. 0+1 kurzer Rücken mit Schiebegriff (73 01 006-K-FarbVar)	73 01 111 69 €
für Gr. 0+1 langer Rücken mit Schiebegriff für Gr. 1b+2 kurzer/langer Rücken mit Schiebegriff (73 02 004ET-FarbVar)	für Gr. 0+1 langer Rücken mit Schiebegriff für Gr. 1b+2 kurzer/langer Rücken mit Schiebegriff (73 02 006-L-FarbVar)	
für Gr. 0+1 kurzer Rücken mit Schiebebügel (73 01 053-K-FarbVar)		
für Gr. 0+1 langer Rücken mit Schiebebügel für Gr. 1b kurzer/langer Rücken mit Schiebebügel (73 01 053-L-FarbVar)		
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set

Kopfstützen


Kopfstütze (Standard) gepolstert, inkl. Bezug, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Muschelform) gepolstert, inkl. Bezug, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Seitenführung) gepolstert, inkl. Bezug, höhen- und winkelverstellbar	Kopfstütze (Seitenführung, winkelverstellbar) gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, zusätzlich sind die Seitenführungen jeweils winkelverstellbar
			
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
für Gr. 0 (73 00 108) 281 €	für Gr. 0+1 (73 01 110) 399 €	für Gr. 0+1 (73 01 009) 377 €	Gr. 1 13,5 cm 10,5 cm 10 cm
für Gr. 1 (73 01 008) 281 €	für Gr. 2 (73 02 110) 399 €	für Gr. 2 (73 02 009) 377 €	Gr. 2 15 cm 10,5 cm 13,5 cm
für Gr. 2 (73 02 008) 281 €			Gr. 3 17 cm 12,5 cm 16,5 cm
			Preis / Stück
			Gr. 1 (73 01 063) 651 €
			Gr. 2 (73 02 063) 651 €
			Gr. 3 (73 03 063) 651 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Thoraxpelotten (Schritt 1: Auswahl der Halterung)

Brustbreite – montiert an madita. Gr. 0	Brustbreite – montiert an madita. Gr. 1 + 1b	Brustbreite – montiert an madita. Gr. 2	Ausführung	Preis / Paar
13 – 20 cm	16 – 23 cm	26 – 32 cm	fest für Rücken Standard (73 00 012ET-FarbVar)	98 €
			fest für Rücken mit OAF (73 00 012ET-O-FarbVar)	98 €
			abklappbar für Rücken Standard & mit OAF (73 00 013ET-FarbVar)	295 €
20 – 27 cm	23 – 30 cm	32 – 38 cm	fest für Rücken Standard (73 01 012ET-FarbVar)	98 €
			fest für Rücken mit OAF (73 01 012ET-O-FarbVar)	98 €
			abklappbar für Rücken Standard & mit OAF (73 01 013ET-FarbVar)	295 €
___ – ___ cm	___ – ___ cm	___ – ___ cm	fest nach Maß für Rücken Standard (73 09 012ET-FarbVar)	147 €
			fest nach Maß für Rücken mit OAF (73 09 012ET-O-FarbVar)	147 €
			abklappbar nach Maß für Rücken Standard (73 09 013ET-FarbVar)	357 €
			abklappbar nach Maß für Rücken mit OAF (73 09 013ET-O-FarbVar)	357 €




Oberschenkelführung




Oberschenkelführung für Gr. 0 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar		Oberschenkelführung für Gr. 1 + 1 b gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar		Oberschenkelführung für Gr. 2 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	
12 cm = Standardkonfiguration bei Gr. 0		14 cm = Standardkonfiguration bei Gr. 1 + 1 b		17 cm = Standardkonfiguration bei Gr. 2	
Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar	
12 cm	(73 00 114) 213 €	14 cm	(73 01 114) 213 €	17 cm	(73 02 114) 218 €
14 cm	(73 00 115) 213 €	17 cm	(73 01 115) 213 €	22 cm	(73 02 115) 218 €


Standard Sitzpolster – inkl. Bezug
(Standardkonfiguration, wenn nicht
anders angegeben)



Sitzpolster – inkl. Bezug mit anatomischer Beinführung



Einstellbare Beckenführung – gepolstert, inkl. Bezug




Preis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück	
für Gr. 0 (7300018)	siehe ET-Liste	für Gr. 0 (7300019)	siehe ET-Liste	für Gr. 0 – Sitzbreite A = 15 - 24 cm (7300021)	425 €
für Gr. 1 (7301018)	siehe ET-Liste	für Gr. 1 (7301019)	siehe ET-Liste	für Gr. 1 + 1 b – Sitzbreite A = 18 - 28 cm (7301021)	425 €
für Gr. 1 b (7301118)	siehe ET-Liste	für Gr. 1 b (7301119)	siehe ET-Liste	für Gr. 2 – Sitzbreite A = 26 - 36 cm (7302021)	452 €
für Gr. 2 (7302018)	siehe ET-Liste	für Gr. 2 (7302019)	siehe ET-Liste		

Sitzoption

Abduzierbare Beinführung

mit Beinlängenausgleich, gepolstert, exkl. Bezug
(beinhaltet bereits die
Oberschenkelführung)

	bei Gr. 0	bei Gr. 1+1b	bei Gr. 2
A	0° – 20°	0° – 20°	0° – 20°
B	7 – 10 cm	9 – 12 cm	10 – 14 cm
C	3 cm	3 cm	3 cm
Preis / Stück			
für Gr. 0	(73 00 022ET)		siehe ET-Liste
für Gr. 1	(73 01 022ET)		siehe ET-Liste
für Gr. 1 b	(73 01 122ET)		siehe ET-Liste
für Gr. 2	(73 02 022ET)		siehe ET-Liste



A = Abduktionswinkel
B = Oberschenkelbreite
C = Beinlängenausgleich

Zubehör

Knieabduktionskeil

vorsteckbar mittels
Steckachse, gepolstert,
inkl. Bezug



	Breite	Tiefe
Gr. 0	7 cm	10 cm
Gr. 1	8 cm	14 cm
Gr. 2	10 cm	17 cm
		Preis / Stück
Gr. 0	(73 00 023)	249 €
Gr. 1	(73 01 023)	249 €
Gr. 2	(73 02 023)	249 €

Sitzwinkerverstellung

Auslösehebel – direkt an der Gasdruckfeder montiert (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

Auslösehebel – am Schiebebügel /- griff montiert (nicht möglich beim abnehmbaren Rücken)

	Preis / Stück		Preis / Stück
VF73 00085	36,91 €	73 01085ET	28,00 €


Fußstützen

Fußstützen – einzeln verstellbar, höhen-, breiten und winkelverstellbar, hochklappbar, fest montiert an der Sitzeinheit, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitzen zur Befestigung von Begurtungen



Preis / Paar

für Gr. 0	(73 00 052ET-FrabVar)	704,89 €
für Gr. 1	(73 01 052ET-FrabVar)	704,89 €
für Gr. 1 b	(73 01 152ET-FrabVar)	704,89 €
für Gr. 2	(73 02 052ET-FrabVar)	711,85 €

Fußstützen mit Fußschalen


	min Breite vorne	max. Breite vorne	min Breite hinten	max. Breite hinten	Länge
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm
Gr. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm
Preis / Paar					
Gr. 1	(73 01 064ET) ohne Halterung				320,50 €
Gr. 2	(73 02 064ET) ohne Halterung				320,50 €
Gr. 3	(73 03 064ET) ohne Halterung				382,50 €
Gr. 1 für Gr. 0	(73 01 064ET-0) mit Halterung				933,00 €
Gr. 1 für Gr. 1	(73 01 064ET-1) mit Halterung				933,00 €
Gr. 1 für Gr. 1b	(73 01 064ET-1b) mit Halterung				933,00 €
Gr. 1 für Gr. 2	(73 01 064ET-2) mit Halterung				933,00 €
Gr. 2 für Gr. 0	(73 02 064ET-0) mit Halterung				933,00 €
Gr. 2 für Gr. 1	(73 02 064ET-1) mit Halterung				933,00 €
Gr. 2 für Gr. 1b	(73 02 064ET-1b) mit Halterung				933,00 €
Gr. 2 für Gr. 2	(73 02 064ET-2) mit Halterung				933,00 €
Gr. 3 für Gr. 0	(73 03 064ET-0) mit Halterung				995,00 €
Gr. 3 für Gr. 1	(73 03 064ET-1) mit Halterung				995,00 €
Gr. 3 für Gr. 1b	(73 03 064ET-1b) mit Halterung				995,00 €
Gr. 3 für Gr. 2	(73 03 064ET-2) mit Halterung				995,00 €

Zubehör

Therapietisch – aus Holz mit Rand



Therapietisch – transparent, mit Rand




4 Laufrollen – davon 2 mit Feststeller



4 Laufrollen – alle mit Feststeller



	Breite	Tiefe		Breite	Tiefe						
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm	für Gr. 0+1	50 cm	40 cm						
für Gr. 2	60 cm	50 cm	für Gr. 2	60 cm	50 cm						
Preis / Stück			Preis / Stück			Preis / Satz			Preis / Satz		
für Gr. 0	(73 00 024Z)	276 €	für Gr. 0	(73 00 037Z)	377 €	75 mm	(73 00 058Z)	101 €	75 mm	(73 00 060Z)	141 €
für Gr. 1	(73 01 024Z)	276 €	für Gr. 1	(73 01 037Z)	377 €	100 mm	(73 01 058Z)	182 €	100 mm	(73 01 060Z)	200 €
für Gr. 2	(73 02 024Z)	276 €	für Gr. 2	(73 02 037Z)	377 €	125 mm	(73 02 058Z)	240 €	125 mm	(73 02 060Z)	280 €

Zubehör

Radstandsverlängerung – einsteckbar, hinten montiert, Länge = 10 cm (nicht in Verbindung mit zentraler Feststellbremse möglich)

Preis / Paar

73 01 028

191 €

Zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen – inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm), Bedienung mittels am Sitzsystem montierten Feststellhebels

Preis / Satz

Hebel links montiert	(73 00 048ET)	590 €
Hebel rechts montiert	(73 00 548ET)	590 €
Hebel links montiert; Rollen vorne mit Feststeller	(73 00 148ET)	626 €
Hebel rechts montiert; Rollen vorne mit Feststeller	(73 00 648ET)	626 €


Zubehör

Fußbankpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 3 cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)



Fußstützenpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 3 cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)



Tischauflagepolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1 cm



Preis / Stück			Preis / Paar			Preis / Stück		
für Gr. 0	(73 00 038)	133 €	für Gr. 0	(73 00 039)	191 €	für Gr. 0	(73 00 054)	138 €
für Gr. 1	(73 01 038)	133 €	für Gr. 1	(73 01 039)	191 €	für Gr. 1	(73 01 054)	138 €
für Gr. 2	(73 02 038)	133 €	für Gr. 2	(73 02 039)	191 €	für Gr. 2	(73 02 054)	138 €

Zubehör

Begurtungsmontagesatz für den Sitzbereich – bestehend aus 2 Winkeln mit Klappschnalle und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Begurtungsmontagesatz für den Rückenbereich – bestehend aus 2 Gewindeplatten mit Klappschnallen und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Preis / Satz

Preis / Satz

25 mm (73 01 025)

48 €

25 mm (73 01 026)


48 €

Begurtung

Brustschulgurt – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, drei Gurte mit Steckschlössern, Gurt zur Schulter links fest vernäht; Farbe: schwarz

Positionierungsweste – mit Reißverschluss, aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, Schultergurte fest vernäht, Gurte zum Beckenbereich mit Steckschlössern; Farbe: schwarz


	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	13 cm	13 cm	18 cm	18 cm
B	17,5 cm	19 cm	20 cm	21 cm
C	15 cm	15 cm	19 cm	28 cm
D	3,5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
E	25,5 cm	28 cm	34 cm	44 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 032)	197 €
Gr. 1 (73 01 032)	197 €
Gr. 2 (73 02 032)	197 €
Gr. 3 (73 03 032)	197 €

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
A	11 cm	11 cm	18 cm
B	21 cm	21 cm	22 cm
C	12 cm	12 cm	15 cm
D	2,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
E	25,5 cm	28 cm	34 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück


Gr. 0 (73 00 056)	228 €
Gr. 1 (73 01 056)	228 €
Gr. 2 (73 02 056)	228 €

Begurtung

Sitzhose T-Form – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht; Farbe: schwarz

Sitzhose (Standard) – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht; Farbe: schwarz


	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
A	23 cm	25 cm	28 cm
B	15 cm	17 cm	20 cm
C	33 cm	35 cm	38 cm
D	24 cm	26 cm	28 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 033)	165 €
Gr. 1 (73 01 033)	165 €
Gr. 2 (73 02 033)	165 €

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	24 cm	29 cm	33 cm
B	14 cm	17 cm	22 cm
C	35 cm	43 cm	49 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 1 (73 01 034)	165 €
Gr. 2 (73 02 034)	165 €
Gr. 3 (73 03 034)	165 €

Begurtung

Beckengurt – mit Polster, beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz

4-Punkt-Beckengurt – mit Polster, beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz



	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	16 cm	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 035)	99 €
Gr. 1 (73 01 035)	99 €
Gr. 2 (73 02 035)	99 €

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	16 cm	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm


Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 036)	172 €
Gr. 1 (73 01 036)	172 €
Gr. 2 (73 02 036)	172 €

Begurtung

Fußmanschette – mit Umlenkrolle und Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht in Verbindung mit dem Fußbank-/Fußstützenpolster nutzbar)


Fußpositionierungshilfe – mit Gurtband inkl. Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht in Verbindung mit dem Fußbank-/Fußstützenpolster nutzbar)



	Knöchelumfang	Breite Gurt
Gr. 1	12 – 19 cm	25 mm
Gr. 2	15 – 23 cm	25 mm
Gr. 3	19 – 27 cm	40 mm

Preis / Paar

Gr. 1 (73 01 061)	236 €
Gr. 2 (73 02 061)	236 €
Gr. 3 (73 03 061)	236 €



Klettstreifen zum Öffnen

	A	Gurtbreite
Gr. 1	8 cm	2 cm
Gr. 2	10 cm	2 cm
Gr. 3	13 cm	2,5 cm

Preis / Paar

Gr. 1 (73 01 062)	217 €
Gr. 2 (73 02 062)	217 €
Gr. 3 (73 03 062)	217 €