



madita-fun mini.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der Therapiestuhl für die Erstversorgung.

- inkl. Armlehnen, Fußbank mit Langlöchern für Begurtung, Polster für Fußbank, ergonomisch geformtem Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug,
- 4 Laufrollen (75 mm) – davon 2 mit Feststeller
- Höhenverstellung per Gasdruckfeder (800 N)
- Rahmenfarbe: Telegrau 4 (Weißgrau)
- Verstellmöglichkeiten:
 - Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 250 N, (-)5° - 37° / 0° - 42°)
der Auslösehebel ist am Schiebegriff montiert
 - Rückenwinkel
 - Sitztiefe und Sitzbreite
 - winkel-, höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
 - höhenverstellbare Rückenlehne
 - Fußbank, kniewinkel- und höhenverstellbar

HMV-Nr.: 26.11.05.0022





zum Konfigurator




Maße



A	Sitztiefe	12 - 19 cm
B	Sitzbreite	14 - 22 cm
C	Höhe kurzer Rücken	28 - 33 cm
C	Höhe langer Rücken	30 - 35 cm
D	Sitzhöhe	25 - 62 cm
E	Unterschenkellänge	12 - 22 cm
F	Breite gesamt	52 cm
G	Länge Grundrahmen	58 cm
	Sitzwinkel	(-)5° - 37° / 0° - 42°
	Rückenwinkel	(-)5° - 25°
	max. Belastung	20 kg
	Gewicht	16 kg







Grundmodell		Sitzwinkelvoreinstellung	
madita-fun mini.		Bitte wählen Sie eine Voreinstellung aus ((-)5° - 37° = Standard, wenn nicht anders angegeben)	
	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
3100000	2.674 €	(-)5° - 37° (3100001) inkl.	0° - 42° (3100101) inkl.

Bezüge			
Schiefer-Grau (Nr. 124) 	Soft-Grau (Nr. 127) 	Flexi Blau (Nr. 44)  neu	Bezug nach Kundenwunsch
Preis	Preis	Aufpreis	Aufpreis
9100124 inkl.	9100127 inkl.	9100044 272 €	9100999 278 €

Kopfstützen		
Kopfstütze (Standard) inkl. Standard-Halter, höhen- und winkelverstellbar, gepolstert, inkl. Bezug 	Kopfstütze (Muschelform) inkl. Standard-Halter, höhen- und winkelverstellbar, gepolstert, inkl. Bezug 	Kopfstütze (Seitenführung, winkelverstellbar) – inkl. Standard-Halter, gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, zusätzlich sind die Seitenführungen jeweils winkelverstellbar  A = 13,5 cm B = 10,5 cm C = 10,0 cm
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
3100021 287 €	3100124 405 €	3100026 651 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Rücken			
	Rücken inkl. Polster und Bezug (Rücken (kurz) ist Standard, wenn nicht anders angegeben)		
		Höhe	Breite
	Rücken (kurz)	28 - 33 cm	24 cm
	Rücken (lang)	30 - 35 cm	24 cm
	Preis / Stück		
	Rücken (kurz)	(3100002)	205 €
	Rücken (lang)	(3100003)	205 €
	Rücken mit integrierter Oberarmführung inkl. Polster und Bezug – mit einstellbarer Muldenform im unteren Rumpfbereich mittels Polsterkeilen (Höhe ca. 3 cm)		
		Höhe	
	Rücken (kurz)	28 - 33 cm	
	Rücken (lang)	30 - 35 cm	
	Preis / Stück		
	Rücken (kurz)	(3100005)	231 €
	Rücken (lang)	(3100006)	231 €
Thoraxpelotten – gepolstert und bezogen, inkl. Halterung	Thoraxpelotten – lang (Rumpfführung) gepolstert und bezogen, inkl. Halterung		
			
Höhe	7 cm	Höhe	14 cm
Tiefe	9 cm	Tiefe	6 cm
Brustbreite	14 - 20 cm	Rumpfbreite	14 - 20 cm
Preis / Paar		Preis / Paar	
3100009	119 €	3100007	188 €
		3100008 Netto -50 €	
Namensstickerei auf dem Rückenpolster – bitte füllen Sie das Formular auf Seite 135 aus! Eine Bestickung von Flexi-Stoffen ist nicht möglich.			
			

Konfigurationsmöglichkeiten - Sitz

Sitzpolster – Standard, inkl. Bezug 	Sitzpolster – mit anatomischer Beinführung, inkl. Bezug 		Dysplasie-Sitz – mit einem, im vorderen Sitzbereich, um bis zu 10 cm abduzierbaren Sitzblech, Innen- und Außenbeinführung (ca. 30° Abduktion je Seite), inkl. Polster und Bezug und einer um 10 cm breiteren Fußbank
Preis / Stück	Aufpreis / Stück		Aufpreis / Stück
3100011 inkl.	3100012 242 €		3100013 359 €
Oberschenkelführung gepolstert und bezogen, winkel-, breiten- und tiefenverstellbar (bei Dysplasie-Sitz bereits enthalten) 	Innenbeinführung – abduzierbar (bei Dysplasie-Sitz bereits enthalten) 	Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich 	Sitz ohne Polster und Bezug liefern zum Einbau von Maßpolstern
Preis / Paar	Preis / Set	Preis / Stück	Preisreduzierung
13 cm (3100016) 216 € 16 cm (3100017) 216 €	3100015 231 €	3100014 217 €	3100018 Netto -50 €

Zubehör

Therapietisch aus Holz mit Rand, vorsteckbar 	Tischauflagepolster bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1 cm 	4 Laufrollen – davon 2 mit Feststeller 	4 Laufrollen – alle mit Feststeller 
Preis / Stück	Preis / Stück	Aufpreis / Set	Aufpreis / Set
3100022 280 €	3100023 138 €	75 mm (7300058) inkl. 100 mm (7301058) 64 €	75 mm (7300060) 42 € 100 mm (7301060) 101 €

Zubehör

Begurtungen

Begurtungsmontageset für den Sitzbereich

bestehend aus 2 Winkeln mit Klappschnalle und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Begurtungsmontageset für den Rückenbereich

bestehend aus 2 Gewindeplatten mit Klappschnallen und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Die madita-fun mini.-Begurtung ist mit den nebenstehenden Begurtungsmontagesets zu montieren.

Preis / Set

3100030

48 €


Preis / Set

3100031

48 €

Begurtung

Brustschultergurt – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, drei Gurte mit Steckschlössern, Gurt zur Schulter links fest vernäht; Farbe: schwarz



	Gr. mini	Gr. 0
A	8,5cm	13cm
B	17,5cm	17,5cm
C	14cm	15cm
D	3,5cm	3,5cm
E	24,5cm	25,5cm
Gurtbreite	2cm	2cm

Preis / Stück


Gr. mini (73 05 032)

197 €

Gr. 0 (31 00 032)

197 €

Sitzhose T-Form – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht; Farbe: schwarz



	Gr. mini	Gr. 0
A	18cm	23cm
B	10cm	15cm
C	25cm	33cm
D	19cm	24cm
Gurtbreite	2cm	2cm

Preis / Stück

Gr. mini (73 05 033)

165 €

Gr. 0 (73 00 033)

165 €

Begurtung

Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz



	Gr. mini	Gr. 0
Polsterbreite	3,5cm	4cm
Polsterlänge je Seite	10cm	16cm
Gurtlänge je Seite	20cm	30cm
Gurtbreite	2cm	2cm

Preis / Stück


Gr. mini (73 05 035)

99 €

Gr. 0 (73 00 035)

99 €

4-Punkt-Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz



	Gr. mini	Gr. 0
Polsterbreite	3,5cm	4cm
Polsterlänge je Seite	10cm	16cm
Gurtlänge je Seite	20cm	30cm
Gurtbreite	2cm	2cm

Preis / Stück

Gr. mini (73 05 036)


172 €

Gr. 0 (73 00 036)

172 €


Begurtung

Fußmanschette – mit Umlenkrolle und Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht in Verbindung mit dem Fußbankpolster nutzbar)



	Knöchelumfang	Breite Gurt
Gr. 1	12 - 19cm	25mm
Gr. 2	15 - 23cm	25mm
Preis / Paar		
Gr. 1 (73 01 061)		236 €
Gr. 2 (73 02 061)		236 €

Fußpositionierungshilfe – mit Gurtband inkl. Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht in Verbindung mit dem Fußbankpolster nutzbar)



Klettstreifen zum Öffnen

	A	Gurtbreite
Gr. 0	5cm	2,5cm
Gr. 1	6,5cm	2,5cm
Preis / Paar		
Gr. 0 (78 00 034)		217 €
Gr. 1 (78 01 034)		217 €