



madita-fun.

17

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der integrative Therapiestuhl.

- inkl. Armlehnen, Fußbank mit Langlöchern für Begurtung, Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug
- Höhenverstellung per Gasdruckfeder (1200 N bei Gr. 0 + 1; 1600 N bei Gr. 1b + 2)
- 4 Laufrollen (75 mm), davon 2 mit Feststeller
- Verstellmöglichkeiten:
 - Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 500 N)
 - Rückenwinkel
 - Sitztiefe und Sitzbreite
 - winkel-, höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
 - höhenverstellbare Rückenlehne
 - hochklappbare Fußbank, kniewinkel- und höhenverstellbar

HMV-Nr.: 26.11.05.0022



zum Konfigurator




Grundmodell

madita-fun. Gr. 0	madita-fun. Gr. 1	madita-fun. Gr. 1b	madita-fun. Gr. 2
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
79 00 000 2.711 €	79 01 000 2.711 €	79 01 200 2.922 €	79 02 000 3.049 €

Rahmenfarben

Anthrazitgrau	Telegrau 4 (Weißgrau)
Preis	Preis
92 00 017 inkl.	92 00 011 inkl.

Voreinstellungen



Voreinstellungen am Therapiestuhl im Hause Schuchmann.
Teilen Sie uns hierfür bitte folgende Körpermaße mit:

- | | | | |
|----------------|-------|----------------------|-------|
| I Achselhöhe | _____ | IV Beckenbreite | _____ |
| II Brustbreite | _____ | V Sitztiefe | _____ |
| III Rückenhöhe | _____ | VI Unterschenkelhöhe | _____ |


74 00 080

Preis

inkl.

Maße

		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
A	Sitztiefe*	15 – 25 cm	21 – 30 cm	26 – 36 cm	30 – 42 cm
B	Sitzbreite	16 – 26 cm	20 – 30 cm		28 – 38 cm
C	Rückenhöhe mit extra kurzem Rücken	32 – 35 cm		35 – 43 cm	
C	Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 – 43 cm		42 – 52 cm	
C	Rückenhöhe mit langem Rücken	42 – 52 cm		53 – 63 cm	
C	Rückenhöhe mit Aktiv-Rücken	35 – 43 cm		42 – 52 cm	
D	Sitzhöhe		25 – 62 cm		
	Sitzhöhe m. elektr. Höhenverst.		32 – 62 cm		
	Sitzhöhe m. hydr. Höhenverst.		27 – 63 cm		
E	Unterschenkelhöhe	12 – 22 cm** / 15 – 25 cm	16 – 29 cm** / 19 – 32 cm	19 – 33 cm** / 22 – 36 cm	25 – 43 cm
F	Breite gesamt	54 cm		64 cm	
G	Länge Grundrahmen	65 cm		75 cm	
	Breite gesamt mit Kombiuntergestell	66 cm		76 cm	
	Länge gesamt mit Kombiuntergestell	76 cm		86 cm	
	Sitzwinkel		(-) 8° – 37°		
	Rückenwinkel		(-) 5° – 25°		
	max. Belastung	30 kg		45 kg	50 kg
	Gewicht	19 kg	20 kg	22 kg	24 kg



* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert | ** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden.

Bezüge

Pink 2
(Nr. 115)



Preis

9100 115

inkl.

Tiefsee-Blau
(Nr. 111)



Preis

9100 111

inkl.

Blatt-Grün
(Nr. 123)



Preis

9100 123

inkl.

Schiefer-Grau
(Nr. 124)



Preis

9100 124

inkl.

Namensstickerei

**Namensstickerei
auf dem Rückenpolster**
bitte füllen Sie das
Formular auf
Seite 135 aus!



Eine Bestickung von Flexi-Stoffen ist nicht möglich.

Bezüge

Flexi Blau
(Nr. 44)



Aufpreis

9100 044

272 €

Flexi Hellgrau
(Nr. 50)



neu

Aufpreis

9100 050

272 €

Bezug nach Kundenwunsch

Aufpreis

9100 999

278 €

Minderposition

**Ohne Sitz-/Becken- und
Rückenpolster sowie Bezug liefern**
zum Einbau von Maßpolstern

Preisreduzierung

73 00 059

Netto -100 €

Kopfstützen

Kopfstütze (Standard)
inkl. Standard-Halter,
höhen- und
winkelverstellbar,
gepolstert,
inkl. Bezug



Preis / Stück

für Gr. 0 **(78 00 009)**

281 €

für Gr. 1 **(78 01 009)**

281 €

für Gr. 2 **(78 02 009)**

281 €

Kopfstütze (Muschelform)
inkl. Standard-Halter,
höhen- und
winkelverstellbar,
gepolstert,
inkl. Bezug



Preis / Stück

für Gr. 0+1 **(78 01 010)**

399 €

für Gr. 2 **(78 02 010)**

399 €

Kopfstütze (Seitenführung)
inkl. Standard-Halter,
höhen- und
winkelverstellbar,
gepolstert,
inkl. Bezug



Preis / Stück

für Gr. 0+1 **(78 01 011)**


377 €

für Gr. 2 **(78 02 011)**

377 €

Kopfstützen

Kopfstütze (Seitenführung, winkelverstellbar) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, zusätzlich sind die Seitenführungen jeweils winkelverstellbar



A = Breite Anlagefläche
B = Höhe Kopfstütze
C = Breite Seitenführung


	A	B	C
Gr. 1	13,5 cm	10,5 cm	10 cm
Gr. 2	15 cm	10,5 cm	13,5 cm
Gr. 3	17 cm	12,5 cm	16,5 cm
Preis / Stück			
Gr. 1 (78 01 012)			651 €
Gr. 2 (78 02 012)			651 €
Gr. 3 (78 03 012)			651 €

Adapter für Kopfstützen zur Seitenverstellung

Doppelgelenk für Kopfstützenhalterungen um den Einstellbereich der Tiefe zu erweitern




Universaladapter für Kopfstützenhalterungen bei Fremdkopfstützen – in der Ausführung 15x15 mm



	Preis / Stück	Preis / Set	Preis / Stück
78 01 041	154 €	78 00 041	98 €
78 00 013	95 €		


Standard Rücken (optional mit anschraubbarer Oberarmführung)

Rücken – inkl. Polster und Bezug (kurzer Rücken ist Standard, wenn nicht anders angegeben)



	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
extra kurzer Rücken:	32 – 35 cm	32 – 35 cm	35 – 43 cm	35 – 43 cm
kurzer Rücken:	35 – 43 cm	35 – 43 cm	42 – 52 cm	42 – 52 cm
langer Rücken:	42 – 52 cm	42 – 52 cm	53 – 63 cm	53 – 63 cm
Preis / Stück				
extra kurzer Rücken:	78 00 001	78 01 001	78 01 201	78 02 001
kurzer Rücken:	205 €	205 €	205 €	231 €
langer Rücken:	78 00 002	78 01 002	78 01 202	78 02 002
	205 €	205 €	205 €	231 €
	78 00 003	78 01 003	78 01 203	78 02 003
	205 €	205 €	205 €	231 €

Anschraubbare Oberarmführung (für Standard Rücken)



	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
Preis / Stück				
für extra kurzen Rücken:	78 00 004	78 01 004	78 01 204	78 02 004
für kurzen Rücken:	133 €	133 €	133 €	133 €
für langen Rücken:	78 00 005	78 01 005	78 01 205	78 02 005
	133 €	133 €	133 €	133 €
	78 00 006	78 01 006	78 01 206	78 02 006
	133 €	133 €	133 €	133 €

Aktiv-Rücken (keine Oberarmführung möglich)

Aktiv-Rücken
inkl. Polster und Bezug



	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
35 – 43 cm		35 – 43 cm	35 – 43 cm	42 – 52 cm
Preis / Stück				
78 00 007	261 €	78 01 007	261 €	78 02 007
				261 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Rückeneinheit

Rückeneinheit – fest (Standardkonfiguration = mit Schiebegriff, wenn nicht anders angegeben)



Rückeneinheit – abnehmbar



Einstellbare Begrenzung des Rückenwinkels – zur Feststellung des individuellen max. Rückenwinkels

	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set
für Gr. 0+1 mit Schiebegriff (73 01 004)	inkl.	für Gr. 0+1 mit Schiebegriff (73 01 006)	411 €
für Gr. 2 mit Schiebegriff (73 02 004)	inkl.	für Gr. 2 mit Schiebegriff (73 02 006)	411 €
für Gr. 0+1 mit Schiebebügel (73 01 053)	inkl.		73 01 111
			69 €

Armauflage



Armauflagepolster Gr. 1

(Standardkonfiguration bei Grundmodell Gr. 0, wenn nicht anders angegeben)
Länge: 20 cm Breite: 6 cm

Armauflagepolster Gr. 2

(Standardkonfiguration bei Grundmodell Gr. 1+2, wenn nicht anders angegeben)
Länge: 27 cm Breite: 7 cm

Armauflagepolster Gr. 3

Länge: 34 cm Breite: 8 cm

	Preis / Paar	Preis / Paar	Preis / Paar
78 01 008	inkl.	78 02 008	inkl.
			78 03 008
			inkl.

Thoraxpelotten (Abklappbare Thoraxpelotten sind nicht in Kombination mit der Oberarmführung möglich.)


Thoraxpelotte Gr. 0
gepolstert, inkl. Bezug
(Empfehlung bei Verwendung von Grundmodell Gr. 0)

Höhe: 7 cm Tiefe: 9 cm
Brustbreite: 12 – 27 cm


Thoraxpelotte Gr. 1
gepolstert, inkl. Bezug
(Empfehlung bei Verwendung von Grundmodell Gr. 1+1b)

Höhe: 8 cm Tiefe: 13 cm
Brustbreite: 16 – 30 cm

Thoraxpelotte Gr. 2
gepolstert, inkl. Bezug
(Empfehlung bei Verwendung von Grundmodell Gr. 2)

Höhe: 11 cm Tiefe: 16 cm
Brustbreite: 19 – 36 cm

Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar	
fest	(7800045) 120 €	fest	(7801045) 120 €	fest	(7802045) 120 €
fest aktiver Rücken	(7800047) 120 €	fest aktiver Rücken	(7801047) 120 €	fest aktiver Rücken	(7802047) 120 €
abklappbar	(7800049) 405 €	abklappbar	(7801049) 405 €	abklappbar	(7802049) 405 €

Thoraxpelotten (Abklappbare Thoraxpelotten sind nicht in Kombination mit der Oberarmführung möglich.)


Thoraxpelotte Gr. 0, lang (Rumpfführung)
gepolstert, inkl. Bezug

Höhe: 12,5 cm Tiefe: 9 cm
Brustbreite: : 12 – 27 cm

Min. einstellbare Achselhöhe bei Kombination mit einstellbarer Beckenführung: 23 cm

Thoraxpelotte Gr. 1, lang (Rumpfführung)
gepolstert, inkl. Bezug

Höhe: 15,5 cm Tiefe: 13 cm
Brustbreite: 16 – 30 cm

Min. einstellbare Achselhöhe bei Kombination mit einstellbarer Beckenführung: 26 cm

Thoraxpelotte Gr. 2, lang (Rumpfführung)
gepolstert, inkl. Bezug

Höhe: 18,5 cm Tiefe: 16 cm
Brustbreite: 19 – 36 cm


Min. einstellbare Achselhöhe bei Kombination mit einstellbarer Beckenführung: 30 cm

i Lange Thoraxpelotten mit abklappbarer Halterung lassen sich ca. 20° zur Seite klappen.

Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar	
fest	(7800046) 185 €	fest	(7801046) 185 €	fest	(7802046) 185 €
fest aktiver Rücken	(7800048) 185 €	fest aktiver Rücken	(7801048) 185 €	fest aktiver Rücken	(7802048) 185 €
abklappbar	(7800050) 470 €	abklappbar	(7801050) 470 €	abklappbar	(7802050) 470 €

Bezug

Bezug für Oberarmanlage/ Pelottenhalterung



Preis / Paar

7801040

41 €

Sitzwinkelverstellung

Auslösehebel – am Schiebebügel /-griff
montiert (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)
Dieser Artikel ist nicht möglich beim abnehmbaren Rücken. Für den abnehmbaren Rücken wählen Sie bitte den „Auslösehebel mit aushängbarem Bowdenzug am Schiebebügel /-griff“.

Auslösehebel – direkt an der Gasdruckfeder montiert


Auslösehebel mit aushängbarem Bowdenzug am Schiebebügel /-griff montiert (für den abnehmbaren Rücken)

Sicherheitsbolzen
für Auslösehebel, um ungewolltes Auslösen der Gasdruckfeder zu verhindern. (Nicht möglich bei Auslösehebel „direkt an der Gasdruckfeder“.)


Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
7401085 inkl.	7400085 inkl.	7402085 39 €	7301086 82 €

Sitzoption


Standard Sitzpolster – inkl. Bezug (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)




Sitzpolster – inkl. Bezug mit anatomischer Beinführung



Einstellbare Beckenführung – gepolstert, inkl. Bezug






Preis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück	
für Gr. 0	(7800017) inkl.	für Gr. 0	(7800018) 242 €	für Gr. 0 – Sitzbreite A = 20 – 24 cm	(7800020) 425 €
für Gr. 1	(7801017) inkl.	für Gr. 1	(7801018) 242 €	für Gr. 1+1b – Sitzbreite A = 22 – 26 cm	(7801020) 425 €
für Gr. 1b	(7801217) inkl.	für Gr. 1b	(7801218) 242 €	für Gr. 2 – Sitzbreite A = 28 – 34 cm	(7802020) 452 €
für Gr. 2	(7802017) inkl.	für Gr. 2	(7802018) 242 €		

Sitzoption				Zubehör	
Abduzierbare Beinführung mit Beinlängenausgleich, inkl. Sitzpolster und Bezug (beinhaltet bereits die Oberschenkelführung)				Knieabduktionskeil vorsteckbar mittels Steckachse, gepolstert, inkl. Bezug (nicht nutzbar bei abduzierbarer Beinführung)	
	bei Gr. 0	bei Gr. 1+1b	bei Gr. 2		
A	0° – 20°	0° – 20°	0° – 20°		
B	7 – 10 cm	9 – 12 cm	10 – 14 cm		
C	3 cm	3 cm	3 cm		
Preis / Stück				Preis / Stück	
für Gr. 0	(78 000 019)		576 €	Gr. 0	(73 000 023) 249 €
für Gr. 1	(78 010 019)		576 €	Gr. 1	(73 010 023) 249 €
für Gr. 1b	(78 012 019)		576 €	Gr. 2	(73 020 023) 249 €
für Gr. 2	(78 020 019)		598 €		

Oberschenkelführung					
		Oberschenkelführung für Gr. 0 gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar		Oberschenkelführung für Gr. 1 + 1b gepolstert, inkl. Bezug, winkel-, tiefen- und breitenverstellbar	
		Preis / Paar		Preis / Paar	
		12 cm	(73 00 114) 213 €	14 cm	(73 01 114) 213 €
		14 cm	(73 00 115) 213 €	17 cm	(73 01 115) 213 €
				17 cm	(73 02 114) 218 €
				22 cm	(73 02 115) 218 €

Fußbänke				Wadenanlage							
			Breite	Tiefe	Unterschenkellänge						
		für Gr. 0	28,4cm	17,5cm	12 – 22 cm* / 15 – 25 cm						
		für Gr. 1	33,4cm	20,5cm	16 – 29 cm* / 19 – 32 cm						
		für Gr. 1b			19 – 33 cm* / 22 – 36 cm						
		für Gr. 2	40,3cm	24,5cm	25 – 43 cm						
		* Dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden.									
Fußbank Standard – ohne Feststellung, hochklappbar, fest montiert an der Sitzeinheit, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)		Fußbank mit Feststeller – hochklappbar, fest montiert an der Sitzeinheit, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen		Fußbank mit Winkelverstellung – hochklappbar, fest montiert an der Sitzeinheit, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen Fußwinkel = (–)10° – 10°							
Preis / Stück		Aufpreis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück					
für Gr. 0	(78 000 021)	inkl.	für Gr. 0	(78 000 022)	58 €	für Gr. 0	(78 000 023)	106 €	für Gr. 0	(78 000 024)	228 €
für Gr. 1	(78 010 021)	inkl.	für Gr. 1	(78 010 022)	58 €	für Gr. 1	(78 010 023)	106 €	für Gr. 1 + 1b	(78 010 024)	228 €
für Gr. 1b	(78 012 021)	inkl.	für Gr. 1b	(78 012 022)	58 €	für Gr. 1b	(78 012 023)	106 €	für Gr. 2	(78 020 024)	228 €
für Gr. 2	(78 020 021)	inkl.	für Gr. 2	(78 020 022)	58 €	für Gr. 2	(78 020 023)	106 €			



Konfigurationsmöglichkeiten Fußstützen					
Schritt 1: Auswahl der Halterung			Schritt 2: Auswahl der Fußstützen		
Kniewinkel zur Aufnahme der Fußstützen einzeln höhen-, breiten- und winkelverstellbar			Einzelfußstützen – hochklappbar, fest montiert an der Aufnahme der Fußstützen, mit rutschfester Oberfläche und jeweils 4 Schlitten zur Befestigung von Begurtungen		
			Fußstützen-Schale – hochklappbar, fest montiert an der Aufnahme der Fußstützen, mit Magnetverschluss		
					
Preis / Stück			Preis / Paar		
für Gr. 0	(78 000 025)	316 €	Gr. 1	(78 010 026)	inkl. 186 €
für Gr. 1	(78 010 025)	316 €	Gr. 2	(78 020 026)	inkl. 186 €
für Gr. 1b	(78 012 025)	316 €			
für Gr. 2	(78 020 025)	316 €			

Zubehör

Therapietisch – aus Holz mit Rand, abklappbar



	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm
Preis / Stück		
für Gr. 0 (78 00 028)	276 €	
für Gr. 1 (78 01 028)	276 €	
für Gr. 2 (78 02 028)	276 €	

Therapietisch – transparent, mit Rand, abklappbar




	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm
Preis / Stück		
für Gr. 0 (78 00 029)	377 €	
für Gr. 1 (78 01 029)	377 €	
für Gr. 2 (78 02 029)	377 €	

Therapietisch – aus Holz mit Rand, vorsteckbar, beidseitig befestigt



	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm
Preis / Stück		
für Gr. 0 (78 00 038)	294 €	
für Gr. 1 (78 01 038)	294 €	
für Gr. 2 (78 02 038)	294 €	

Therapietisch – transparent, mit Rand, vorsteckbar, beidseitig befestigt



	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm
Preis / Stück		
für Gr. 0 (78 00 039)	421 €	
für Gr. 1 (78 01 039)	421 €	
für Gr. 2 (78 02 039)	421 €	

Zusatzoption:

Hochklapp-Schutz

(78 01 036)

108 €

Zubehör

4 Laufrollen – davon 2 mit Feststeller



Aufpreis / Set		
75 mm	(73 00 058)	inkl.
100 mm	(73 01 058)	64 €
125 mm	(73 02 058)	101 €

4 Laufrollen – alle mit Feststeller



Aufpreis / Set		
75 mm	(73 00 060)	42 €
100 mm	(73 01 060)	101 €
125 mm	(73 02 060)	138 €

Zubehör

Zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen – inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm), Bedienung mittels am Sitzsystem montierten Feststellhebels



Preis / Set

für Gr. 0+1	Hebel links montiert	(79 00 030)	467 €
für Gr. 0+1	Hebel rechts montiert	(79 01 030)	467 €
für Gr. 1b+2	Hebel links montiert	(79 02 030)	467 €
für Gr. 1b+2	Hebel rechts montiert	(79 03 030)	467 €
für Gr. 0+1	Hebel links montiert – Rollen vorne mit Feststeller	(79 00 031)	504 €
für Gr. 0+1	Hebel rechts montiert – Rollen vorne mit Feststeller	(79 01 031)	504 €
für Gr. 1b+2	Hebel links montiert – Rollen vorne mit Feststeller	(79 02 031)	504 €
für Gr. 1b+2	Hebel rechts montiert – Rollen vorne mit Feststeller	(79 03 031)	504 €

Umbauset zum Kombiuntergestell

komplett mit 12 1/2" Rädern, Schraubachse, Trommelbremse, Lenkräder 6" und Schiebegriff



Preis / Set

für Gr. 0+1	(74 01 001)	933 €
für Gr. 1b+2	(74 02 001)	933 €

Zubehör

Hydraulische Höhenverstellung

ist nicht nachrüstbar!
Nicht in Verbindung mit Umbauset zum Kombiuntergestell möglich!



Elektrische Höhenverstellung

durch einen 24 Volt Elektro-Motor; inkl. Akku und Handbedienteil



Zusätzliche Gasdämpfer (2 Stück)

zur Unterstützung der Hubfunktion
(Nicht in Verbindung mit der hydraulischen sowie elektrischen Höhenverstellung möglich!)

2x 300 N	empfohlen ab 30 kg Belastung
2x 500 N	empfohlen ab 40 kg Belastung

Kippsicherung – in der Höhe einstellbar



Aufpreis / Set

Aufpreis / Set

Preis / Set

Preis / Stück

für Gr. 0+1 (74 01 050)	589 €	74 00 102	1.034 €	2x 300 N (74 00 003)	133 €	für Standard & elektr. Höhenverstellung (74 00 004)	281 €
für Gr. 1b+2 (74 02 050)	589 €			2x 500 N (74 01 003)	133 €	bei hydr. Höhenverstellung (74 01 004)	281 €

Polster

Fußbankpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm, (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)

Fußstützenpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)

Tischauflagepolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm

Preis / Stück

Preis / Paar

Preis / Stück

für Gr. 0 (78 00 032)	133 €	für Gr. 1 (78 01 033)	191 €	für Gr. 0 (73 00 054)	138 €
für Gr. 1+1b (78 01 032)	133 €	für Gr. 2 (78 02 033)	191 €	für Gr. 1 (73 01 054)	138 €
für Gr. 2 (78 02 032)	133 €			für Gr. 2 (73 02 054)	138 €

