



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der mitwachsende Therapiestuhl.

- inkl. Armlehnen, Fußbank mit Langlöchern für Begurtung, Schiebegriff, Standard-Sitzpolster mit Bezug
- Sitzhöhe einstellbar mit Gasdruckfederunterstützung
- 4 Laufrollen (75mm), davon 2 mit Feststeller
- Verstellmöglichkeiten:
 - Sitzwinkel (per Gasdruckfeder 500 N)
 - Rückenwinkel
 - Sitztiefe und Sitzbreite
 - winkel-, höhen- und breitenverstellbare Armlehnen
 - höhenverstellbare Rückenlehne
 - hochklappbare Fußbank, kniewinkel- und höhenverstellbar

HMV-Nr.: 26.11.05.0021



zum Konfigurator




Grundmodell

madita. Gr. 0	madita. Gr. 1	madita. Gr. 1b	madita. Gr. 2
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
78 00 000 2.001 €	78 01 000 2.001 €	78 01 200 2.144 €	78 02 000 2.288 €

Rahmenfarben

Anthrazitgrau	Telegrau 4 (Weißgrau)
Preis	Preis
92 00 017 inkl.	92 00 011 inkl.

Voreinstellungen



Voreinstellungen am Therapiestuhl im Hause Schuchmann.
Teilen Sie uns hierfür bitte folgende Körpermaße mit:

I Achselhöhe	_____	IV Beckenbreite	_____
II Brustbreite	_____	V Sitztiefe	_____
III Rückenlänge	_____	VI Unterschenkellänge	_____


73 00 080	Preis inkl.
------------------	----------------

Maße

		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
A	Sitztiefe*	15 – 25 cm	21 – 30 cm	26 – 36 cm	30 – 42 cm
B	Sitzbreite	16 – 26 cm	20 – 30 cm		28 – 38 cm
C	Rückenhöhe mit extra kurzem Rücken	32 – 35 cm		35 – 43 cm	
C	Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 – 43 cm		42 – 52 cm	
C	Rückenhöhe mit langem Rücken	42 – 52 cm		53 – 63 cm	
C	Rückenhöhe mit Aktiv-Rücken	35 – 43 cm			42 – 52 cm
D	Sitzhöhe	47,5 – 58 cm			
E	Unterschenkellänge	12 – 22 cm** / 15 – 25 cm	16 – 29 cm** / 19 – 32 cm	19 – 33 cm** / 22 – 36 cm	25 – 43 cm
F	Breite gesamt	45 cm		53 cm	
G	Länge Grundrahmen	66 cm		77 cm	
	Sitzwinkel	(-)5° – 37°			
	Rückenwinkel	(-)5° – 25°			
	max. Belastung	30 kg		45 kg	50 kg
	Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg

* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert

** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden.



Bezüge

Pink 2
(Nr. 115)



Preis

9100 115 inkl.

Tiefsee-Blau
(Nr. 111)



Preis

9100 111 inkl.

Blatt-Grün
(Nr. 123)



Preis

9100 123 inkl.

Schiefer-Grau
(Nr. 124)



Preis

9100 124 inkl.

Namensstickerei

Namensstickerei auf dem Rückenpolster
bitte füllen Sie das Formular auf Seite 135 aus!



Eine Bestickung von Flexi-Stoffen ist nicht möglich.

Bezüge

Flexi Blau
(Nr. 44)



Aufpreis

9100 044 272 €

Flexi Hellgrau
(Nr. 50)



neu

Aufpreis

9100 050 272 €

Bezug nach Kundenwunsch

Aufpreis

9100 999 278 €

Minderposition

Ohne Sitz-/Becken- und Rückenpolster sowie Bezug liefern
zum Einbau von Maßpolstern

Preisreduzierung

73 00 059 Netto -100 €

Kopfstützen

Kopfstütze (Standard)
inkl. Standard-Halter, höhen- und winkelverstellbar, gepolstert, inkl. Bezug



Preis / Stück

für Gr. 0	(78 00 009)	281 €
für Gr. 1	(78 01 009)	281 €
für Gr. 2	(78 02 009)	281 €

Kopfstütze (Muschelform)
inkl. Standard-Halter, höhen- und winkelverstellbar, gepolstert, inkl. Bezug



Preis / Stück

für Gr. 0+1	(78 01 010)	399 €
für Gr. 2	(78 02 010)	399 €

Kopfstütze (Seitenführung)
inkl. Standard-Halter, höhen- und winkelverstellbar, gepolstert, inkl. Bezug




Preis / Stück

für Gr. 0+1	(78 01 011)	377 €
für Gr. 2	(78 02 011)	377 €

Kopfstützen

Kopfstütze (Seitenführung, winkelverstellbar) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, zusätzlich sind die Seitenführungen jeweils winkelverstellbar



A = Breite Anlagefläche
B = Höhe Kopfstütze
C = Breite Seitenführung


	A	B	C
Gr. 1	13,5 cm	10,5 cm	10 cm
Gr. 2	15 cm	10,5 cm	13,5 cm
Gr. 3	17 cm	12,5 cm	16,5 cm
Preis / Stück			
Gr. 1 (78 01 012)			651 €
Gr. 2 (78 02 012)			651 €
Gr. 3 (78 03 012)			651 €

Adapter für Kopfstützen zur Seitenverstellung

Doppelgelenk für Kopfstützenhalterungen um den Einstellbereich der Tiefe zu erweitern




Universaladapter für Kopfstützenhalterungen bei Fremdkopfstützen – in der Ausführung 15x15 mm



	Preis / Stück	Preis / Set	Preis / Stück
78 01 041	154 €	78 00 041	98 €
78 00 013	95 €		


Standard Rücken (optional mit anschraubbarer Oberarmführung)

Rücken – inkl. Polster und Bezug (kurzer Rücken ist Standard, wenn nicht anders angegeben)



	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
extra kurzer Rücken:	32 – 35 cm	32 – 35 cm	35 – 43 cm	35 – 43 cm
kurzer Rücken:	35 – 43 cm	35 – 43 cm	42 – 52 cm	42 – 52 cm
langer Rücken:	42 – 52 cm	42 – 52 cm	53 – 63 cm	53 – 63 cm
Preis / Stück				
extra kurzer Rücken:	78 00 001	78 01 001	78 01 201	78 02 001
kurzer Rücken:	78 00 002	78 01 002	78 01 202	78 02 002
langer Rücken:	78 00 003	78 01 003	78 01 203	78 02 003
	205 €	205 €	205 €	231 €

Anschraubbare Oberarmführung (für Standard Rücken)



für extra kurzen Rücken:
für kurzen Rücken:
für langen Rücken:

	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
Preis / Stück				
	78 00 004	78 01 004	78 01 204	78 02 004
	78 00 005	78 01 005	78 01 205	78 02 005
	78 00 006	78 01 006	78 01 206	78 02 006
	133 €	133 €	133 €	133 €

Aktiv-Rücken (keine Oberarmführung möglich)

Aktiv-Rücken
inkl. Polster und Bezug



	für Gr. 0	für Gr. 1	für Gr. 1b	für Gr. 2
	35 – 43 cm	35 – 43 cm	35 – 43 cm	42 – 52 cm
Preis / Stück				
	78 00 007	78 01 007		78 02 007
	261 €		261 €	261 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Rückeneinheit

Rückeneinheit – fest (Standardkonfiguration = mit Schiebegriff, wenn nicht anders angegeben)



Rückeneinheit – abnehmbar



Einstellbare Begrenzung des Rückenwinkels – zur Feststellung des individuellen max. Rückenwinkels

	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set
für Gr. 0+1 mit Schiebegriff (73 01 004)	inkl.	für Gr. 0+1 mit Schiebegriff (73 01 006)	411 €
für Gr. 2 mit Schiebegriff (73 02 004)	inkl.	für Gr. 2 mit Schiebegriff (73 02 006)	411 €
für Gr. 0+1 mit Schiebebügel (73 01 053)	inkl.		73 01 111
			69 €

Armauflage



Armauflagepolster Gr. 1

(Standardkonfiguration bei Grundmodell Gr. 0, wenn nicht anders angegeben)
Länge: 20 cm Breite: 6 cm

Armauflagepolster Gr. 2

(Standardkonfiguration bei Grundmodell Gr. 1+2, wenn nicht anders angegeben)
Länge: 27 cm Breite: 7 cm

Armauflagepolster Gr. 3


Länge: 34 cm Breite: 8 cm

	Preis / Paar	Preis / Paar	Preis / Paar
78 01 008	inkl.	78 02 008	inkl.
			78 03 008
			inkl.

Thoraxpelotten (Abklappbare Thoraxpelotten sind nicht in Kombination mit der Oberarmführung möglich.)


	Thoraxpelotte Gr. 0 gepolstert, inkl. Bezug (Empfehlung bei Verwendung von Grundmodell Gr. 0) Höhe: 7 cm Tiefe: 9 cm Brustbreite: 12 – 27 cm	Thoraxpelotte Gr. 1 gepolstert, inkl. Bezug (Empfehlung bei Verwendung von Grundmodell Gr. 1+1b) Höhe: 8 cm Tiefe: 13 cm Brustbreite: 16 – 30 cm	Thoraxpelotte Gr. 2 gepolstert, inkl. Bezug (Empfehlung bei Verwendung von Grundmodell Gr. 2) Höhe: 11 cm Tiefe: 16 cm Brustbreite: 19 – 36 cm
	Preis / Paar	Preis / Paar	Preis / Paar
	fest (7800045) 120 € fest aktiver Rücken (7800047) 120 € abklappbar (7800049) 405 €	fest (7801045) 120 € fest aktiver Rücken (7801047) 120 € abklappbar (7801049) 405 €	fest (7802045) 120 € fest aktiver Rücken (7802047) 120 € abklappbar (7802049) 405 €

Thoraxpelotten (Abklappbare Thoraxpelotten sind nicht in Kombination mit der Oberarmführung möglich.)

	Thoraxpelotte Gr. 0, lang (Rumpfführung) gepolstert, inkl. Bezug Höhe: 12,5 cm Tiefe: 9 cm Brustbreite: : 12 – 27 cm Min. einstellbare Achselhöhe bei Kombination mit einstellbarer Beckenführung: 23 cm	Thoraxpelotte Gr. 1, lang (Rumpfführung) gepolstert, inkl. Bezug Höhe: 15,5 cm Tiefe: 13 cm Brustbreite: 16 – 30 cm Min. einstellbare Achselhöhe bei Kombination mit einstellbarer Beckenführung: 26 cm	Thoraxpelotte Gr. 2, lang (Rumpfführung) gepolstert, inkl. Bezug Höhe: 18,5 cm Tiefe: 16 cm Brustbreite: 19 – 36 cm Min. einstellbare Achselhöhe bei Kombination mit einstellbarer Beckenführung: 30 cm
	i Lange Thoraxpelotten mit abklappbarer Halterung lassen sich ca. 20° zur Seite klappen.		
	Preis / Paar	Preis / Paar	Preis / Paar
	fest (7800046) 185 € fest aktiver Rücken (7800048) 185 € abklappbar (7800050) 470 €	fest (7801046) 185 € fest aktiver Rücken (7801048) 185 € abklappbar (7801050) 470 €	fest (7802046) 185 € fest aktiver Rücken (7802048) 185 € abklappbar (7802050) 470 €

Bezug

Bezug für Oberarmanlage/ Pelottenhalterung



Preis / Paar

7801040

41 €

Sitzwinkelverstellung

Auslösehebel – am Schiebebügel /-griff

montiert (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)
Dieser Artikel ist nicht möglich beim abnehmbaren Rücken. Für den abnehmbaren Rücken wählen Sie bitte den „Auslösehebel mit aushängbarem Bowdenzug am Schiebebügel /-griff“.

Preis / Stück

7301085

inkl.

Auslösehebel – direkt an der Gasdruckfeder montiert

Preis / Stück

7300085

inkl.

Auslösehebel mit aushängbarem Bowdenzug am Schiebebügel /-griff montiert (für den abnehmbaren Rücken)

Preis / Stück

7302085

39 €

Sicherheitsbolzen

für Auslösehebel, um ungewolltes Auslösen der Gasdruckfeder zu verhindern. (Nicht möglich bei Auslösehebel „direkt an der Gasdruckfeder“.)


Preis / Stück

7301086

82 €

Sitzoption


Standard Sitzpolster – inkl. Bezug (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)



Preis / Stück

für Gr. 0	(7800017)	inkl.
für Gr. 1	(7801017)	inkl.
für Gr. 1b	(7801217)	inkl.
für Gr. 2	(7802017)	inkl.


Sitzpolster – inkl. Bezug mit anatomischer Beinführung



Aufpreis / Stück

für Gr. 0	(7800018)	242 €
für Gr. 1	(7801018)	242 €
für Gr. 1b	(7801218)	242 €
für Gr. 2	(7802018)	242 €

Einstellbare Beckenführung – gepolstert, inkl. Bezug



Preis / Stück

für Gr. 0 – Sitzbreite A = 20 – 24 cm	(7800020)	425 €
für Gr. 1+1b – Sitzbreite A = 22 – 26 cm	(7801020)	425 €
für Gr. 2 – Sitzbreite A = 28 – 34 cm	(7802020)	452 €

Zubehör

Zentrale Feststellbremse der hinteren Laufrollen

inkl. 4 Doppellaufrollen (100 mm),
Bedienung mittels am Sitzsystem
montierten Feststellhebels

4 Laufrollen – davon 2 mit Feststeller

4 Laufrollen – alle mit Feststeller


Aufpreis / Set

Hebel links montiert	(78 00 030)	467 €
Hebel rechts montiert	(78 01 030)	467 €
Hebel links montiert; Rollen vorne mit Feststeller	(78 00 031)	504 €
Hebel rechts montiert; Rollen vorne mit Feststeller	(78 01 031)	504 €

Aufpreis / Set

75 mm	(73 00 058)	inkl.
100 mm	(73 01 058)	64 €
125 mm	(73 02 058)	101 €

Aufpreis / Set

75 mm	(73 00 060)	42 €
100 mm	(73 01 060)	101 €
125 mm	(73 02 060)	138 €

Zubehör

Therapietisch – aus Holz mit Rand, abklappbar

Therapietisch – transparent, mit Rand, abklappbar

Therapietisch – aus Holz mit Rand, vorsteckbar, beidseitig befestigt

Therapietisch – transparent, mit Rand, vorsteckbar, beidseitig befestigt


	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm

	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm

	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm

	Breite	Tiefe
für Gr. 0+1	50 cm	40 cm
für Gr. 2	60 cm	50 cm

	Preis / Stück
für Gr. 0 (78 00 028)	276 €
für Gr. 1 (78 01 028)	276 €
für Gr. 2 (78 02 028)	276 €

	Preis / Stück
für Gr. 0 (78 00 029)	377 €
für Gr. 1 (78 01 029)	377 €
für Gr. 2 (78 02 029)	377 €

	Preis / Stück
für Gr. 0 (78 00 038)	294 €
für Gr. 1 (78 01 038)	294 €
für Gr. 2 (78 02 038)	294 €

	Preis / Stück
für Gr. 0 (78 00 039)	421 €
für Gr. 1 (78 01 039)	421 €
für Gr. 2 (78 02 039)	421 €

Zusatzoption:

Hochklapp-Schutz	(78 01 036)	108 €
------------------	-------------	-------

Zubehör

Inkontinenzbeschichtung im Sitzbereich

Radstandverlängerung

einsteckbar, hinten montiert, Länge = 10 cm
(nicht in Verbindung mit zentraler Feststellbremse möglich)

Preis / Stück

73 00 020	217 €
-----------	-------

Preis / Paar

73 01 028	191 €
-----------	-------

Polster

Fußbankpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm, (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)
Fußstützenpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm (nicht in Verbindung mit Fußbegurtung möglich)
Tischauflagepolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm


Preis / Stück

für Gr. 0	(78 00 032)	133 €
für Gr. 1+1b	(78 01 032)	133 €
für Gr. 2	(78 02 032)	133 €

Preis / Paar

für Gr. 1	(78 01 033)	191 €
für Gr. 2	(78 02 033)	191 €

Preis / Stück

für Gr. 0	(73 00 054)	138 €
für Gr. 1	(73 01 054)	138 €
für Gr. 2	(73 02 054)	138 €

Begurtungsmontagesätze

Begurtungsmontagesatz für den Sitzbereich

bestehend aus 2 Winkeln mit Klappschnalle und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Begurtungsmontagesatz für den Rückenbereich

bestehend aus 2 Gewindeplatten mit Klappschnallen und 2 Klappschnallen (gebohrt)

Preis / Set

Preis / Set

25 mm (73 01 025)

48 €


25 mm (73 01 026)

48 €

Begurtung

Brustschultergurt – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, drei Gurte mit Steckschlössern, Gurt zur Schulter links fest vernäht; Farbe: schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	13 cm	13 cm	18 cm	18 cm
B	17,5 cm	19 cm	20 cm	21 cm
C	15 cm	15 cm	19 cm	28 cm
D	3,5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
E	25,5 cm	28 cm	34 cm	44 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 032)

197 €

Gr. 1 (73 01 032)

197 €

Gr. 2 (73 02 032)


197 €

Gr. 3 (73 03 032)

197 €

Positionierungsweste – mit Reißverschluss, aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, Schultergurte fest vernäht, Gurte zum Beckenbereich mit Steckschlössern; Farbe: schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
A	11 cm	11 cm	18 cm
B	21 cm	21 cm	22 cm
C	12 cm	12 cm	15 cm
D	2,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
E	25,5 cm	28 cm	34 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 056)

228 €

Gr. 1 (73 01 056)

228 €


Gr. 2 (73 02 056)

228 €

Begurtung

Sitzhose T-Form – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht; Farbe: schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
A	23 cm	25 cm	28 cm
B	15 cm	17 cm	20 cm
C	33 cm	35 cm	38 cm
D	24 cm	26 cm	28 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 033)

165 €

Gr. 1 (73 01 033)


165 €

Gr. 2 (73 02 033)

165 €

Sitzhose (Standard) – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht; Farbe: schwarz

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	24 cm	29 cm	33 cm
B	14 cm	17 cm	22 cm
C	35 cm	43 cm	49 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 1 (73 01 034)

165 €

Gr. 2 (73 02 034)

165 €

Gr. 3 (73 03 034)

165 €

Begurtung

Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz


	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	16 cm	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 035)


99 €

Gr. 1 (73 01 035)

99 €

Gr. 2 (73 02 035)

99 €

4-Punkt-Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss; Farbe: schwarz


	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	16 cm	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 0 (73 00 036)

172 €


Gr. 1 (73 01 036)

172 €


Gr. 2 (73 02 036)

172 €

Begurtung

Fußmanschette – mit Umlenkrolle und Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht in Verbindung mit dem Fußbank-/Fußstützenpolster nutzbar)


	Knöchelumfang	Gurtbreite
Gr. 1	12 – 19 cm	2,5 cm
Gr. 2	15 – 23 cm	2,5 cm
Gr. 3	19 – 27 cm	4 cm
Preis / Paar		
Gr. 1 (73 01 061)		236 €
Gr. 2 (73 02 061)		236 €
Gr. 3 (73 03 061)		236 €

Fußpositionierungshilfe – mit Gurtband inkl. Klettverschluss; Farbe: schwarz (nicht in Verbindung mit dem Fußbank-/Fußstützenpolster nutzbar)


Klettstreifen zum Öffnen

	A	Gurtbreite
Gr. 1	6,5 cm	2,5 cm
Gr. 2	8 cm	2,5 cm
Gr. 3	9,5 cm	2,5 cm
Preis / Paar		
Gr. 1 (78 01 034)		217 €
Gr. 2 (78 02 034)		217 €
Gr. 3 (78 03 034)		217 €