



malte outdoor.

61

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die Outdoor-Posterior-Laufhilfe.

- leichter und faltbarer Aluminiumrahmen
- Handgriffe einzeln höhen- und breitenverstellbar
- Trommelbremse inkl. Feststellhandbremse
- EVA-Hinterräder
- EVA-Lenkräder mit Richtungsfeststeller

HMV-Nr.: 10.46.02.3052




zum Konfigurator

neu

jetzt auch
in Gr. 4
erhältlich!

Maße

		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A1	Griffhöhe	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
A2	Höhe Unterarmstützen	46 - 64 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
B	Griffabstand	22 - 36 cm	30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
C	Sitzhöhe	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
D	Breite Gesamt	56 cm	66 cm	73 cm	80 cm
E	Länge Gesamt	66 cm	75 cm	82 cm	92 cm
	Rahmenhöhe (gefaltet)	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
	Transportmaß (L x B x H)	66x56x25 cm	75x66x32 cm	82x73x34 cm	92x80x37 cm
	max. Belastung	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
	Gewicht	7,5 kg	9,9 kg	10,6 kg	11,6 kg



Grundmodell

neu

malte outdoor. Gr. 1	malte outdoor. Gr. 2	malte outdoor. Gr. 3	malte outdoor. Gr. 4
6" Bereifung (vorne) und 8" (hinten)	8" Bereifung (vorne) und 10" (hinten)	8" Bereifung (vorne) und 10" (hinten)	8" Bereifung (vorne) und 10" (hinten)
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
75 01 100 1.086 €	75 02 100 1.102 €	75 03 100 1.215 €	75 04 100 1.455 €

Rahmenfarben

Farbauswahl für Gr. 1	Farbauswahl für Gr. 2	Farbauswahl für Gr. 3+4	Beschichtung mit einer Wunschfarbe – (nach Absprache) Bitte hier den gewünschten Farbton angeben: RAL _____
			
Preis	Preis	Preis	Aufpreis
Telemagenta (Pink) (92 00 012) inkl. Himmelblau (92 00 013) inkl.	Lasuritblau metallic (92 00 010) inkl. Verkehrsrot (92 00 007) inkl.	Anthrazit metallic (92 00 014) inkl. Reinweiß (92 00 100) inkl.	75 00 090 278 €


Zubehör

Kombinierte Becken- und Gesäßpelotte höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, PU-gepolstert		4-Punkt-Beckengurt – für die kombinierte Becken- und Gesäßpelotte				Sitz hochklappbar – gepolstert und bezogen	
							
	Breite		Breite Außenteil	Breite Mittelteil	Länge Außenteil	Länge Mittelteil	
Gr. 1	20 – 28 cm	Gr. 1	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm	
Gr. 2	25 – 33 cm	Gr. 2	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm	
Gr. 3	30 – 36 cm	Gr. 3	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm	
Preis / Set		Preis / Stück				Preis / Stück	
Gr. 1 (75 01 005)	433 €	Gr. 1 (75 01 020)			193 €	für Gr. 1 (75 01 007)	344 €
Gr. 2 (75 02 005)	433 €	Gr. 2 (75 02 020)			193 €	für Gr. 2 (75 02 007)	344 €
Gr. 3 (75 03 005)	433 €	Gr. 3 (75 03 020)			193 €	für Gr. 3+4 (75 03 007)	344 €

Zubehör

Begrenzer für die Handgriffe		Unterarmauflagen mit Handgriffen Unterarmauflagen sind tiefen-, höhen- und winkelverstellbar – die Handgriffe tiefen- und winkelverstellbar (nicht möglich bei Gr. 4)		Handbremse – mit extra kleinen Bremsgriffen bei reduzierter Griffweite mit separater Feststellfunktion		Ablagekorb	
							
	Länge		Breite				
Gr. 1	18 cm	Gr. 1	6,5 cm				
Gr. 2	25 cm	Gr. 2	8 cm				
Preis / Set		Preis / Set		Aufpreis / Set		Preis / Stück	
75 00 004	145 €	Gr. 1 (75 01 001)	373 €	für Gr. 1 (75 01 016)	176 €	75 00 011	73 €
		Gr. 2 (75 02 001)	373 €	für Gr. 2 (75 02 016)	176 €		
				für Gr. 3 (75 03 016)	176 €		
				für Gr. 4 (75 04 016)	176 €		

Zubehör

Schiebestange für Begleitperson		Kippsicherung – inkl. Stützrolle		Rücklaufstopp	
					
Preis / Stück		Preis / Set		Aufpreis / Paar	
für rechts (75 00 018)	200 €	75 00 019	145 €	für Gr. 1 (75 01 013)	264 €
für links (75 01 018)	200 €			für Gr. 2-4 (75 02 013)	264 €