



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die vielseitige Posterior-Laufhilfe.

- leichter und faltbarer Aluminiumrahmen (Gr. 0 nicht faltbar)
- Handgriffe einzeln höhen- und breitenverstellbar
- EVA-Hinterräder mit in der Nabe integriertem Rücklaufstopp, ausschaltbar
- EVA-Lenkräder mit Richtungsfeststeller

HMV-NR.: 10.46.02.3029




zum Konfigurator



Maße

		Gr. 0 Rahmen nicht faltbar	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A1	Griffhöhe	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
A2	Höhe Unterarmstützen	-	46 - 64 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
B	Griffabstand	22 - 36 cm		30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
C	Sitzhöhe	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
D	Breite Gesamt	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
E	Länge Gesamt	58 cm		70 cm	77 cm	87 cm
	Rahmenhöhe (gefaltet)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
	Transportmaß (L x B x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
	max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
	Gewicht	3,9 kg	6,4 kg	7,8 kg	8,4 kg	9,5 kg



Grundmodell				
malte mini. Gr. 0 Rahmenfarbe: Lasuritblau metallic; (Rahmen nicht faltbar)	malte. Gr. 1	malte. Gr. 2	malte. Gr. 3	malte. Gr. 4
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
35 00 100 891 €	75 01 000 923 €	75 02 000 944 €	75 03 000 1.056 €	75 04 000 1.284 €

Rahmenfarben			
Farbauswahl für Gr. 1 	Farbauswahl für Gr. 2 	Farbauswahl für Gr. 3+4 	Beschichtung mit einer Wunschfarbe (nach Absprache) Bitte hier den gewünschten Farbton angeben: RAL _____
Preis	Preis	Preis	Aufpreis
Telemagenta (Pink) (92 00 012) inkl. Himmelblau (92 00 013) inkl.	Lasuritblau metallic (92 00 010) inkl. Verkehrsrot (92 00 007) inkl.	Anthrazit metallic (92 00 014) inkl. Reinweiß (92 00 100) inkl.	75 00 090 278 €

Zubehör					
Unterarmauflagen mit Handgriffen Unterarmauflagen sind tiefen-, höhen- und winkelverstellbar – die Handgriffe tiefen- und winkelverstellbar (bei Gr. 0 auf Anfrage)			Unterarmauflagen mit Griffkugeln Unterarmauflagen sind tiefen-, höhen- und winkelverstellbar – die Griffkugeln tiefen- und winkelverstellbar (bei Gr. 0 auf Anfrage)		
					
	Länge	Breite		Länge	Breite
Gr. 1	18 cm	6,5 cm	Gr. 1	18 cm	6,5 cm
Gr. 2	25 cm	8 cm	Gr. 2	25 cm	8 cm
Preis / Set			Preis / Set		
Gr. 1 (75 01 001)	373 €		Gr. 1 (75 01 002)	373 €	
Gr. 2 (75 02 001)	373 €		Gr. 2 (75 02 002)	373 €	

Griffstange – abschwenkbar, als Querverbindung zwischen den Handgriffen (bei Gr. 0+4 sowie in Kombination mit den nebenstehenden Unterarmauflagen nicht möglich)		
		
Preis / Stück		
für Gr. 1 (75 01 003)	305 €	
für Gr. 2 (75 02 003)	305 €	
für Gr. 3 (75 03 003)	305 €	

Zubehör			
Begrenzer für die Handgriffe	Feststell-Handbremse (bei Gr. 0 nicht möglich)	Handbremse – mit extra kleinen Bremsgriffen bei reduzierter Griffweite mit separater Feststellfunktion (bei Gr. 0 nicht möglich)	
			
Preis / Set	Preis / Set	Preis / Set	
75 00 004 145 €	für Gr. 1 (75 01 008) 264 € für Gr. 2 (75 02 008) 264 € für Gr. 3 (75 03 008) 264 € für Gr. 4 (75 04 008) 264 €	für Gr. 1 (75 01 015) 441 € für Gr. 2 (75 02 015) 441 € für Gr. 3 (75 03 015) 441 € für Gr. 4 (75 04 015) 441 €	

Zubehör

Kombinierte Becken- und Gesäßpelotte für Gr. 1-4

höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, PU-gepolstert



	Breite
Gr. 1	20 – 28 cm
Gr. 2	25 – 33 cm
Gr. 3	30 – 36 cm

Kombinierte Becken- und Gesäßpelotte für Gr. 0

höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, PU-gepolstert



	Breite
für Gr. 0	20 – 28 cm

4-Punkt-Beckengurt

für die kombinierte Becken- und Gesäßpelotte



	Breite Außenteil	Breite Mittelteil	Länge Außenteil	Länge Mittelteil
Gr. 1	7 cm	7 cm	12 cm	12 cm
Gr. 2	9 cm	8,5 cm	13 cm	14 cm
Gr. 3	11,5 cm	11 cm	15 cm	16 cm

Preis / Set		Preis / Set		Preis / Stück	
Gr. 1	(75 01 005)	433 €	für Gr. 0	(35 01 103)	433 €
Gr. 2	(75 02 005)	433 €			
Gr. 3	(75 03 005)	433 €			

Preis / Set		Preis / Stück	
Gr. 1	(75 01 020)	193 €	
Gr. 2	(75 02 020)	193 €	
Gr. 3	(75 03 020)	193 €	

Zubehör

Sitz hochklappbar – gepolstert und bezogen (für Gr. 0 nicht möglich)



Preis / Stück	
für Gr. 1	(75 01 007) 344 €
für Gr. 2	(75 02 007) 344 €
für Gr. 3+4	(75 03 007) 344 €

Schleifbremse



Preis / Set	
für Gr. 0+1	(75 00 009) 86 €
für Gr. 2-4	(75 01 009) 86 €

Schiebestange für Begleitperson (für Gr. 0 nicht möglich)



Preis / Stück	
für rechts	(75 00 018) 200 €
für links	(75 01 018) 200 €

Zubehör

Kippsicherung – inkl. Stützrolle (bei Gr. 0 ohne Stützrolle)



Preis / Set	
für Gr. 0	(35 00 005) 145 €
für Gr. 1-4	(75 00 019) 145 €

Abweiser – (bei Gr. 0 nicht möglich)



Preis / Set	
	75 00 012 213 €

Abweisrollen – für Gr. 0



Preis / Set	
	35 00 010 213 €

Ablagekorb



Preis / Stück	
für Gr. 0	(35 00 011) 73 €
für Gr. 1-4	(75 00 011) 73 €