



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die Anterior-Laufhilfe.

- leichter Aluminiumrahmen (Gr. 2 + 3 faltbar)
- Handgriffe einzeln höhen- und breitenverstellbar
- EVA-Bereifung (150 mm bei Gr. 0 + 1, 200 mm bei Gr. 2 + 3)



HMV-NR.: 10.46.02.3049



zum Konfigurator

Maße

		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A1	Griffhöhe	30 – 47 cm	38 – 59 cm	53 – 75 cm	63 – 88 cm
A2	Höhe Unterarmstützen	41 – 58 cm	49 – 70 cm	63 – 85 cm	73 – 98 cm
B	Griffabstand	18 – 32 cm	22 – 36 cm	30 – 44 cm	36 – 50 cm
C	Sitzhöhe	25 cm	30 cm	45 cm	45 cm
D	Breite Gesamt	44 cm	48 cm	62 cm	71 cm
E	Länge Gesamt	36,5 cm	42,5 cm	57,5 cm	61 cm
E	Länge Gesamt (teleskopierbarer Radstand)	39 – 47 cm	45 – 55 cm	60 – 74 cm	65 – 79 cm
	max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	65 kg
	Gewicht	4,2 kg	5 kg	7,4 kg	9,1 kg



Grundmodell

marcy. Gr. 0-3

	Preis / Stück
Gr. 0 (7600000)	791 €
Gr. 1 (7601000)	791 €
Gr. 2 (7602000)	791 €
Gr. 3 (7603000)	833 €



marcy. Gr. 0-3
(teleskopierbar)

	Preis / Stück
Gr. 0 (7600100)	1.029 €
Gr. 1 (7601100)	1.029 €
Gr. 2 (7602100)	1.029 €
Gr. 3 (7603100)	1.114 €

Grundausstattung
zusätzlich mit
verstellbarem
Radstand



