



marie integral.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Ich bin deine sichere Begleiterin für unterwegs.

- 5-Punkt-Gurt montiert mit Stützpolster und Schultergurtpolstern
- Beckenführungspolster
- Kopfstütze mit Zusatzkeilen
- Höhen- und weiteinstellbare Thoraxpelotten
- Mit ISOFIX-Halterung
- Innovativer Side Impact Buddy für zusätzlichen Schutz
- Mit vier verschiedenen Sitz- bzw. Ruhepositionen
- Höhe der Kopfstütze/Rückenlehne ganz einfach mit einem Handgriff anpassen

HMV-Nr.: 26.11.06.0035

Zulassungs-Nr. 030245 S

**ECE R129/03
ZERTIFIZIERT**



**FÜR DIE KLEINEN UND
NICHT MEHR SO KLEINEN**
61-105 cm, bis zu 16,5 kg



360° SICHERHEIT
Vorwärts und rückwärts gerichtet




ECE R129/03
Zertifiziert für höchste
Sicherheitsanforderungen



zum Konfigurator



Maße		
Empf. Körpergröße	61-105 cm	
Empf. Körpergewicht	Max. 16,5 kg	
Länge	76 cm	
Breite	43 cm	
Höhe	61 cm	
Sitzhöhe	12,5 cm (tiefster Punkt zur horizontalen Ebene im Sitz)	
Sitztiefe	28 cm	
Sitzbreite	28 cm	
Armlehnenhöhe	34 cm	
Rückenhöhe	Max. 41 cm	
Rückenlehnenwinkel	Rückwärtsgerichtet: 34,5° - 49,5°; Vorwärtsgerichtet: 59,5° - 74,5° gemessen zu horizontaler Ebene.	
Kopfstützenhöhe	19 cm	
Höhe Fußstütze/Fußbank	-2 cm bis +16 cm zur horizontalen Fläche	
Gewicht	15,6 kg	
Max. Belastbarkeit	16,5 kg	
Befestigung der Sicherung	5-Punkt-Gurt	

Grundmodell	
marie integral. • 5-Punkt-Gurt montiert mit Stützpolster und Schultergurtpolstern • Beckenführungspolster • Kopfstütze mit Zusatzkeilen • Höhen- und weiteinstellbare Thoraxpelotten	
	Preis / Stück
12 01 200	2.480 €

Zubehör	
Abduktionskeil 	Stütz- und Armauflagepolster mit zusätzlichem Abduktionskeil 
Preis / Stück	Preis / Set
12 01 201	12 01 202
120 €	340 €

Zubehör			
Fußstütze – höhenverstellbar 	Sonnenschutz 	Autositzschoner – kompatibel mit allen Autositzen • Hochwertiges und rutschfestes Neopren • Zwei praktische, kinderfreundliche Vordertaschen • Einfache Montage an der Kopfstütze 	Fußwärmer • Wasserabweisendes und winddichtes Außenmaterial • Optimale Passform bis zu 105 cm Körpergröße • Einfach von Hand zu waschen 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
12 01 203	12 01 204	12 01 205	12 01 206
280 €	80 €	89 €	48 €

Zubehör
Sitzverkleinerung – verringert die Sitztiefe um 3 cm 
Preis / Stück
12 01 207
72 €