



momo therapierad.

85

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Das Therapierad für mehr Balance.

- Aluminiumrahmen mit extra tiefem Einstieg
- Felgenbremse mit separater Parkbremse
- winkelverstellbarer Lenkervorbau
- Lenkungsämpfer zur Stabilisierung des Geradeauslaufs
- Trommelbremse im Vorderrad
- Stützradrahmen mit dynamisch arbeitenden Stützen und einstellbarer Federstärke
- Lichtanlage mit Nabendynamo nach StVZO (ab 24" und nicht möglich in Verbindung mit einem Elektro-Antrieb)
- inkl. Gepäckträger

HMV-Nr.: 22.51.01.0014




zum Konfigurator



Maße

		12"	16"	20"	24"	26"
A*	Pedal bis Oberkante Sattel	30 - 43 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	58 - 80 cm	70 - 92 cm
A**	Pedal bis Oberkante Sattel	33 - 40 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	61 - 84 cm	73 - 96 cm
B	Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	39 cm	45 cm	53 cm	58 cm
C	Radstand	64 cm	76 cm	89 cm	104 cm	112 cm
D	Länge über Alles	99 cm	122 cm	148 cm	168 cm	178 cm
E	Einstiegshöhe	16 cm	18 cm	20 cm	22 cm	23 cm
F	Breite über Alles	43 cm	52 cm	62 cm	71 cm	76 cm
	max. Belastung	35 kg	50 kg	65 kg	100 kg	
	Gewicht	10,5 kg	13 kg	15 kg	18 kg	20 kg

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Grundmodell

momo therapierad. 12"	momo therapierad. 16"	momo therapierad. 20"	momo therapierad. 24"	momo therapierad. 26"
Grundausrüstung, ohne Trommelbremse, zusätzlich mit Wimpel	Grundausrüstung, zusätzlich mit Wimpel	Grundausrüstung, zusätzlich mit Wimpel	Grundausrüstung	Grundausrüstung
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
38 01 000 1.294 €	38 02 000 1.449 €	38 03 000 1.576 €	38 04 000 1.891 €	38 05 000 1.891 €

Rahmenfarben

Farbauswahl für 12" + 16"			Farbauswahl für 20"			Farbauswahl für 24" + 26"		
								
Preis			Preis			Preis		
Fenstergrau Reinweiß	(92 00 200)	inkl.	Fenstergrau Reinweiß	(92 00 200)	inkl.	Fenstergrau Reinweiß	(92 00 200)	inkl.
Telemagenta (Pink) Reinweiß	(92 00 201)	inkl.	Pastellblau Reinweiß	(92 00 203)	inkl.	Elfenbein Reinweiß	(92 00 205)	inkl.
Türkisblau Reinweiß	(92 00 202)	inkl.	Kiwisorbetgrün Reinweiß	(92 00 204)	inkl.	Schwarz matt Reinweiß	(92 00 206)	inkl.

Konfigurationsmöglichkeiten - Antrieb


	Art.-Nr.	Antrieb	Aufpreis / Stück
	38 00 001	Starrer Zahnkranz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	inkl.
	38 00 101	Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse) NUR FÜR 16"-24"	inkl.
	38 00 002	Extra leichte Übersetzung (nur für oben genannte Antriebsarten)	inkl.
	38 00 003	3-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	253 €
	38 00 007	3-Gang-Freilaufbremsnabe mit Rückfahroption NUR FÜR 20"-26"	362 €
	38 00 005	7-Gang-Freilaufbremsnabe (mit Rücktrittbremse)	420 €
	38 00 008	7-Gang-Freilaufnabe mit Rollenbremse (Bremsgriff am Lenker montiert, ohne Rücktrittbremse) NUR FÜR 20"-26"	604 €

Sättel

Standard-Sattel (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)				Gel-Sattel			
							
	Breite		Länge		Breite hinten	Breite vorne	Länge
Gr. 1	15 cm		21 cm	Gr. 1	19 cm	4 cm	24 cm
Gr. 2	15 cm		24 cm	Gr. 2	24 cm	7 cm	27 cm
Gr. 3	18 cm		26 cm				
Preis / Stück				Aufpreis / Stück			
Gr. 1	(37 01 001)		inkl.	Gr. 1	(37 01 024)		64 €
Gr. 2	(37 02 001)		inkl.	Gr. 2	(37 02 024)		64 €
Gr. 3	(37 03 001)		inkl.				

Sättel
Sattelstützen

Einradsattel – Bananenform (Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)				Mofa-Sattel (Achtung: min. Schrittlänge erhöht sich um 2 cm)				Standard-Sattelstütze (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)		T-Sattelstütze – zur horizontalen Verstellung des Sattels			
													
Breite hinten	Breite mittig	Breite vorne	Länge	Breite hinten	Breite vorne	Länge hinten	Länge gesamt		für		für		
								Gr. 1	12"		Gr. 1		
								Gr. 2	16"		Gr. 2		
								Gr. 3	20" – 26"		Gr. 3		
11cm	6cm	8cm	25cm	26cm	9,5cm	12cm	25cm	Preis / Stück		Aufpreis / Stück			
Aufpreis / Stück				Aufpreis / Stück				Gr. 1	(37 01 004)	inkl.	Gr. 1	(37 01 005)	93 €
								Gr. 2	(37 02 004)	inkl.	Gr. 2	(37 02 005)	93 €
								Gr. 3	(37 03 004)	inkl.	Gr. 3	(37 03 005)	93 €
37 00 010				37 00 023									
119 €				176 €									

Aufnahmebügel			Kopfstütze		
Aufnahmebügel mit Halterung – nur in Verbindung mit der T-Sattelstütze nutzbar			Kopfstütze – nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar		
	max. Höhe*	Tiefe			
Gr. 1	20 cm	12 cm			
Gr. 2	30 cm	12 cm			
Gr. 3	37 cm	12 cm			
Gr. 4	53 cm	12 cm			
nach Maß	___ cm (max. 85 cm)	___ cm (max. 30 cm)			
* max. Höhe: gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte					
				Breite	Höhe
			Gr. 1	20 cm	15 cm
			Gr. 2	23 cm	18 cm
					
			Preis / Set		
Gr. 1	(37 01 007)	143 €	Preis / Stück		
Gr. 2	(37 02 007)	143 €			
Gr. 3	(37 03 007)	143 €			
Gr. 4	(37 04 007)	143 €			
nach Maß	(37 09 007)	304 €			

Rumpfstützen			Beckenstützen		
Dynamische Rückenpelotte gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)			Breitenverstellbare Rückenpelotte gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)		
					
	Breite			Breite	
Gr. 1	20 – 30 cm		Gr. 1	20 – 28 cm	
Gr. 2	25 – 35 cm		Gr. 2	25 – 33 cm	
Gr. 3	30 – 40 cm		Gr. 3	30 – 36 cm	
Preis / Stück			Preis / Stück		
Gr. 1	(37 01 008)	271 €	Gr. 1	(37 01 025)	362 €
Gr. 2	(37 02 008)	271 €	Gr. 2	(37 02 025)	362 €
Gr. 3	(37 03 008)	271 €	Gr. 3	(37 03 025)	362 €

			Dynamische Beckenführungs-pelotte gepolstert mit Gurt und Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)		
			Breitenverstellbare Beckenführungs-pelotte – gepolstert, inkl. Halterung (nur in Verbindung mit einem Aufnahmebügel nutzbar)		
					
					
				Breite	
			Gr. 1	20 – 30 cm	
			Gr. 2	25 – 35 cm	
			Gr. 3	30 – 40 cm	
			Preis / Stück		
			Gr. 1	(37 01 009)	271 €
			Gr. 2	(37 02 009)	271 €
			Gr. 3	(37 03 009)	271 €

Begurtungssystem					
Brustgurt – für die breitenverstellbare Rückenpelotte			Positionierungsweste – für die breitenverstellbare Rückenpelotte, inkl. Universal-Aufnahme		
					
	Breite	Länge		Breite innen	Breite gesamt
Gr. 1	5 cm	18,5 cm		8 cm	25 cm
Gr. 2	6,5 cm	25,5 cm		9 cm	30 cm
Gr. 3	7 cm	30,5 cm		12 cm	34 cm
Preis / Stück			Preis / Stück		
Gr. 1	(37 01 050)	109 €	Gr. 1	(37 01 051)	271 €
Gr. 2	(37 02 050)	109 €	Gr. 2	(37 02 051)	271 €
Gr. 3	(37 03 050)	109 €	Gr. 3	(37 03 051)	271 €

Begurtungssystem					
Sitzhose T-Form – für die breitenverstellbare Beckenpelotte			4-Punkt-Beckengurt – für die breitenverstellbare Beckenpelotte		
					
	Breite Sitzfläche	Breite vorne		Breite Außenteil	Breite Mittelteil
Gr. 1	24 cm	23 cm		7 cm	7 cm
Gr. 2	26 cm	26 cm		9 cm	8,5 cm
Gr. 3	28 cm	28 cm		11,5 cm	11 cm
Preis / Stück			Preis / Stück		
Gr. 1	(37 01 052)	186 €	Gr. 1	(37 01 053)	191 €
Gr. 2	(37 02 052)	186 €	Gr. 2	(37 02 053)	191 €
Gr. 3	(37 03 052)	186 €	Gr. 3	(37 03 053)	191 €

Zubehör

Universal-Aufnahme – für Begurtungen bei Nutzung ohne Pelotten (Breite = 27,5cm)											
Handpositionierungshilfe – für alle Lenker											
<table><tr><td></td><td>Breite vorne</td></tr><tr><td>Gr. 0</td><td>8,5cm</td></tr><tr><td>Gr. 1</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>Gr. 2</td><td>12 cm</td></tr><tr><td>Gr. 3</td><td>14 cm</td></tr></table>		Breite vorne	Gr. 0	8,5cm	Gr. 1	10 cm	Gr. 2	12 cm	Gr. 3	14 cm	
	Breite vorne										
Gr. 0	8,5cm										
Gr. 1	10 cm										
Gr. 2	12 cm										
Gr. 3	14 cm										
Lenkeinschlagbegrenzer – einstellbar bis zur Richtungsfeststellung (inkl. bei Lenkung für Begleitperson)											
<table><tr><td></td><td>für</td></tr><tr><td>Gr. 1</td><td>12"</td></tr><tr><td>Gr. 2</td><td>16/12" – 26"</td></tr></table>		für	Gr. 1	12"	Gr. 2	16/12" – 26"					
	für										
Gr. 1	12"										
Gr. 2	16/12" – 26"										
Vorbauverlängerung											
<table><tr><td></td><td>für</td><td>Länge</td></tr><tr><td>Gr. 1</td><td>12"</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>Gr. 2</td><td>16/12" – 26"</td><td>10 cm</td></tr></table>		für	Länge	Gr. 1	12"	10 cm	Gr. 2	16/12" – 26"	10 cm		
	für	Länge									
Gr. 1	12"	10 cm									
Gr. 2	16/12" – 26"	10 cm									
Preis / Stück	Preis / Paar	Preis / Stück	Preis / Stück								
37 02 055 124 €	Gr. 0 (37 00 057) 156 € Gr. 1 (37 01 057) 156 € Gr. 2 (37 02 057) 156 € Gr. 3 (37 03 057) 156 €	Gr. 1 (37 01 006) 143 € Gr. 2 (37 03 006) 143 €	Gr. 1 (37 01 022) 32 € Gr. 2 (37 02 022) 32 €								

Lenker

Classic-Lenker – schwarz (Standard- konfiguration, wenn nicht anders angegeben); bei Auswahl 7-Gang Schaltung erst ab Gr. 3 möglich.			Touringlenker			Rundlenker – nicht mit Anfahrhilfe Drehgriff kombinierbar (Gr. 1 nicht mit E-Antrieb kombinierbar)			Multifunktionslenker geeignet für 20" – 26"		
											
	Standard bei	Breite		Breite	Tiefe		Breite	Tiefe		Breite	Tiefe
Gr. 1	12"	47 cm	Gr. 0	50 cm	17 cm	Gr. 1	40 cm	17 cm	Gr. 1	61,5 cm	16,5 cm
Gr. 2	16"	49 cm	Gr. 1	55 cm	17 cm	Gr. 2	43 cm	21 cm			
Gr. 3	20"	52 cm	Gr. 2	58 cm	17 cm	Gr. 3	48 cm	25 cm			
Gr. 4	24" + 26"	58 cm									
Preis / Stück			Aufpreis / Stück			Aufpreis / Stück			Aufpreis / Stück		
Gr. 1	(37 01 011)	inkl.	Gr. 0	(37 00 112)	125 €	Gr. 1	(37 01 013)	125 €	37 02 014 181 €		
Gr. 2	(37 02 011)	inkl.	Gr. 1	(37 01 012)	125 €	Gr. 2	(37 02 013)	125 €			
Gr. 3	(37 03 011)	inkl.	Gr. 2	(37 02 012)	125 €	Gr. 3	(37 03 013)	125 €			
Gr. 4	(37 04 011)	inkl.									

Lenkerbremse

Rundlenker mit Bremshebelring – nicht mit E-Antrieb kombinierbar			Rundlenker mit Bremsfunktion – die Bremsfunktion erfolgt durch einfaches Herunterdrücken des Rundlenkers (nicht mit E-Antrieb kombinierbar)				
	Breite	Tiefe			Breite	Tiefe	
Gr. 1	40 cm	17 cm		Gr. 1	40 cm	17 cm	
Gr. 2	43 cm	21 cm		Gr. 2	43 cm	21 cm	
Gr. 3	48 cm	25 cm		Gr. 3	48 cm	25 cm	
			Aufpreis / Stück				Aufpreis / Stück
Gr. 1	(37 01 028)		367 €	Gr. 1	(37 01 031)		367 €
Gr. 2	(37 02 028)		367 €	Gr. 2	(37 02 031)		367 €
Gr. 3	(37 03 028)		367 €	Gr. 3	(37 03 031)		367 €

Lenkung

Schiebestange höheneinstellbar und abnehmbar, mit integrierter Verdrehsicherung 	Feststellbremse für Begleitperson (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar) 	Bremse für Begleitperson inkl. Motorabschaltung bei Nutzung des E-Antriebes sowie Zurüstung einer Scheibenbremse am Vorderrad (nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar)	Lenkung für Begleitperson – per Umlenkgestänge, inkl. Lenkeinschlagbegrenzer, hierbei entfällt der Lenkungsämpfer, nur in Verbindung mit Schiebestange nutzbar
Preis / Stück 38 00 009 200 €	Preis / Stück 38 00 011 133 €	Preis / Stück 38 02 011 529 €	Preis / Stück für 12" (38 01 010) 484 € für 16" (38 02 010) 484 € für 20" (38 03 010) 484 €

Kurbel

Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer zur Anpassung der Pedalamplitude – hierdurch entsteht bei 12" – 20" keine und bei 24" + 26" eine um ca. 18 mm Verbreiterung des Pedalabstandes je Seite



Preis / Paar

für 12" – 20"	(37 00 016)	197 €
für 24" + 26"	(37 04 016)	197 €

Kurbelverkürzer – minimale Verbreiterung des Pedalabstandes, Verkürzung um 2,5 bzw. 5 cm



Preis / Paar

für 16" + 20"	(37 02 015)	102 €
für 24" + 26"	(37 05 015)	102 €

Spezialkurbel für Kniekontraktur – für 20" – 26"



Preis / Stück

rechts montiert	(37 03 015)	422 €
links montiert	(37 04 015)	422 €

Pedale

Fußpositionierungspedale – mit Rennhaken und Ausgleichsgewichten


Tiefe


13 cm

Heimtrainerpedale


Breite

12 cm

Ergotec Pedale – mit Fußpositionierung



Klettstreifen zum Öffnen

	A	Pedalbreite
Gr. 1	6,5 cm	9 cm
Gr. 2	8 cm	9 cm



Aufpreis / Paar

37 00 013 102 €

Aufpreis / Paar

37 00 014 69 €

Aufpreis / Paar

Gr. 1	(37 01 056)	191 €
Gr. 2	(37 02 056)	191 €

Fußschale

Fußschalen – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

	min. Breite vorne	max. Breite vorne	min. Breite hinten	max. Breite hinten	Länge
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm
Gr. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm



Preis / Paar

Gr. 1	(37 01 037)	238 €
Gr. 2	(37 02 037)	238 €
Gr. 3	(37 03 037)	238 €

Gehstockhalterung



Preis / Stück

37 00 040 132 €

Fußschalen mit Beinführung

Fußschalen mit Beinführung – breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten und Magnetverschluss

	min. Breite vorne	max. Breite vorne	min. Breite hinten	max. Breite hinten	Länge	min. Höhe Beinführung	max. Höhe Beinführung
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm
Gr. 3	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	21 cm	26 cm
Gr. 4	11,5 cm	14 cm	8,1 cm	10,6 cm	23,8 cm	28 cm	36 cm


Preis / Paar

Gr. 1	(37 01 038)	404 €
Gr. 2	(37 02 038)	404 €
Gr. 3	(37 03 038)	404 €
Gr. 4	(37 04 038)	404 €



Fußschalen mit dynamischer Beinführung

Fußschalen mit dynamischer Beinführung
 breitenverstellbar, mit Positionierungsgurten
 und Magnetverschluss



	min. Breite vorne	max. Breite vorne	min. Breite hinten	max. Breite hinten	Länge	min. Höhe Beinführung	max. Höhe Beinführung
Gr. 1	8,7 cm	10,4 cm	5,7 cm	7,4 cm	17,4 cm	15 cm	18,5 cm
Gr. 2	9,5 cm	12 cm	6,7 cm	9,2 cm	20,1 cm	18 cm	22 cm
Gr. 3	12 cm	15 cm	8,8 cm	11,8 cm	24 cm	20,5 cm	25,5 cm

Preis / Paar

Gr. 1	(37 01 039)	528 €
Gr. 2	(37 02 039)	528 €
Gr. 3	(37 03 039)	528 €

Konfigurationsmöglichkeiten - Lichtanlage

	Art.-Nr.	Lichtanlage	für	Aufpreis / Set
	38 00 021	Aufrüstung einer Akku-Lichtanlage ansteckbar inkl. Reflektoren nach StVZO	12" - 26"	189 €
	38 02 021	Aufrüstung einer Lichtanlage mit Nabendynamo und Reflektoren nach StVZO (nicht möglich in Verbindung mit einem Elektro-Antrieb)	16" + 20"	189 €

Zubehör

Korb



Preis / Stück

für 12" + 16"	(38 01 019)	64 €
für 20" + 24"	(38 03 019)	64 €
für 26"	(38 05 019)	64 €

Zubehör

**Schnellverbindung des
Stützradrahmens** – zur ein-
fachen Demontage für den
Transport



Preis / Set

für 12"	(38 01 026)	151 €
für 16"	(38 02 026)	151 €
für 20"	(38 03 026)	151 €
für 24"	(38 04 026)	151 €
für 26"	(38 05 026)	151 €

Nachrüstsatz

**Stützradrahmen für Fremdfahrräder – mit dynamisch
arbeitenden Stützen** und einstellbarer Federstärke, zur
Befestigung an vorhandener Pletscherplatte.



Im Zweifel klären Sie die Kompatibilität des
Stützradrahmens mit Ihrem Fahrrad vor der
Bestellung mit einer Anfrage.

Preis / Set

für 12"	(38 01 101)	769 €
für 16"	(38 02 101)	769 €
für 20"	(38 03 101)	769 €
für 24"	(38 04 101)	842 €
für 26"	(38 05 101)	842 €
Montage im Hause Schuchmann (38 00 025)		netto 185 €

**Universaladapter für Fahrräder ohne
Pletscherplatte** – zur Montage des
Stützradrahmens an Fremdfahrrä-
der, die über keine Pletscherplatte
verfügen.



Preis / Stück

38 00 100	76 €
------------------	------

E - Antrieb

DirectPower E-Antrieb von Heinzmann

Das **momo therapierad.** kann mit dem DirectPower E-Antrieb von Heinzmann ausgestattet werden. Mit diesem bieten wir Ihnen einen verschleißfreien und geräuschlosen Direktantrieb. Der Motor ist bürstenlos und ohne Getriebe konstruiert. Das minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß und lässt Motorengeräusche entfallen. Die Akkukapazität beträgt 400 Wh. Das rekuperationsfähige System lädt sich bei Bergabfahrten und beim Bremsen automatisch wieder auf. Dadurch kann die Reichweite um bis zu 15% erhöht werden. Die vorhandene Kraft des Anwenders wird durch einen im Tretlager integrierten Kraftsensor gemessen und die vom E-Antrieb ausgehende Unterstützung somit abgestimmt.

Wählen Sie unter den folgenden Konfigurationen den passenden E-Antrieb für das **momo therapierad.** aus. Hierbei können Sie wählen, ob der Antrieb **mit oder ohne Anfahrhilfe** ausgestattet sein soll. Zusätzlich können Sie noch zwischen einer **Beginner-Version** und einer **Fortgeschrittenen-Version** wählen. Der Unterschied hierbei liegt beim **Anfahrverhalten** und der **Endgeschwindigkeit** der verschiedenen **Modi Eco, Standard und Power**, welche über das Display ausgewählt werden können. Per Analysekabel kann die gewählte Version zu einem späteren Zeitpunkt verändert werden.



Der E-Antrieb schließt einen starren Zahnkranz aus und bringt ein Mehrgewicht von ca. 10 kg mit sich.

Konfiguration E - Antrieb

DirectPower E-Antrieb von Heinzmann – ohne Anfahrhilfe

für Größe	Version	Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit					Preis / Stück
		Eco	Tour	Sport	Turbo	Boost	
16"	Beginner (38 02 185)	mild / 4 km/h	mild / 4 km/h	mittel / 4 km/h	mittel / 5 km/h	stark / 6 km/h	3.227 €
	Fortgeschrittene (38 02 186)	mild / 6 km/h	mild / 7 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 9 km/h	stark / 10 km/h	3.227 €
20"	Beginner (38 03 185)	mild / 4 km/h	mild / 4 km/h	mittel / 4 km/h	mittel / 5 km/h	stark / 6 km/h	3.227 €
	Fortgeschrittene (38 03 186)	mild / 6 km/h	mild / 7 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 10 km/h	stark / 12 km/h	3.227 €
24"	Beginner (38 04 185)	mild / 6 km/h	mild / 7 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 10 km/h	stark / 12 km/h	3.227 €
	Fortgeschrittene (38 04 186)	mild / 10 km/h	mild / 12,5 km/h	mittel / 15 km/h	mittel / 17,5 km/h	stark / 20 km/h	3.227 €
26"	Beginner (38 05 185)	mild / 6 km/h	mild / 7 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 10 km/h	stark / 12 km/h	3.227 €
	Fortgeschrittene (38 05 186)	mild / 10 km/h	mild / 12,5 km/h	mittel / 15 km/h	mittel / 17,5 km/h	stark / 20 km/h	3.227 €

Konfiguration E - Antrieb

DirectPower E-Antrieb von Heinzmann – mit Anfahrhilfe

wählen Sie ob die Anfahrhilfe mittels Tastendruck am Taster (**Abb. 1**) oder per Drehgriff (**Abb. 2**) aktiviert werden soll



für Größe	Version	Anfahrhilfe	Anfahrverhalten / Endgeschwindigkeit					Preis / Stück
			Eco	Tour	Sport	Turbo	Boost	
16"	Beginner mit Drehgriff (38 02 187)	4 km/h	mild / 4 km/h	mild / 4 km/h	mittel / 4 km/h	mittel / 6 km/h	stark / 6 km/h	3.359 €
	Beginner mit Taster (38 02 188)		mild / 4 km/h	mild / 4 km/h	mittel / 4 km/h	mittel / 6 km/h	stark / 6 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Drehgriff (38 02 189)	6 km/h	mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 10 km/h	stark / 10 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Taster (38 02 190)		mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 10 km/h	stark / 10 km/h	3.359 €
20"	Beginner mit Drehgriff (38 03 187)	4 km/h	mild / 4 km/h	mild / 4 km/h	mittel / 4 km/h	mittel / 6 km/h	stark / 6 km/h	3.359 €
	Beginner mit Taster (38 03 188)		mild / 4 km/h	mild / 4 km/h	mittel / 4 km/h	mittel / 6 km/h	stark / 6 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Drehgriff (38 03 189)	6 km/h	mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 12 km/h	stark / 12 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Taster (38 03 190)		mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 12 km/h	stark / 12 km/h	3.359 €
24"	Beginner mit Drehgriff (38 04 187)	6 km/h	mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 12 km/h	stark / 12 km/h	3.359 €
	Beginner mit Taster (38 04 188)		mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 12 km/h	stark / 12 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Drehgriff (38 04 189)	6 km/h	mild / 10 km/h	mild / 15 km/h	mittel / 15 km/h	mittel / 20 km/h	stark / 20 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Taster (38 04 190)		mild / 10 km/h	mild / 15 km/h	mittel / 15 km/h	mittel / 20 km/h	stark / 20 km/h	3.359 €
26"	Beginner mit Drehgriff (38 05 187)	6 km/h	mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 12 km/h	stark / 12 km/h	3.359 €
	Beginner mit Taster (38 05 188)		mild / 6 km/h	mild / 8 km/h	mittel / 8 km/h	mittel / 12 km/h	stark / 12 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Drehgriff (38 05 189)	6 km/h	mild / 10 km/h	mild / 15 km/h	mittel / 15 km/h	mittel / 20 km/h	stark / 20 km/h	3.359 €
	Fortgeschrittene mit Taster (38 05 190)		mild / 10 km/h	mild / 15 km/h	mittel / 15 km/h	mittel / 20 km/h	stark / 20 km/h	3.359 €

Software

Nachträgliche Umstellung / Anpassung der Software am ausgelieferten Produkt durch unseren Außendienst

Nettopreis (nicht rabattfähig) / Stück

38 00 091

170 €