



118 **rifton stander. supine**

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der vielseitige Stehtrainer.

- Offener Rahmen mit Höhenverstellung und Schiebegriff
- Winkelverstellung der Hauptsäule per Gasdruckfeder von 0° - 90°
- Schwenkbare Thoraxpelotten für einfachen Transfer
- Beinauflage mit Hüftabduktion und individueller Beinlängen Anpassung
- Inkl. Beckengurt und Brustgurt für eine sichere Positionierung
- Inkl. weicher Kniepelotten mit Patella-Aussparung
- Nutzung in der Bauchlage durch abnehmbare Oberkörperstütze



zum Konfigurator

Maße

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Länge gesamt	81,5cm	99 cm	109 cm
Breite gesamt	53,5 cm	68,5cm	73,5cm
Höhe der horizontalen Körperstütze über dem Boden	56 - 71cm	56 - 91,5 cm	60 - 96,5cm
Höhe Fußstütze bis Knie	15 - 28 cm	25,5 - 38 cm	31 - 48 cm
Höhe Knie bis Hüfte	15 - 25,5 cm	20,5 - 33 cm	30,5 - 44 cm
Fußstütze bis zur Oberkante der Kopfstütze	78,5 - 109 cm	104 - 139,5 cm	124,5 - 169 cm
Breite zwischen den Rumpfseitentteilen	12,5 - 25,5 cm	18 - 28 cm	23 - 35,5 cm
Breite zwischen den medialen/lateralen Oberschenkelauflagen	5 - 10 cm	7,5 - 12,5 cm	10 - 14 cm
Gewicht des Grundmodells	23,5kg	35,5kg	52 kg
Körpergröße	71 - 106 cm	96 - 134 cm	122 - 165 cm
max. Belastung	34 kg	45 kg	84 kg



Grundmodell

rifton stander. supine Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 71 – 106 cm Rahmenfarbe: rot		rifton stander. supine Gr. 2 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 96 – 134 cm Rahmenfarbe: blau		rifton stander. supine Gr. 3 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 122 – 165 cm Rahmenfarbe: blau	
				 	
Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
45 01 100	4.800 €	45 02 100	5.400 €	45 03 100	6.200 €

Zubehör
Beckengurt – Standard, wenn nicht anders angegeben

Beckengurt mit Rotationskontrolle


Preis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung		Aufpreis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 120	inkl.	45 01 120ET	383 €	für Gr. 1	45 01 121	68 €
für Gr. 2	45 02 120	inkl.	45 02 120ET	395 €	für Gr. 2	45 02 121	78 €
für Gr. 3	45 03 120	inkl.	45 03 120ET	405 €	für Gr. 3	45 03 121	88 €
						45 01 121ET	452 €
						45 02 121ET	474 €
						45 03 121ET	495 €

Zubehör
Brustgurt – Standard, wenn nicht anders angegeben

Brustgurt mit Rotationskontrolle


Preis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung		Aufpreis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 117	inkl.	45 01 117ET	383 €	für Gr. 1	45 01 118	68 €
für Gr. 2	45 02 117	inkl.	45 02 117ET	395 €	für Gr. 2	45 02 118	78 €
für Gr. 3	45 03 117	inkl.	45 03 117ET	405 €	für Gr. 3	45 03 118	88 €
						45 01 118ET	452 €
						45 02 118ET	474 €
						45 03 118ET	495 €

Zubehör
Brustschultergurt


Aufpreis / Stück Erstausrüstung		Preis / Stück Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 119	68 €	45 01 119ET
für Gr. 2	45 02 119	78 €	45 02 119ET
für Gr. 3	45 03 119	88 €	45 03 119ET
			452 €
			474 €
			495 €

Zubehör
Kniepelotten – Standard, wenn nicht anders angegeben

Abschwenkbare Kniepelotten


Preis / Paar Erstausrüstung		Preis / Paar Zurüstung		Aufpreis / Paar Erstausrüstung		Preis / Paar Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 105	inkl.	45 01 105ET	254 €	für Gr. 2	45 02 112	273 €
für Gr. 2	45 02 105	inkl.	45 02 105ET	266 €	für Gr. 3	45 03 112	293 €
für Gr. 3	45 03 105	inkl.	45 03 105ET	279 €		45 02 112ET	532 €
						45 02 113ET	562 €

Zubehör

Seitenführung für die Kopfstütze			Zusätzliches Set Oberkörperpelotten (nutzbar als Thoraxpelotten oder Beckenführungspelotten)			Innen-Beinseitenführungen			Außen-Beinseitenführungen		
											
Preis / Paar			Preis / Paar			Preis / Paar			Preis / Paar		
für Gr. 1+2	(45 01 103)	258 €	für Gr. 1+2	(45 01 104)	258 €	für Gr. 1+2	(45 01 108)	258 €	für Gr. 1+2	(45 01 109)	258 €
für Gr. 2+3	(45 02 103)	267 €	für Gr. 2+3	(45 02 104)	267 €	für Gr. 2+3	(45 02 108)	267 €	für Gr. 2+3	(45 02 109)	267 €

Zubehör

Beinauflage inkl. Abduktionseinstellung – Standard, wenn nicht anders angegeben					Beinauflage inkl. Abduktionseinstellung, Kniekontrakturausgleich und Hüft- & Kniebeugung				
									
Preis / Paar Erstausrüstung			Preis / Paar Zurüstung		Aufpreis / Paar Erstausrüstung			Preis / Paar Zurüstung	
für Gr. 1	45 01 101	inkl.	45 01 101ET	826 €	für Gr. 2	45 02 102	387 €	45 02 102ET	1.233 €
für Gr. 2	45 02 101	inkl.	45 02 101ET	851 €	für Gr. 3	45 03 102	397 €	45 03 102ET	1.257 €
für Gr. 3	45 03 101	inkl.	45 03 101ET	879 €					

Zubehör

Fußstützenkeile (nur für Gr. 1 verfügbar)		Therapietisch – winkel- und höheneinstellbar, abnehmbar	
			
Preis / Paar		Preis / Stück	
für Gr. 1 (4501 111)	126 €	für Gr. 1+2 (4501 110)	711 €
		für Gr. 3 (4503 110)	733 €

Erweiterung für die Nutzung in der Bauchlage

Gesäßgurt – für die erweiterte Nutzung in der Bauchlage erforderlich		Kniepositionierer mit Rotationskontrolle		Oberkörperstütze				
								
Preis / Stück		Preis / Paar		Preis / Stück				
für Gr. 1	(45 01 122)	381 €	für Gr. 1+2	(45 01 107)	258 €	für Gr. 3	(45 03 222)	312 €
für Gr. 2	(45 02 122)	393 €	für Gr. 3	(45 02 107)	279 €			
für Gr. 3	(45 03 122)	405 €						