



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der schwenkbare Autositz.


- Sitz- und Rückenblech aus Aluminium mit Rückenwinkelverstellung
- herausnehmbare Polster und feste Thoraxpelotten
- inkl. höhenverstellbarer und gepolsterter Kopfstütze und 5-Punkt-Hosenträgergurt
- Drei-Punkt-Gurtführung, Rahmenfarbe: schwarz – seidenmatt, RAL 9005
- geprüft in Anlehnung an ECE-44/03; zu Nutzen nach der dritten Verordnung über Ausnahmen von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften

HMV-NR.: 26.11.06.0009



Maße							
		Gr. 1		Gr. 2		Gr. 3	
		a	b	a	b	a	b
A	Sitztiefe	25cm	30cm		35cm		40cm
B	Sitzbreite	28cm		32cm		36cm	
C	Rückenhöhe	40cm		48cm		56cm	
D	Kopfstützenhöhe	59 – 69cm		65 – 77cm		76 – 86cm	
E	Pelottenhöhe	25 – 33cm		32 – 40cm		36 – 44cm	
	Sitzwinkel*	0° / 15°		0° / 10°			
F	Brustbreite	14 – 25cm		16 – 29cm		16 – 32cm	
G	Rückenwinkel	90° – 108°					
	max. Belastung	30kg		45kg		60kg	
* bei Verwendung der Fußbank und Schrägverstellung							

* bei Verwendung der Fußbank und Schrägverstellung




Grundmodell					
sascha. Gr. 1		sascha. Gr. 2		sascha. Gr. 3	
Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
Gr. 1a (14 01 001)	2.189 €	Gr. 2a (14 02 001)	2.273 €	Gr. 3a (14 03 001)	2.320 €
Gr. 1b (14 01 100)	2.189 €	Gr. 2b (14 02 100)	2.273 €	Gr. 3b (14 03 100)	2.320 €

Bezüge		
Stoffdesign Schwarz / Rot (Nr. 105 + 91)	Stoffdesign Schwarz / Hellblau (Nr. 105 + 106)	Stoffdesign Schwarz / Abstandsgewebe (Nr. 105 + 47)
		
Preis	Preis	Preis
9100206	9100230	9100231
inkl.	inkl.	inkl.

Pelotten		
Standard-Einstellbereich der festen Thoraxpelotten Bei Nutzung der Steckpelotten verringert sich die max. Brustbreite um je 2 cm pro Seite Für Gr. 1a / b Höhe Sitz – Achsel: 25 – 33 cm Breite Brustbereich: 14 – 25 cm Für Gr. 2a / b Höhe Sitz – Achsel: 32 – 40 cm Breite Brustbereich: 16 – 29 cm Für Gr. 3a / b Höhe Sitz – Achsel: 36 – 44 cm Breite Brustbereich: 16 – 32 cm	Einstellbereich der Pelotten nach Maß außerhalb der nebenstehenden Maße Höhe Sitz – Achsel _____ cm Brustbreiten außerhalb der nebenstehenden Maße auf Anfrage!	Thoraxpelotte – steckbar, zur Erleichterung des Ein- und Ausstieges, inkl. Bezug 
		Aufpreis / Stück
		für Gr. 1, rechts montiert (14 01 007) 248 € für Gr. 1, links montiert (14 01 008) 248 € für Gr. 2, rechts montiert (14 02 007) 248 € für Gr. 2, links montiert (14 02 008) 248 € für Gr. 3, rechts montiert (14 03 007) 248 € für Gr. 3, links montiert (14 03 008) 248 €
	Aufpreis 14 00 009 253 €	

Gurtführung		Zubehör	
Schultergurtführung 14 00 002: Schultergurtführung rechts montiert (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben) 14 00 003: Schultergurtführung links montiert 14 00 004: Schultergurtführung beidseitig montiert	Seitenführungs- und Rumpfhaltelolster – als Sicherheitsprallschutz, inkl. Bezug und Befestigungsgurt 	Abduktionskeil – vorsteckbar, komplett mit Halterung und Bezug 	ISOFIX-Halterung 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set
rechts (14 00 002) inkl.	für Gr. 1 (14 01 005) 807 €	für Gr. 1 (14 01 006) 366 €	für Gr. 1 (14 01 010) 260 €
links (14 00 003) inkl.	für Gr. 2 (14 02 005) 807 €	für Gr. 2 (14 02 006) 366 €	für Gr. 2 (14 02 010) 260 €
beidseitig (14 00 004) 100 €	für Gr. 3 (14 03 005) 807 €	für Gr. 3 (14 03 006) 366 €	für Gr. 3 (14 03 010) 260 €

Schwenkvorrichtung		
Schwenkvorrichtung mit Schrägverstellung inkl. Fußbankaufnahme und Haltebügel  	Nach rechts schwenkbar	Nach links schwenkbar
	Preis / Set	Preis / Set
	X = 394 mm für Gr. 1 (14 01 002) 502 € X = 454 mm für Gr. 2 (14 02 002) 502 € X = 494 mm für Gr. 3 (14 03 002) 502 €	X = 394 mm für Gr. 1 (14 01 102) 502 € X = 454 mm für Gr. 2 (14 02 102) 502 € X = 494 mm für Gr. 3 (14 03 102) 502 €

Zubehör		
Schrägverstellung auf Grundplatte inkl. Fußbankaufnahme 	Fußbank – abnehmbar (nur in Verbindung mit der Schwenkvorrichtung oder Schrägverstellung verwendbar) 	Fußbank – zur Montage im Fußraum, höhen- und winkeleinstellbar 
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
für Gr. 1 (14 01 003) 188 €	für Gr. 1 (14 01 004) 177 €	14 00 012 348 €
für Gr. 2 (14 02 003) 188 €	für Gr. 2 (14 02 004) 177 €	
für Gr. 3 (14 03 003) 188 €	für Gr. 3 (14 03 004) 177 €	