



6 smilla.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Die Sitzhilfe für den Alltag.

- stabiler Holzrahmen mit integrierten Alu-Profilen
- **ab sofort schnell werkzeuglos einstellbar:**
 - höhen- und winkeleinstellbare Rückenlehne
 - höhen-einstellbare Armlehnen
 - höhen-, winkel- und tiefeinstellbare Sitzfläche
- inkl. 2 Schubrollen
- inkl. Fußbank
- inkl. Schiebegriff
- inkl. Sitz- und Rückenpolster
- Material: Buche lackiert


HMV-Nr.: 26.11.05.0034



zum Konfigurator

Maße

			Gr. 0 KITA	Gr. 0	Gr. 1 KITA	Gr. 1	Gr. 2
A	Sitzbreite		17 – 28 cm		20 – 35 cm		30 – 40 cm
B	Sitztiefe		16 – 26 cm		25 – 35 cm		30 – 40 cm
C	Sitzhöhe max.		42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
D*	Rückenhöhe		25 cm		29 cm		34 cm
E	Rückenwinkel		(-) 3° – 17,5°				
F	Sitzwinkel		(-) 5° – 15°				
G	Fußbankwinkel		(-) 5° – 15°				
H**	Fußbankschnell- höhenverstellung min.	Standard	12 cm				
		mit 50 mm Doppellaufrolle	17 cm				
		mit 75 mm Doppellaufrolle	20 cm				
H**	Höhe der Fußbank bodentieft min.	Standard	2,5 cm				
		mit 50 mm Doppellaufrolle	7,5 cm				
		mit 75 mm Doppellaufrolle	10,5 cm				
I	Höhe Unterschenkellänge bei schnellhöhenverstellbarer Fußbank min.		14 cm				
I	Höhe Unterschenkellänge bei bodentiefer Fußbank min.		18,6 cm				
	Breite gesamt		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
	Länge Grundrahmen		63 cm	69 cm***	63 cm	69 cm***	69 cm***
	max. Belastung		30 kg		45 kg		60 kg
	Gewicht		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg





* Minimale Rückenhöhe gemessen von Sitzfläche zu Oberkante Rücken = D + 6cm ** einstellbare Unterschenkellänge max. = gewählte/benötigte Sitzhöhe - Fußbankhöhe min. (H)
***mit langem Standfuß + 10 cm

Grundmodell			Rahmenfarben		
smilla. Gr. 0	smilla. Gr. 1	smilla. Gr. 2	Buche natur	Buche weiß	Buche Schiefer-Grau
					
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis	Preis	Preis
Gr.0 KITA (13 00 300) 1.526 € Gr.0 (13 00 200) 1.526 €	Gr.1 KITA (13 01 300) 1.526 € Gr.1 (13 01 200) 1.526 €	Gr. 2 (13 02 200) 1.748 €	92 00 300 inkl.	92 00 301 inkl.	92 00 302 inkl.

Bezüge			
Pink 2 (Nr. 115)	Tiefsee-Blau (Nr. 111)	Blatt-Grün (Nr. 123)	Schiefer-Grau (Nr. 124)
			
Preis	Preis	Preis	Preis
91 00 115 inkl.	91 00 111 inkl.	91 00 123 inkl.	91 00 124 inkl.

Bezüge			
Flexi Blau (Nr. 44)	Flexi Hellgrau (Nr. 50)	Bezug nach Kundenwunsch	Namensstickerei auf dem Rückenpolster
			bitte füllen Sie das Formular auf Seite 135 aus!
Aufpreis	Aufpreis	Aufpreis	
13 00 044 272 €	13 00 050 272 €	13 00 999 278 €	Eine Bestickung von Flexi-Stoffen ist nicht möglich.

Zubehör						
Kopfstütze – gepolstert und höheinstellbar	Thoraxpelotten – gepolstert und einstellbar			Oberschenkelführung – gepolstert und einstellbar		
						
einstellbare Höhe (in 3-cm-Schritten)		Breite 1	Breite 2		Länge	Höhe
für Gr. 0+1 12 – 21cm	bei Gr. 0	13 – 19cm	17 – 23cm	Gr. 0	17,5cm	7cm
für Gr. 2 20,5 – 32,5cm	bei Gr. 1	20 – 26cm	24 – 30cm	Gr. 1	20cm	8,5cm
	bei Gr. 2	24 – 30cm	28 – 34cm	Gr. 2	22,5cm	10cm
Preis / Stück	Preis / Paar			Preis / Paar		
für Gr. 0 (13 00 101) 301 €	Breite 1 (13 01 002)	192 €		Gr. 0 (13 00 004)	259 €	
für Gr. 1 (13 01 101) 301 €	Breite 2 (13 01 003)	192 €		Gr. 1 (13 01 004)	259 €	
für Gr. 2 (13 02 101) 301 €				Gr. 2 (13 02 004)	259 €	

Konfigurationsmöglichkeiten - Sitz			
Standard Sitzpolster – inkl. Bezug (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)	Anatomisches Sitzpolster – inkl. Bezug mit anatomischer Beinführung		
			
Preis / Stück	Aufpreis / Stück		
für Gr. 0 (13 00 021) inkl.	für Gr. 0 (13 00 022)	243 €	
für Gr. 1 (13 01 021) inkl.	für Gr. 1 (13 01 022)	243 €	
für Gr. 2 (13 02 021) inkl.	für Gr. 2 (13 02 022)	243 €	

Zubehör

Holz-Therapietisch – aufsteckbar



	Breite	Tiefe
für Gr. 0	48 cm	37 cm
für Gr. 1	52 cm	39 cm
für Gr. 2	57 cm	39 cm
Preis / Stück		
für Gr. 0	(13 00 007)	288 €
für Gr. 1	(13 01 007)	288 €
für Gr. 2	(13 02 007)	288 €

Großer Holz-Therapietisch – aufsteckbar, mit Rand



	Breite	Tiefe
für Gr. 0	48 cm	45 cm
für Gr. 1	52 cm	49 cm
für Gr. 2	57 cm	49 cm
Preis / Stück		
für Gr. 0	(13 00 008)	320 €
für Gr. 1	(13 01 008)	320 €
für Gr. 2	(13 02 008)	320 €

Abduktionskeil – gepolstert und vorsteckbar



Preis / Stück		
für Gr. 0	(19 00 008)	252 €
für Gr. 1+2	(19 01 008)	252 €

Zubehör

Standfuß – wenn das Kind den Transfer selbstständig über die Fußbank in die smilla. durchführt, empfehlen wir bei Gr. 1+2 den längeren Standfuß (Nicht für KITA-Version möglich!).



Doppellaufrollen – 4 Stück



Preis / Set		
50 mm – 2 mit Feststeller	(13 01 006)	320 €
50 mm – alle mit Feststeller	(13 01 016)	360 €
75 mm – 2 mit Feststeller	(13 00 006)	320 €
75 mm – alle mit Feststeller	(13 00 016)	360 €

Standard für Gr. 0-2	(13 00 034)
Lang (10 cm länger) für Gr. 0-2	(13 01 034)

Aufpreis / Set
inkl.
108 €

Fußbank

Fußbank höhenschnellverstellbar
höhen- und tiefeinstellbar, absenkbar bis 12 cm über den Boden (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)



Fußbank winkel- und höhenschnellverstellbar – winkel-, höhen- und tiefeinstellbar, absenkbar bis 12 cm über den Boden



Fußbank bodentief – höhen- und tiefeinstellbar, absenkbar bis zum Boden



Keine Fußbank

Preis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück		Preisreduzierung
für Gr. 0	(13 00 032)	inkl.	für Gr. 0	(13 00 038)	124 €	
für Gr. 1	(13 01 032)	inkl.	für Gr. 1	(13 01 038)	124 €	
für Gr. 2	(13 02 032)	inkl.	für Gr. 2	(13 02 038)	124 €	
für Gr. 0	(13 00 031)	inkl.	für Gr. 0	(13 00 031)	inkl.	13 00 033
für Gr. 1	(13 01 031)	inkl.	für Gr. 1	(13 01 031)	inkl.	-220 €
für Gr. 2	(13 02 031)	inkl.	für Gr. 2	(13 02 031)	inkl.	

Polster

Fußbankpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1 cm

Fußbankpolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 3 cm

Preis / Stück		Preis / Stück			
für Gr. 0	(1300046)	133 €	für Gr. 0	(1300045)	165 €
für Gr. 1	(1301046)	133 €			
für Gr. 2	(1302046)	133 €			

Begurtung

Begurtungsmontageset für den Sitzbereich

bestehend aus 2 Winkeln mit je 2 Klappschnallen



Preis / Set

25 mm **(1301023)**

48 €

Begurtungsmontageset für den Rückenbereich

bestehend aus Gurthalter mit T-Nut inkl. 2 Klappschnallen und 2 Klappschnallen (gebohrt)



Preis / Set


25 mm **(1301024)**

164 €

Begurtung

Brustschultergurt – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, drei Gurte mit Steckschlössern, Gurt zur Schulter links fest vernäht, Farbe: Schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	13 cm	13 cm	18 cm	18 cm
B	17,5 cm	19 cm	20 cm	21 cm
C	15 cm	15 cm	19 cm	28 cm
D	3,5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
E	25,5 cm	28 cm	34 cm	44 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 **(1300025)**

197 €

Gr. 1 **(1301025)**

197 €

Gr. 2 **(1302025)**


197 €

Gr. 3 **(1303025)**

197 €

Positionierungsweste – mit Reißverschluss, aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, Schultergurte fest vernäht, Gurte zum Beckenbereich mit Steckschlössern, Farbe: Schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
A	11 cm	11 cm	18 cm
B	21 cm	21 cm	22 cm
C	12 cm	12 cm	15 cm
D	2,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
E	25,5 cm	28 cm	34 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 **(1300026)**

228 €

Gr. 1 **(1301026)**

228 €


Gr. 2 **(1302026)**

228 €

Begurtung

Sitzhose T-Form – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht, Farbe: Schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
A	23 cm	25 cm	28 cm
B	15 cm	17 cm	20 cm
C	33 cm	35 cm	38 cm
D	24 cm	26 cm	28 cm
Gurtbreite	2 cm	2 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 0 **(1300027)**

165 €

Gr. 1 **(1301027)**


165 €

Gr. 2 **(1302027)**

165 €

Sitzhose (Standard) – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, vorne mit zwei Steckschlössern, Gurte hinten fest vernäht, Farbe: Schwarz

	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
A	24 cm	29 cm	33 cm
B	14 cm	17 cm	22 cm
C	35 cm	43 cm	49 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm



Preis / Stück

Gr. 1 **(1301028)**

165 €

Gr. 2 **(1302028)**

165 €

Gr. 3 **(1303028)**

165 €

Begurtung

Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss, Farbe: Schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	16 cm	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 0 **(1300029)**

99 €

Gr. 1 **(1301029)**

99 €

Gr. 2 **(1302029)**

99 €



Begurtung

4-Punkt-Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss, Farbe: Schwarz

	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Polsterbreite	4 cm	4 cm	5 cm
Polsterlänge je Seite	16 cm	18 cm	28 cm
Gurtlänge je Seite	30 cm	30 cm	40 cm
Gurtbreite	2 cm	2,5 cm	2,5 cm

Preis / Stück

Gr. 0 **(1300030)**

172 €

Gr. 1 **(1301030)**

172 €

Gr. 2 **(1302030)**

172 €

