



Stoff-Kollektion.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:


Unsere Stoff-Kollektion.

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	Nr.	Zusammensetzung (Obermaterial)	Warenbreite	Menge	Preis / lfm	Preis ab 10 lfm	Preis ab 30 lfm
Gewebe								
Blatt-Grün	(9001 123)	123	100% Polyester / Trevira CS	1,35 m	_____m	42 €	37 €	30 €
Schiefer-Grau	(9001 124)	124	100% Polyester / Trevira CS	1,35 m	_____m			
Soft-Grau	(9001 127)	127	100% Polyester / Trevira CS	1,35 m	_____m			
Gewirke								
Rot	(9001091)	91	100% Polyester	1,50 m	_____m	28 €	25 €	20 €
Dunkelgrau	(9001092)	92	100% Polyester	1,50 m	_____m			
Schwarz	(9001 105)	105	100% Polyester	1,50 m	_____m			
Hellblau	(9001 106)	106	100% Polyester	1,50 m	_____m			
Tiefsee-Blau	(9001 111)	111	100% Polyester / Trevira CS	1,55 m	_____m	42 €	37 €	30 €
Petrol	(9001 112)	112	100% Polyester / Trevira CS	1,55 m	_____m			
Pink-Telemagenta	(9001 114)	114	100% Polyester / Trevira CS	1,55 m	_____m			
Pink 2	(9001 115)	115	100% Polyester / Trevira CS	1,55 m	_____m			
Rosa	(9001 113)	113*	100% Polyester / Trevira CS	1,55 m	_____m			
Flexi, kaschiert								
Schwarz	(9001043)	43	56% Polyamid; 44% Polyurethan	1,40 m	_____m	52 €	46 €	37 €
Dunkelblau	(9001044)	44	63% Polyamid; 37% Polyurethan	1,40 m	_____m			
Hellgrau	(9001050)	50	56% Polyamid; 44% Polyurethan	1,40 m	_____m			
Kunstleder (bielastisch)								
Schwarz	(9001 190)	190*	100% Polyamid	1,40 m	_____m	42 €	37 €	30 €
Kunstleder								
Grün	(9001 192)	192*	100% Polyurethan	1,40 m	_____m	42 €	37 €	30 €
Rot	(9001 193)	193*	100% Polyurethan	1,40 m	_____m			
Netzware								
Blau	(9001046)	46**	100% Polyester	1,50 m	_____m	52 €	46 €	37 €
Abstandsware (3 mm)								
Schwarz	(9001047)	47	100% Polyester	1,55 m	_____m	42 €	37 €	30 €
Blau	(9001048)	48**	100% Polyester	1,55 m	_____m			
Abstandsware mit geschlossener Oberfläche								
Schwarz-Schwarz	(9001 101)	101	89% Polyester; 11% Elasthan	1,30 m	_____m	42 €	37 €	30 €
Schwarz-Grau	(9001 109)	109	89% Polyester; 11% Elasthan	1,30 m	_____m			

Werten Sie Ihre Produkte mit unseren Stoffen auf, denn sie verbinden ausgezeichnete, anschiessame Qualität mit hervorragendem Design. Wir bieten Ihnen eine Kollektion in aktuellen Dessins, verschiedenen Materialien und mit diesen überzeugenden Vorteilen:

- einfache und leichte Verarbeitung
- hohe Scheuerbeständigkeit und Strapazierfähigkeit
- schwer entflammbar nach DIN EN 1021-1+2
- hautverträglich nach DIN EN ISO 10993-5
- erfüllen die Anforderungen der MDR für Ihre Sitzschalen und Sonderbauten


Gewebe.



9001123 (Nr. 123)

9001124 (Nr. 124)

9001127 (Nr. 127)

Gewirke.


9001091 (Nr. 91)

9001092 (Nr. 92)

9001105 (Nr. 105)

9001106 (Nr. 106)

9001111 (Nr. 111)


9001112 (Nr. 112)

9001114 (Nr. 114)

9001115 (Nr. 115)

Flexi.



9001043 (Nr. 43)

9001044 (Nr. 44)

9001050 (Nr. 50)

9001046 (Nr. 46)**

Netzware.

Abstandware.



9001047 (Nr. 47)

9001048 (Nr. 48)**

9001101 (Nr. 101)

9001109 (Nr. 109)

Auslaufmodell.


9001113 (Nr. 113)*

9001192 (Nr. 192)*

9001193 (Nr. 193)*

9001190 (Nr. 190)*

Hinweis:

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Die Abbildungen der Produkte und Farben dienen lediglich der Orientierung. Abweichungen vom Original sind drucktechnisch nicht auszuschließen. Alle Angaben ohne Gewähr.

*Auslaufmodell

**Diese Ware ist nicht DIN EN 1021-1+2 konform.