



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:


Das anpassungsfähige Rückenschrägliegesystem.

- Höhen- und Winkleinstellung (0 – 90°) via Gasdruckfeder bei Gr. 1+2
- Höhen- und Winkleinstellung (0 – 90°) via elektrischem Motor bei Gr. 3+4 (inkl. Sicherheitsabschaltung und Handbedienung)
- Unterfahrbarkeit für Patientenlifter
- längeneinstellbare Oberkörperauflage inkl. Polster Elemente zur Anpassung der Oberkörperauflagenlänge
- inkl. Brust- und Beckengurt
- Aufnahme für Beinauflagen (Standard)
- Beinauflagen (Standard), längeneinstellbar, mit 5 cm Niveaueingleich
- Fußstützen (Standard), die über die Höhenverstellung der Mittelsäule bis auf den Boden abgesenkt werden können
- Untergestell mit 5 (bei Gr. 1–3) bzw. 6 (bei Gr. 4) bremsbaren Laufrollen (75 mm) mit Totalfeststellung, davon eine nur mit Richtungsfeststeller
- Rahmenfarbe: Telegrau 4 (Weißgrau), Anbauteile: Schwarz
- inkl. Tool für alle Einstellarbeiten (Verstellfunktionen sind werkzeuglos vorzunehmen)

HMV-Nr.: 28.29.02.1057




Maße



			Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
A	Körpergröße		75 - 115 cm	100 - 135 cm	120 - 160 cm	145 - 185 cm
B	Oberkörperauflage	Becken-/Thoraxbreite	14 - 27 cm	17 - 31 cm	20 - 37 cm	27 - 46 cm
C		Länge	30,5 - 43 cm	38 - 48 cm	49 - 61 cm	58 - 69 cm
D	Beinauflagen	Sohle bis Knie	20,5 - 30,5 cm	27,5 - 37 cm	32,5 - 45 cm	42 - 54 cm
E		Knie bis Schritt	12 - 18,5 cm	16,5 - 24 cm	20 - 29,5 cm	24,5 - 34 cm
		Kniewinkel	0° - 65°			
		Hüftwinkel	0° - 45°			
		Abduktion	0° - 30°			
F		Niveaueusgleich	0 - 5 cm			
G	Füße	Spitzfuß	0° - 20°			
G		Hackenfuß	0° - 15°			
H		Knickfuß	0° - 15° je Richtung			
I	Höhe Liegefläche (für den Transfer)		53,5 - 73,5 cm	60 - 85 cm	71,5 - 93,5 cm	82,5 - 104,5 cm
J	Kantelung		0° - 90°			
	Transportmaße (L x B x H)		95 x 51 x 75 cm	105 x 61 x 85 cm	125 x 76 x 97 cm	152 x 77 x 110 cm
	max. Belastung		30 kg	60 kg	80 kg	100 kg
	Gewicht		30 kg	35 kg	80 kg	90 kg

Voreinstellung



Voreinstellungen am Rückenschrägliegesystem im Hause Schuchmann. Teilen Sie uns hierfür bitte folgende Körpermaße mit:

I Körpergröße	_____	VI Beckenbreite	_____
II Achselhöhe (Mitte Thoraxpelotten)	_____	VII Hüfthöhe (Mitte Beckenpelotten)	_____
III Schulterhöhe	_____	VIII Kniehöhe	_____
IV Schritthöhe	_____	IX Halsbreite	_____
V Brustbreite	_____	X Tischhöhe	_____

42 00 020

Preis

inkl.

Grundmodell			
till. Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 75 – 115 cm		till. Gr. 2 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 100 – 135 cm	
mit gasdruckfederunterstützter Höhen- und Winkeleinstellung	mit gasdruckfederunterstützter Winkeleinstellung und motorunterstützter Höheneinstellung (kabelgebunden)	mit gasdruckfederunterstützter Höhen- und Winkeleinstellung	mit gasdruckfederunterstützter Winkeleinstellung und motorunterstützter Höheneinstellung (kabelgebunden)
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
42 01 000	2.829 €	42 01 100	4.757 €
		42 02 000	3.049 €
		42 02 100	4.989 €

Grundmodell	
till. Gr. 3 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 120 – 160 cm	
mit motorunterstützter Höhen- und Winkeleinstellung (kabelgebunden)	mit motorunterstützter Höhen- und Winkeleinstellung (kabelgebunden) und konturierbarer Oberkörperauflage (diese ist in die Bereiche Schulter, Thorax und Hüfte gegliedert – Bereiche sind einzeln durch Feststellhebel in gewünschter Position fixierbar)
Preis / Stück	Preis / Stück
42 03 000	5.009 €
	42 03 100
	5.991 €

Grundmodell	
till. Gr. 4 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 145 – 185 cm	
mit motorunterstützter Höhen- und Winkeleinstellung (kabelgebunden)	mit motorunterstützter Höhen- und Winkeleinstellung (kabelgebunden) und konturierbarer Oberkörperauflage (diese ist in die Bereiche Schulter, Thorax und Hüfte gegliedert – Bereiche sind einzeln durch Feststellhebel in gewünschter Position fixierbar)
Preis / Stück	Preis / Stück
42 04 000	5.257 €
	42 04 100
	6.356 €



Konturierbare Oberkörperauflage



Akku	
	Leistungstarker Akku (Li-Ion 2,25 Ah) – für kabellose Versorgung bei Grundmodellen mit motorunterstützter Höheneinstellung (Hinweis: nur von geschultem Fachpersonal nachrüstbar)
	Preis / Stück
	42 01 026
	514 €

Bezüge für Gr. 1 + 2

Schwarz / Tiefsee-Blau
(Nr. 105 + 111)



Schwarz / Pink 2
(Nr. 105 + 115)



Preis

 für Gr. 1+2 **(9100239)** inkl.

Preis

 für Gr. 1+2 **(9100234)** inkl.

Bezüge für Gr. 3 + 4

Schwarz / Petrol
(Nr. 105 + 112)



Preis

 für Gr. 3+4 **(9100237)** inkl.

Schwarz / Dunkelgrau
(Nr. 105 + 92)



Preis

 für Gr. 3+4 **(9100236)** inkl.

Bezüge

Bezug nach Kundenwunsch

Aufpreis / Stück

4200999

Kopfstützen

Kopfstütze (Standard) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar



Preis / Stück

für Gr. 1	(4201001)	287 €
für Gr. 2	(4202001)	287 €
für Gr. 3+4	(4203001)	287 €

Kopfstütze (Muschelform) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar



Preis / Stück

für Gr. 1	(4201003)	392 €
für Gr. 2	(4202003)	392 €
für Gr. 3+4	(4203003)	392 €

Kopfstütze (Seitenführung) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar




Preis / Stück

für Gr. 1	(4201002)	392 €
für Gr. 2	(4202002)	392 €
für Gr. 3+4	(4203002)	392 €

Kopfstützen

Kopfstütze (mit winkelverstellbarer Seitenführung) – gepolstert, inkl. Bezug, höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, zusätzlich sind die Seitenführungen jeweils winkelverstellbar



A = Breite Anlagefläche
B = Höhe Kopfstütze
C = Breite Seitenführung

	A	B	C
Gr. 1	13,5cm	10,5cm	10cm
Gr. 2	15cm	10,5cm	13,5cm
Gr. 3	17cm	12,5cm	16,5cm
Preis / Stück			
Gr. 1 (4201033)	651 €		
Gr. 2 (4202033)	651 €		
Gr. 3 (4203033)	651 €		

Adapter für Kopfstützen zur Seitenverstellung

Universaladapter für Kopfstützen nach Maß – 15 x 15 mm, höhen- und tiefenverstellbar




Preis / Stück		
4202004	154 €	


Preis / Stück		
4201004	221 €	

Pelotten

Thoraxpelotten für Oberkörperauflage – inkl. Oberarmauflage, abklappbar, stufenlos höhen- und breitenverstellbar, einstellbar in Drehrichtung



Beckenpelotten für Oberkörperauflage – inkl. Unterarmauflage, abklappbar, stufenlos höhen- und breitenverstellbar, einstellbar in Drehrichtung



	Pelottenhöhe (A)	Pelottentiefe (C)	passend für	Brustbreite		Pelottenhöhe (A)	Pelottentiefe (C)	passend für	Hüftbreite (B)
Gr. 1	10,5cm	9cm	till. Gr. 1	14 – 27 cm	Gr. 1	12cm	9cm	till. Gr. 1	14 – 27 cm
			till. Gr. 2	17 – 31 cm				till. Gr. 2	17 – 31 cm
Gr. 2	11,5cm	11cm	till. Gr. 2	17 – 31 cm	Gr. 2	14cm	10,5cm	till. Gr. 2	17 – 31 cm
			till. Gr. 3	20 – 37 cm				till. Gr. 3	20 – 37 cm
Gr. 3	12,5cm	16cm	till. Gr. 3	20 – 37 cm	Gr. 3	17cm	15,5cm	till. Gr. 3	20 – 37 cm
			till. Gr. 4	29 – 46 cm				till. Gr. 4	29 – 46 cm
Gr. 4	13,5cm	18cm	till. Gr. 3	20 – 37 cm	Gr. 4	21cm	17,5cm	till. Gr. 3	20 – 37 cm
			till. Gr. 4	27 – 46 cm				till. Gr. 4	27 – 46 cm



Die **Standardversion** der Thorax- und Beckenpelotten ist nur für den **till. ohne konturierbare Oberkörperauflage** geeignet!
Die **tiefenverstellbare Version** der Thorax- und Beckenpelotten ist nur für den **till. (Gr. 3 & 4) mit konturierbarer Oberkörperauflage** geeignet!

Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar	
Gr. 1 (42 01 005)	325 €	Gr. 2, tiefenverstellbar (42 02 006)	325 €	Gr. 1 (42 01 007)	325 €	Gr. 2, tiefenverstellbar (42 02 008)	325 €
Gr. 2 (42 02 005)	325 €			Gr. 2 (42 02 007)	325 €		
Gr. 3 (42 03 005)	325 €			Gr. 3 (42 03 007)	325 €		
Gr. 4 (42 04 005)	325 €			Gr. 4 (42 04 007)	325 €		


Pelotten

Kniepelotten mit Patella-Aussparung

einzelne dreidimensional über ein Kugelgelenk verstellbar, mit Positionierungshilfe



	Breite innen (A)
Gr. 1	8cm
Gr. 2	10cm
Gr. 3	12cm




Flexible Knie-Positionierer (FKP)

einzelne dreidimensional über ein Kugelgelenk verstellbar, mit in der Länge einstellbaren Anlagebändern, die sich an die Form des Knies anpassen



	Breite innen (A)
Gr. 1	8cm
Gr. 2	10cm
Gr. 3	12cm



Polster – für die zusätzliche Stützung des Knies, zur Vorbeugung von „genu recurvatum“ (zu stark überstrecktes Knie)



	Länge	Ø
Gr. 1	8cm	4cm
Gr. 2	8cm	6cm
Gr. 3	10cm	8cm
Gr. 4	12cm	10cm

Preis / Paar		Preis / Paar		Preis / Paar	
Gr. 1 (42 01 035)	576 €	Gr. 1 (42 01 036)	649 €	Gr. 1 (42 01 011)	179 €
Gr. 2 (42 02 035)	576 €	Gr. 2 (42 02 036)	649 €	Gr. 2 (42 02 011)	179 €
Gr. 3 (42 03 035)	576 €	Gr. 3 (42 03 036)	649 €	Gr. 3 (42 03 011)	179 €
				Gr. 4 (42 04 011)	179 €

Aufnahme für Beinauflagen (Standard)
(Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)



Aufnahme für Beinauflagen (abduzierbar) – ermöglicht eine einzelne und stufenlose Abduktion der Beine von 0° – 30° (Hinweis: nicht nachrüstbar!)



Beinauflagen (Standard) – längenverstellbar, mit 5 cm Niveauausgleich (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)



Beinauflagen (flex) – längen- und winkelverstellbar, mit 5 cm Niveauausgleich (Hinweis: nicht nachrüstbar!)



Preis / Paar		Aufpreis / Paar		Preis / Paar		Aufpreis / Paar	
für Gr. 1+2 (4201014)	inkl.	für Gr. 1+2 (4201015)	881 €	für Gr. 1 (4201016)	inkl.	für Gr. 1 (4201017)	533 €
für Gr. 3+4 (4203014)	inkl.	für Gr. 3+4 (4203015)	881 €	für Gr. 2 (4202016)	inkl.	für Gr. 2 (4202017)	533 €
				für Gr. 3 (4203016)	inkl.	für Gr. 3 (4203017)	533 €
				für Gr. 4 (4204016)	inkl.	für Gr. 4 (4204017)	533 €

Fußstützen (Standard)

Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben (Hinweis: nicht nachrüstbar!)



	Preis / Paar
für Gr. 1 (4201018)	inkl.
für Gr. 2 (4202018)	inkl.
für Gr. 3 (4203018)	inkl.
für Gr. 4 (4204018)	inkl.

Fußstützen (flex) – einzeln verstellbar, Spitzfuß (20°), Hackenfuß (15°), Knickfuß (15°) in beide Richtungen (Hinweis: nicht nachrüstbar!)



	Aufpreis / Paar
für Gr. 1 (4201019)	269 €
für Gr. 2 (4202019)	269 €
für Gr. 3 (4203019)	269 €
für Gr. 4 (4204019)	269 €

Fußführung – inkl. Gurt und Magnetverschluss (Hinweis: nicht kombinierbar mit einfachem Fußgurt!)




	Preis / Paar
für Gr. 1 (4201021)	195 €
für Gr. 2 (4202021)	195 €
für Gr. 3 (4203021)	195 €
für Gr. 4 (4204021)	195 €

Einfacher Fußgurt – mit Magnetverschluss
(Hinweis: nicht kombinierbar mit Fußführung!)



	Preis / Paar
für Gr. 1 (4201022)	119 €
für Gr. 2 (4202022)	119 €
für Gr. 3 (4203022)	119 €
für Gr. 4 (4204022)	119 €

Holztherapietisch (Standard) – mit Rand, vorsteckbar, tiefen-, höhen- und winkeleinstellbar



Holztherapietisch (mit Schnellverstellung) – mit Rand, vorsteckbar, tiefen-, höhen- und winkleinstellbar via Tischgestänge und zusätzlich via Schnellverstellung



Tischauflagepolster – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1cm



Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
für Gr. 1	(42 01 024)	832 €	für Gr. 1	(42 01 034)	1.003 €
für Gr. 2	(42 02 024)	832 €	für Gr. 2	(42 02 034)	1.003 €
für Gr. 3	(42 03 024)	832 €	für Gr. 3	(42 03 034)	1.003 €
für Gr. 4	(42 04 024)	832 €	für Gr. 4	(42 04 034)	1.003 €
für Gr. 1	(42 01 025)	174 €	für Gr. 1	(42 01 025)	174 €
für Gr. 2	(42 02 025)	174 €	für Gr. 2	(42 02 025)	174 €
für Gr. 3	(42 03 025)	174 €	für Gr. 3	(42 03 025)	174 €
für Gr. 4	(42 04 025)	174 €	für Gr. 4	(42 04 025)	174 €



Schiebebügel

	Preis / Stück
für Gr. 1+2 (4201012)	342 €
für Gr. 3+4 (4203012)	342 €



Sicherheitsbolzen – für Auslösehebel, um ein ungewolltes Auslösen der Gasdruckfedern zu verhindern (Hinweis: nur für Gr. 1+2)

	Preis / Stück
42 00 013	84 €


Begurtung

Brustgurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss, Farbe: schwarz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben: bei Grundmodell Gr. 1 = Gurt Gr. 1, bei Grundmodell Gr. 2 = Gurt Gr. 2 und bei Grundmodell Gr. 3 & 4 = Gurt Gr. 3)



	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Polsterbreite	4 cm	6 cm	6 cm
Polsterlänge je Seite	18 cm	25 cm	30 cm
Gurtlänge je Seite	25 cm	45 cm	65 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Preis / Stück			
Gr. 1 (42 01 029)			inkl.
Gr. 2 (42 02 029)			inkl.
Gr. 3 (42 03 029)			inkl.

Breiter Brustgurt – gepolstert, Farbe: schwarz




	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Polsterbreite	8 cm	10 cm	12 cm
Polsterlänge	10 cm	25 cm	35 cm
Gurtlänge je Seite	25 cm	45 cm	65 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Aufpreis / Stück			
Gr. 1 (42 01 030)			63 €
Gr. 2 (42 02 030)			63 €
Gr. 3 (42 03 030)			63 €

Begurtung

Positionierungsweste – aus elastischem, atmungsaktivem und feuchtigkeitsabweisendem Material, Schultergurte und Gurte (25 mm) zum Beckenbereich mit Steckschlössern, Farbe: schwarz

	A	B	C	D
Gr. 1	14 cm	26,5 cm	14 cm	33 cm
Gr. 2	15 cm	29,5 cm	16 cm	36 cm
Gr. 3	17 cm	35,5 cm	19 cm	41 cm
Gr. 4	18 cm	38,5 cm	21 cm	43,5 cm



Aufnahmeverbreiterung für Positionierungsweste – für die Gurtbefestigung der Positionierungsweste

	empfohlen ab einer Halsbreite von
bei Gr. 1	13 cm
bei Gr. 2	17 cm
bei Gr. 3	21 cm
bei Gr. 4	30 cm



	Aufpreis / Stück	Preis / Set
Gr. 1 (42 01 027)	251 €	für Gr. 1+2 (42 01 028) 61 €
Gr. 2 (42 02 027)	251 €	für Gr. 3+4 (42 03 028) 61 €
Gr. 3 (42 03 027)	251 €	
Gr. 4 (42 04 027)	251 €	

Begurtung

Beckengurt – mit Polster und beidseitig verstellbarem Steckschloss, Farbe: schwarz (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben: bei Grundmodell Gr. 1 = Gurt Gr. 1, bei Grundmodell Gr. 2 = Gurt Gr. 2, bei Grundmodell Gr. 3 & 4 = Gurt Gr. 3)



Beckengurt – von „Pelvi.Loc“, Farbe: schwarz



	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 1 (XS)	Gr. 2 (S)	Gr. 3 (M)	Gr. 4 (L)
für Beckenbreite	16 – 25 cm	25 – 40 cm	38 – 46 cm	16 – 25 cm	25 – 34 cm	32 – 40 cm	38 – 46 cm
Polsterbreite	4 cm	6 cm	6 cm	6,5 cm	7 cm	7,5 cm	8,5 cm
Polsterlänge je Seite	18 cm	25 cm	30 cm	16 cm	19 cm	22 cm	24 cm
Gurtlänge je Seite	25 cm	45 cm	65 cm	25 cm	25 cm	45 cm	45 cm
Gurtbreite	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Preis / Stück				Aufpreis / Stück			
Gr. 1 (42 01 031)			inkl.	Gr. 1 (XS) (42 01 032)			325 €
Gr. 2 (42 02 031)			inkl.	Gr. 2 (S) (42 02 032)			325 €
Gr. 3 (42 03 031)			inkl.	Gr. 3 (M) (42 03 032)			325 €
				Gr. 4 (L) (42 04 032)			325 €

Zubehör



75 mm Laufrollen – 5 (bei Gr. 1–3) bzw. 6 (bei Gr. 4) bremsbare Laufrollen mit Totalfeststellung, davon eine nur mit Richtungsfeststeller. Gr. 1+2 = Doppellaufrollen; Gr. 3+4 = Einzellaufrollen (Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

	Preis / Set
für Gr. 1–4 (42 00 038)	inkl.



100 mm Laufrollen – nur bei Gr. 3+4 möglich, 5 (bei Gr. 3) bzw. 6 (bei Gr. 4) bremsbare Laufrollen mit Totalfeststellung, eine mit Richtungsfeststeller

	Aufpreis / Set
für Gr. 3+4 (42 01 038)	138 €