



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der persönliche Stehtrainer.

- Grundgestell mit höhen- und tiefeinstellbarer Fußbank
- Winkelverstellung der Mittelsäule per Gasdruckfeder von (-)15° - 30°
- inkl. Brustpelotte mit Seitenführung und Gesäßpelotte
- Beckenrahmen höhen- und tiefenverstellbar, Beckenposition per Handkurbel verstellbar
- inkl. Kniepelotten mit Patella-Aussparung, einzeln dreidimensional verstellbar
- inkl. Therapietisch
- 4 bremsbare Laufrollen (75 mm) mit Totalfeststellung

HMV-Nr.: 28.29.01.1059




zum Konfigurator



Bitte senden Sie
uns folgende Maße
für eine optimale
Voreinstellung des
Stehtrainers

Einstellungen



Folgende Maße sollen am Stehtrainer voreingestellt werden:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| I Körpergröße _____ | V Brustbreite _____ |
| II Sternumhöhe _____ | VI Beckenbreite _____ |
| III Ellbogenhöhe _____ | VII Kniebreite _____ |
| IV Schritthöhe _____ | VIII Kniehöhe _____ |

48 00 020

Preis

inkl.

Maße				
		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
	Körpergröße	75 - 110 cm	100 - 140 cm	120 - 160 cm
A	Tischhöhe von Fußbank	48,5 - 80,5 cm	71 - 95 cm	80 - 112 cm
B	Beckentiefe	12 - 22 cm	16 - 28 cm	20 - 35 cm
	Tiefeneinstellung des Beckenrahmens (per Handkurbel)	6 cm		
C	Länge gesamt	84 cm	90 cm	100 cm
D	Breite gesamt	57 cm	65 cm	71 cm
E	Abduktion geteilte Fußstützen	0° - 27°		
F	Beckenhöhe	45 - 60 cm	57 - 80 cm	65 - 90 cm
G	Sternumhöhe	55 - 85 cm	75 - 110 cm	95 - 125 cm
	max. Belastung	40 kg	60 kg	80 kg
	Gewicht	27 kg	29 kg	32 kg

Grundmodell			
 tim. Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 75 – 110 cm Melonengelb (92 00 006)	 tim. Gr. 2 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 100 – 140 cm Dormant Rot (92 00 003)	 tim. Gr. 3 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 120 – 160 cm Lasuritblau metallic (92 00 010)	
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück	
48 01 100 3.690 €	48 02 100 3.690 €	48 03 100 3.994 €	

Rahmenfarben
Beschichtung mit einer Wunschfarbe – (nach Absprache) Bitte hier den gewünschten Farbton angeben:
RAL _____
Aufpreis
48 00 090 278 €


Abwaschbare Bezüge	
Flexi Schwarz 	Flexi Hellgrau 
Preis	Preis
48 00 043 inkl.	48 00 050 inkl.

Pelotten				Zubehör				
Brustpelotte mit Seitenführung in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar		Brustpelotte mit Seitenführung in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar, zusätzlich winkelverstellbar		Kinnauflage – höhenverstellbar		Rückengurt		
								
	Brustbreite		Brustbreite		Breite innen		Polsterbreite Polsterhöhe	
Gr. 1	16 – 24 cm	Gr. 1	16 – 24 cm			Gr. 1	17 cm 8,5 cm	
Gr. 2	18 – 26 cm	Gr. 2	18 – 26 cm	Gr. 1	6 cm	Gr. 2	28 cm 10 cm	
Gr. 3	24 – 34 cm	Gr. 3	24 – 34 cm	Gr. 2	8 cm	Gr. 3	39 cm 11,5 cm	
Gr. 4	30 – 42 cm	Gr. 4	30 – 42 cm	Gr. 3	10 cm			
Preis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück		
Gr. 1	(48 01 101)	inkl.	Gr. 1	(48 01 102)	122 €	Gr. 1	(48 01 013)	162 €
Gr. 2	(48 02 201)	inkl.	Gr. 2	(48 02 202)	122 €	Gr. 2	(48 02 012)	271 €
Gr. 3	(48 02 101)	inkl.	Gr. 3	(48 02 102)	122 €	Gr. 3	(48 03 012)	271 €
Gr. 4	(48 03 101)	inkl.	Gr. 4	(48 03 102)	122 €			

Konfigurationsmöglichkeiten - Beckenrahmen

Kombination 1:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung (vorne am Beckenrahmen montiert) + Gesäßpelotte (hinten am Schwenkarm des Beckenrahmens montiert)



Beckenführungspelotte mit Seitenführung breitenverstellbar



	Beckenbreite
Gr. 1	16 – 24 cm
Gr. 2	18 – 26 cm
Gr. 3	24 – 34 cm
Gr. 4	30 – 42 cm

	Preis / Stück
Gr. 1 (48 01 005)	426 €
Gr. 2 (48 02 105)	426 €
Gr. 3 (48 02 005)	426 €
Gr. 4 (48 03 005)	426 €

Gesäßpelotte




	Breite x Höhe
Gr. 1	16x10 cm
Gr. 2	20x10 cm
Gr. 3	25x14 cm


	Preis / Stück
Gr. 1 (48 01 003)	inkl.
Gr. 2 (48 02 003)	inkl.
Gr. 3 (48 03 003)	inkl.

Kombination 2:

Beckenanlage (vorne am Beckenrahmen montiert) + Beckenführungspelotte mit Seitenführung (hinten am Schwenkarm des Beckenrahmens montiert)



Beckenanlage



	Breite x Höhe
Gr. 1	16x10 cm
Gr. 2	20x10 cm
Gr. 3	25x14 cm

	Preis / Stück
Gr. 1 (48 01 004)	162 €
Gr. 2 (48 02 004)	162 €
Gr. 3 (48 03 004)	162 €

Beckenführungspelotte mit Seitenführung breitenverstellbar




	Beckenbreite
Gr. 1	16 – 24 cm
Gr. 2	18 – 26 cm
Gr. 3	24 – 34 cm
Gr. 4	30 – 42 cm


	Aufpreis / Stück
Gr. 1 (48 01 006)	263 €
Gr. 2 (48 02 106)	263 €
Gr. 3 (48 02 006)	263 €
Gr. 4 (48 03 006)	263 €

Kombination 3:

Beckenanlage und kombinierte Spinen- und Beckenpelotte (vorne am Beckenrahmen montiert) + Gesäßpelotte (hinten am Schwenkarm des Beckenrahmens montiert)




Beckenanlage



	Breite x Höhe
Gr. 1	16x10 cm
Gr. 2	20x10 cm
Gr. 3	25x14 cm

	Preis / Stück
Gr. 1 (48 01 004)	162 €
Gr. 2 (48 02 004)	162 €
Gr. 3 (48 03 004)	162 €

Kombinierte Spinen- und Beckenpelotten – tiefen-, höhen- und breiteneinstellbar



	Beckenbreite
für Gr. 1	14 – 24 cm
für Gr. 2	22 – 32 cm
für Gr. 3	32 – 42 cm

	Preis / Paar
für Gr. 1 (48 01 007)	426 €
für Gr. 2 (48 02 007)	426 €
für Gr. 3 (48 03 007)	426 €

Gesäßpelotte



	Breite x Höhe
Gr. 1	16x10 cm
Gr. 2	20x10 cm
Gr. 3	25x14 cm

	Preis / Stück
Gr. 1 (48 01 003)	inkl.
Gr. 2 (48 02 003)	inkl.
Gr. 3 (48 03 003)	inkl.

Zubehör

Rückenpelotte – montiert am Schwenkarm des Beckenrahmens, höhen- und winkelverstellbar

	Breite	Höhe
für Gr. 1	20 cm	23 cm
für Gr. 2	20 cm	23 cm
für Gr. 3	25 cm	28 cm
Preis / Stück		
für Gr. 1	(48 01 010)	452 €
für Gr. 2	(48 02 010)	452 €
für Gr. 3	(48 03 010)	452 €



Kopfstütze – höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, nur in Verbindung mit der Rückenpelotte nutzbar

	Preis / Stück
für Gr. 1	(48 01 111) 348 €
für Gr. 2	(48 02 111) 348 €
für Gr. 3	(48 03 111) 348 €



Konfigurationsmöglichkeiten - Kniepelotten

Kniepelotten mit Patella-Aussparung – einzeln dreidimensional verstellbar




	Breite innen
Gr. 1	8 cm
Gr. 2	10 cm
Gr. 3	12 cm

Flexible Knie-Positionierer (FKP) – einzeln dreidimensional verstellbar, mit in der Länge einstellbaren Anlagebändern, die sich an die Form des Knies anpassen



	Breite innen
Gr. 1	8 cm
Gr. 2	10 cm
Gr. 3	12 cm



Kniepelottenaufnahme – zur Aufnahme der nebenstehenden Kniepelotten stehen 2 verschiedene Optionen zur Verfügung

Starr
winkel-, tiefen- und höhenverstellbar

Kugelkopf
winkel-, tiefen-, höhen- und zusätzlich neigungswinkelverstellbar

(Starr = Standardkonfiguration, wenn nicht anders angegeben)

Bitte wählen Sie eine der nebenstehenden Kniepelottenaufnahmen aus.

Preis / Paar		Aufpreis / Paar		Aufpreis / Paar	
Gr. 1	(48 01 027)	inkl.	Gr. 1	(48 01 028)	122 €
Gr. 2	(48 02 027)	inkl.	Gr. 2	(48 02 028)	122 €
Gr. 3	(48 03 027)	inkl.	Gr. 3	(48 03 028)	122 €
				Starr	(48 00 026) inkl.
				Kugelkopf	(48 01 026) 160 €

Zubehör

Therapietisch



	Preis / Stück
für Gr. 1	(48 01 114) inkl.
für Gr. 2	(48 02 114) inkl.
für Gr. 3	(48 03 114) inkl.

Therapietisch – mit verstellbaren Armauflagen



	Aufpreis / Stück
für Gr. 1	(48 01 116) 232 €
für Gr. 2	(48 02 116) 232 €
für Gr. 3	(48 03 116) 232 €

Therapietisch – mit verstellbaren Armauflagen mit Mulde (inkl. Abdeckung)



	Aufpreis / Stück
für Gr. 1	(48 01 117) 502 €
für Gr. 2	(48 02 117) 502 €
für Gr. 3	(48 03 117) 502 €

Zubehör

Tischauflagepolster für Therapietische ohne Armauflagen – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1 cm



	Preis / Stück
für Gr. 1	(48 01 018) 181 €
für Gr. 2	(48 02 018) 181 €
für Gr. 3	(48 03 018) 181 €

Tischauflagepolster für Therapietische mit Armauflagen – bezogen mit schwarzem Flexi-Stoff, Höhe: 1 cm



	Preis / Stück
für Gr. 1	(48 01 019) 232 €
für Gr. 2	(48 02 019) 232 €
für Gr. 3	(48 03 019) 232 €

Winkelverstellung der Mittelsäule per Gasdruckfeder von (-) 15° - 30°
(Standardkonfiguration = mit Fußpedal, wenn nicht anders angegeben)



	Preis / Stück
per Fußpedal am Grundrahmen	(48 00 025) inkl.
per Handauslöser am Tisch	(48 01 025) inkl.

Zubehör

Fußbank – höhen- und tiefenverstellbar



	Preis / Stück
für Gr. 1	(48 01 120) inkl.
für Gr. 2	(48 02 120) inkl.
für Gr. 3	(48 03 120) inkl.

Fußstützen – höhen-, breiten- und winkelverstellbar (Spitzfüßeinstellung, Abduktion der Beine)



	Aufpreis / Paar
für Gr. 1	(48 01 121) 439 €
für Gr. 2	(48 02 121) 439 €
für Gr. 3	(48 03 121) 439 €

Fersenkanten mit Fußgurten – winkel-, breiten- und tiefenverstellbar, zur Montage auf der Fußbank / den Fußstützen mit Magnetverschluss



	Breite vorne
Gr. 1	8,5 - 11 cm
Gr. 2	10 - 12,5 cm

	Preis / Paar
Gr. 1	(48 01 024) 203 €
Gr. 2	(48 02 024) 203 €