



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Der wendige Stehtrainer.

- **Grundgestell (Standard)** mit höhen- und tiefeinstellbarer Fußbank und vier höheneinstellbaren Stützrollen (75 mm), hinten federnd (bei Gr. 2 - 4 mit Feststeller)
- **Grundgestell (abduzierbar)** mit einzeln verstellbaren Fußstützen, vorne mit zwei höheneinstellbaren Stützrollen (75 mm) und hinten mit einer Stützrolle (50 mm)
- inkl. Brustanlage, Gesäßpelotte und dreidimensional verstellbaren Kniepelotten mit Patella-Aussparung
- Winkelverstellung der Mittelsäule mechanisch von 0° - 15°
- inkl. Trommelbremsen, über Feststellhebel leicht zu bedienen
- inkl. Tischabstützung und Aufbewahrungsnetz (bei Gr. 3 + 4)
- Radsturz einstellbar


HMV-Nr.: 28.29.01.3011



zum Konfigurator



Einstellungen



Folgende Maße sollen am Stehtrainer voreingestellt werden:




- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| I Körpergröße _____ | V Kniehöhe _____ |
| II Sternumhöhe _____ | VI Brustbreite _____ |
| III Ellbogenhöhe _____ | VII Beckenbreite _____ |
| IV Schrittlänge _____ | VIII Kniebreite _____ |

Bitte senden Sie uns folgende Maße für eine optimale Voreinstellung des Stehtrainers

49 00 020

Preis

inkl.

Maße


		Gr. 1		Gr. 2			Gr. 3		Gr. 4			
	Körpergröße	75 – 110 cm		100 – 130 cm			120 – 155 cm		150 – 175 cm			
	Radgröße	24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"	
A	Griffhöhe: Fußplatte – Greifreifen oben	40 – 48 cm	50 – 58 cm	57 – 65 cm	64 – 69 cm	72 – 80 cm	60 – 68 cm	71 – 79 cm	82 – 90 cm	87 – 95 cm		
	empfohlen ab Ellbogenhöhe	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	92 cm	82 cm	92 cm	92 cm	97 cm	99 cm	
B	Breite Greifreifen oben	0°	–	–	–	–	65 cm		67 cm			
		3°	–	–	54 cm	53 cm	52 cm	61 cm	60 cm	63 cm	62 cm	61 cm
		6°	–	–	51 cm	49 cm	47 cm	57 cm	55 cm	59 cm	57 cm	56 cm
		9°	45 cm	44 cm	48 cm	45 cm	42 cm	54 cm	51 cm	55 cm	53 cm	51 cm
		12°	42 cm	41 cm	45 cm	41 cm	38 cm	–	–	–	–	–
		15°	40 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	Breite Greifreifen unten (min. – max.)	68 – 74 cm	70 – 73 cm	71 – 83 cm		71 – 84 cm	73 – 83 cm		76 – 86 cm		76 – 90 cm	
D	Höhe Fußplatte – Mitte Kniepelotten	19 – 30 cm		28 – 36 cm			34 – 44 cm		42 – 51 cm			
E	Höhe Fußplatte – Aufnahme Gesäßpelotte	26 – 42 cm		43 – 58 cm			53 – 69 cm		65 – 80 cm			
	empfohlen bei Schrittlänge	30 – 47 cm		48 – 63 cm			58 – 74 cm		70 – 84 cm			
F	Abduktion geteilte Fußstützen	0° – 6°					0° – 30°					
F	Abduktion geteilte Fußstützen (bei abduziertem Grundmodell)	0° – 40°					–		–			
G	Beckentiefe*	11 – 24 cm					15 – 28,5 cm					
	Beckentiefe** (Verstellbereich der Beckenposition per Handkurbel max. 6 cm)	11 – 20 cm (+6 cm)					15 – 27 cm (+6 cm)					
H	Sternumhöhe (Höhe Fußplatte – Mitte Brustpelotte)	54 – 80 cm		68 – 101 cm			92 – 123 cm		111 – 140 cm			
I	Tischhöhe von Fußplatte	43 – 66 cm		61 – 79 cm			72 – 96 cm		92 – 110 cm			
	max. Belastung	30 kg		45 kg			65 kg		80 kg			
	Gewicht	28 kg		31 kg			38 kg		42 kg			
* mit Gesäßpelottenaufnahme (Standard) ** mit Gesäßpelottenaufnahme (abklappbar)												

* mit Gesäßpelottenaufnahme (Standard) ** mit Gesäßpelottenaufnahme (abklappbar)

Grundmodell

todd. Gr. 1 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 75 – 110 cm		todd. Gr. 2 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 100 – 130 cm		todd. Gr. 3 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 120 – 155 cm		todd. Gr. 4 Für Benutzer mit einer Körpergröße von 150 – 175 cm	
Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück		Preis / Stück	
Standard	(49 01 000) 3.126 €	Standard	(49 02 000) 3.275 €	Standard	(49 03 000) 3.935 €	Standard	(49 04 000) 4.447 €
Abduzierbar	(49 01 100) 3.504 €	Abduzierbar	(49 02 100) 3.658 €				

Grundmodell

Melonengelb		Anthrazitgrau		Reinweiß		Beschichtung mit einer Wunschfarbe (nach Absprache) Bitte hier den gewünschten Farbton angeben: RAL _____
	Preis		Preis		Preis	Aufpreis
92 00 006	inkl.	92 00 017	inkl.	92 00 100	inkl.	49 00 090 278 €

Abwaschbare Bezüge

Neuware-Setze			
Flexi Schwarz		Flexi Hellgrau	
			
	Preis		Preis
49 00 043	inkl.	49 00 050	inkl.

Brustanlage
in der Höhe einstellbar



Brustpelotte mit Seitenführung
in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar



Brustpelotte mit Seitenführung
in der Höhe, Breite und Tiefe einstellbar, zusätzlich winkelverstellbar



Rückengurt – mit Magnetverschluss für Brustpelotte mit Seitenführung



			Brustbreite		Brustbreite						
	Breite innen	Höhe	Gr. 1	16 - 24 cm	Gr. 1	16 - 24 cm		Polsterbreite	Polsterhöhe		
Gr. 1	27 cm	13 cm	Gr. 2	18 - 26 cm	Gr. 2	18 - 26 cm	Gr. 1	17 cm	8,5 cm		
Gr. 2	36 cm	16 cm	Gr. 3	24 - 34 cm	Gr. 3	24 - 34 cm	Gr. 2	28 cm	10 cm		
Gr. 3	43 cm	19 cm	Gr. 4	30 - 42 cm	Gr. 4	30 - 42 cm	Gr. 3	39 cm	11,5 cm		
Preis / Stück			Aufpreis / Stück		Aufpreis / Stück		Preis / Stück				
Gr. 1	(49 01 001)	inkl.	Gr. 1	(49 01 002)	382 €	Gr. 1	(49 01 003)	382 €	Gr. 1	(49 01 024)	162 €
Gr. 2	(49 02 001)	inkl.	Gr. 2	(49 02 002)	382 €	Gr. 2	(49 02 003)	382 €	Gr. 2	(49 02 024)	162 €
Gr. 3	(49 03 001)	inkl.	Gr. 3	(49 03 002)	382 €	Gr. 3	(49 03 003)	382 €	Gr. 3	(49 03 024)	162 €
			Gr. 4	(49 04 002)	382 €	Gr. 4	(49 04 003)	382 €			

Rückenpelotte – höhen- und winkelverstellbar

	Breite	Höhe
für Gr. 1+2	20 cm	23 cm
für Gr. 3+4	25 cm	28 cm
Preis / Stück		
für Gr. 1	(4901025)	452 €
für Gr. 2	(4902025)	452 €
für Gr. 3+4	(4903025)	452 €



Kopfstütze – höhen-, tiefen- und winkelverstellbar, nur in Verbindung mit der Rückenpelotte nutzbar

	Preis / Stück
für Gr. 1 (4901026)	348 €
für Gr. 2 (4902026)	348 €
für Gr. 3 (4903026)	348 €
für Gr. 4 (4904026)	348 €



Kniepelotten mit Patella-Aussparung
einzeln dreidimensional verstellbar



Flexible Knie-Positionierer (FKP) – einzeln dreidimensional verstellbar, mit in der Länge einstellbaren Anlagebändern, die sich an die Form des Knies anpassen



Kniipelottenaufnahme – zur Aufnahme der nebenstehenden Kniipelotten stehen 2 verschiedene Optionen zur Verfügung

Starr
winkel-, tiefen- und
höhenverstellbar

Kugelkopf
winkel-, tiefen-, höhen- und
zusätzlich neigungswinkelverstellbar

(Starr = Standardkonfiguration,
wenn nicht anders angegeben)



	Breite innen		Breite innen
Gr. 1	8 cm	Gr. 1	8 cm
Gr. 2	10 cm	Gr. 2	10 cm
Gr. 3	12 cm	Gr. 3	12 cm

i Bitte wählen Sie eine der nebenstehenden Kniepelottenaufnahmen aus.

Preis / Paar		Aufpreis / Paar		Aufpreis / Paar	
Gr. 1 (49 01 031)	inkl.	Gr. 1 (49 01 032)	122 €	Starr Kugelkopf (49 00 030) (49 01 030)	inkl.
Gr. 2 (49 02 031)	inkl.	Gr. 2 (49 02 032)	122 €		160 €
Gr. 3 (49 03 031)	inkl.	Gr. 3 (49 03 032)	122 €		

Konfigurationsmöglichkeiten - Aufnahme Gesäß- und Beckenpositionierung

Konfiguration 1:



Gesäßpelottenaufnahme (Standard)

stufenlos in der Tiefe zu verstellen

	Tiefenverstellung Beckenanlage bis Gesäßpelotte	Standardkonfiguration
Gr. 1	11 – 24 cm	bei Gr. 1+2
Gr. 2	15 – 28,5 cm	bei Gr. 3+4
Preis / Stück		
Gr. 1	(49 01 005)	inkl.
Gr. 2	(49 03 005)	inkl.

Konfiguration 2:




Gesäßpelottenaufnahme (abklappbar)

für den einfacheren Transfer um ca. 20° (10 cm) nach unten abklappbar, stufenlos in der Tiefe zu verstellen, zusätzliche Tiefeneinstellung per Handkurbel für eine schrittweise Aufrichtung des Anwenders

	Tiefenverstellung Beckenanlage bis Gesäßpelotte	Tiefenverstellung per Handkurbel	Standardkonfiguration
Gr. 1	11 – 20 cm	6 cm	bei Gr. 1+2
Gr. 2	15 – 27 cm	6 cm	bei Gr. 3+4
Aufpreis / Set			
Gr. 1	(49 01 004)		414 €
Gr. 2	(49 03 004)		414 €

Konfiguration 3:



Schwenkarmbeckenrahmen – stufenlos in der Tiefe zu verstellen, zusätzliche Tiefeneinstellung per Handkurbel für eine schrittweise Aufrichtung des Anwenders, inkl. Aufnahme für Gesäßpelotte und Rückenpelotte

 Bitte berücksichtigen Sie die untenstehenden Kombinationsmöglichkeiten und wählen eine Pelottenkonfiguration.

	Breite außen	Breite innen	Tiefenverstellung Beckenanlage bis Gesäßpelotte	Tiefenverstellung per Handkurbel
Gr. 1	37,5 cm	31 cm	11 – 22 cm	6 cm
Gr. 2	47,5 cm	41 cm	14 – 28 cm	6 cm
Gr. 3	57,5 cm	51 cm	18 – 35 cm	6 cm
Aufpreis / Set				
Gr. 1	(49 01 029)			548 €
Gr. 2	(49 02 029)			548 €
Gr. 3	(49 03 029)			548 €

Kombinationsmöglichkeiten


Der Schwenkarmbeckenrahmen steht in drei verschiedenen Größen zur Verfügung. Bitte berücksichtigen Sie, dass nicht jede Radstureinstellung mit jeder Größe des Schwenkarmbeckenrahmens möglich ist, da es ab einer gewissen Radstureinstellung zu einer Kollision mit den Antriebsrädern kommen kann. Der folgenden Übersicht können Sie entnehmen, welche Größe des Schwenkarmbeckenrahmens mit welchem Grundmodell kombiniert werden kann.

	Radsturz	todd. (Gr. 1)			todd. (Gr. 2)			todd. (Gr. 3)		todd. (Gr. 4)	
Radgröße		24"	28"	30"	32"	36"	32"	36"	36"	40"	42"
0°							● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲	● ■ ▲
3°				● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
6°				●	●	●	● ■	● ■	● ■	● ■	● ■
9°		●	●	●	●	●	● ■	●	● ■	● ■	●
12°				●							
15°											
● = Schwenkarmbeckenrahmen (Gr. 1), ■ = Schwenkarmbeckenrahmen (Gr. 2), ▲ = Schwenkarmbeckenrahmen (Gr. 3)											

Konfigurationsmöglichkeiten - Beckenpositionierungen

Kombination 1:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung + Gesäßpelotte



i Diese Kombination ist mit dem Schwenkarmbeckenrahmen wie folgt möglich:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung	Schwenkarmbeckenrahmen		
	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Gr. 1	16 - 24 cm	-	-
Gr. 2	-	18 - 25 cm	-
Gr. 3	-	24 - 32 cm	24 - 34 cm
Gr. 4	-	-	29 - 43 cm

Beckenführungspelotte mit Seitenführung breiten- und tiefenverstellbar



	Beckenbreite	Tiefenverstellung
Gr. 1	16 - 24 cm	5 cm
Gr. 2	18 - 26 cm	5 cm
Gr. 3	24 - 34 cm	5 cm
Gr. 4	30 - 42 cm	5 cm
		Preis / Stück
Gr. 1	(49 01 006)	426 €
Gr. 2	(49 02 106)	426 €
Gr. 3	(49 02 006)	426 €
Gr. 4	(49 03 006)	426 €


Gesäßpelotte



	Breite x Höhe
Gr. 1	16 x 10 cm
Gr. 2	20 x 10 cm
Gr. 3	25 x 14 cm
Preis / Stück	
Gr. 1	(49 01 007) inkl.
Gr. 2	(49 02 007) inkl.
Gr. 3	(49 03 007) inkl.

Kombination 2:


Beckenanlage + Beckenführungspelotte mit Seitenführung



i Diese Kombination ist mit dem Schwenkarmbeckenrahmen wie folgt möglich:

Beckenführungspelotte mit Seitenführung	Schwenkarmbeckenrahmen		
	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Gr. 1	16 - 24 cm	-	-
Gr. 2	-	18 - 25 cm	-
Gr. 3	-	24 - 32 cm	24 - 34 cm
Gr. 4	-	-	29 - 43 cm

Beckenanlage – tiefenverstellbar



	Breite x Höhe	Tiefenverstellung
Gr. 1	16 x 10 cm	5 cm
Gr. 2	20 x 10 cm	5 cm
Gr. 3	25 x 14 cm	5 cm
		Preis / Stück
Gr. 1	(49 01 008)	162 €
Gr. 2	(49 02 008)	162 €
Gr. 3	(49 03 008)	162 €


Beckenführungspelotte mit Seitenführung breiten- und tiefenverstellbar



	Beckenbreite
Gr. 1	16 - 24 cm
Gr. 2	18 - 26 cm
Gr. 3	24 - 34 cm
Gr. 4	29 - 43 cm
Aufpreis / Stück	
Gr. 1	(4901010) 263 €
Gr. 2	(4902110) 263 €
Gr. 3	(4902010) 263 €
Gr. 4	(4903010) 263 €

Kombination 3:

Beckenanlage und kombinierte Spinen- und Beckenpelotte + Gesäßpelotte



Beckenanlage – tiefenverstellbar



	Breite x Höhe	Tiefenverstellung
Gr. 1	16 x 10 cm	5 cm
Gr. 2	20 x 10 cm	5 cm
Gr. 3	25 x 14 cm	5 cm
		Preis / Stück
Gr. 1	(49 01 008)	162 €
Gr. 2	(49 02 008)	162 €
Gr. 3	(49 03 008)	162 €

Kombinierte Spinen- und Beckenpelotten – tiefen-, höhen- und breitenverstellbar



	Beckenbreite	Tiefenverstellung
Gr. 1	14 - 24 cm	5 cm
Gr. 2	22 - 32 cm	5 cm
Gr. 3	32 - 42 cm	5 cm
		Preis / Paar
Gr. 1*	(49 01 009)	426 €
Gr. 2	(49 02 009)	426 €
Gr. 3	(49 03 009)	426 €

Gesäßpelotte



	Breite x Höhe
Gr. 1	16 x 10 cm
Gr. 2	20 x 10 cm
Gr. 3	25 x 14 cm
Preis / Stück	
Gr. 1 (4901007)	inkl.
Gr. 2 (4902007)	inkl.
Gr. 3 (4903007)	inkl.

* Für die Kombinierte Spinen- und Beckenpelotte Gr. 1 kann in Kombination keine Beckenanlage ausgewählt werden

