



Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:


Der dynamische Stehtrainer.

- Offene Mittelsäule mit Höhenverstellung per Drehgriff
- Flexible Beckenpelotte und Knaufpolster zur Abdeckung des Drehgriffs
- Dynamische Mittelsäule:
 - Neigungswinkel bis zu 10° in alle Richtungen
 - Individuelle Einstellbarkeit des Widerstands (von 1 – 4) jeder Seite über 4 Polymere
- Universelle Aufnahme für Zubehör
- In Anterior- und Posteriorposition ohne Verstellung nutzbar
- 4 Laufrollen (75 mm) mit Feststellern
- Grundplatte aus Birke mit Profilen zur Aufnahme der Fersenkanten
- Aufnahme für Geräte zur Unterstützten Kommunikation
- Kostenlose App für optimales Stehtraining, inkl. Steh-Tagebuch und Spielfunktion



HMV-NR.: 28.29.01.1061

Maße



		Gr. 0 (mini)	Gr. 1	Gr. 2
	Körpergröße	65 cm – 95 cm	85 cm – 115 cm	105 cm – 140 cm
A	Sternumhöhe	42 cm – 62 cm	58 cm – 86 cm	76 cm – 100 cm
B	Tischhöhe von der Bodenplatte	48 cm – 72 cm	63 cm – 100 cm	80 cm – 115 cm
C	Länge gesamt	80 cm	88 cm	98 cm
D	Breite gesamt	50 cm	60 cm	70 cm
	max. Belastung	20 kg	40 kg	60 kg
	Gewicht mit dynamischer Mittelsäule	16 kg	19 kg	22 kg
	Gewicht mit fester Mittelsäule	13 kg	15 kg	18 kg

Grundmodell Starr

trixi. Gr. 0	trixi. Gr. 1	trixi. Gr. 2
Für Benutzer mit einer Körpergröße von 65 – 95 cm	Für Benutzer mit einer Körpergröße von 85 – 115 cm	Für Benutzer mit einer Körpergröße von 105 – 140 cm
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Gr.0 (63 00 000) 1.350 €	Gr.1 (63 01 000) 1.450 €	Gr.2 (63 02 000) 1.550 €

Grundmodell Dynamisch

trixi. Gr. 0	trixi. Gr. 1	trixi. Gr. 2
Für Benutzer mit einer Körpergröße von 65 – 95 cm	Für Benutzer mit einer Körpergröße von 85 – 115 cm	Für Benutzer mit einer Körpergröße von 105 – 140 cm
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Gr.0 (63 00 100) 1.780 €	Gr.1 (63 01 100) 1.880 €	Gr.2 (63 02 100) 1.980 €

Beckenpelotten

Beckenpelotte (flex) – in der Höhe und zur Rotationskontrolle in der Breite einstellbar (Standard, wenn nicht anders angegeben:
bei Grundmodell Gr. 0 = Gurt Gr. 0
bei Grundmodell Gr. 1 = Gurt Gr. 1
bei Grundmodell Gr. 2 = Gurt Gr. 2)



Beckenpelotte – mit Seitenführung in der Höhe und Breite einstellbar



Haltegurt für Beckenpelotte mit Seitenführung



Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Gr. 0 (63 00 004) 298 €	Gr. 0 (63 00 003) 426 €	für Gr. 0 (63 00 015) 172 €
Gr. 1 (63 01 004) 298 €	Gr. 1 (63 01 003) 426 €	für Gr. 1 (63 01 015) 172 €
Gr. 2 (63 02 004) 298 €	Gr. 2 (63 02 003) 426 €	für Gr. 2 (63 02 015) 172 €

Brustpelotten

Brustpelotte (flex) – in der Höhe und zur Rotationskontrolle in der Breite einstellbar



Brustpelotte – mit Seitenführung in der Höhe und Breite einstellbar



Haltegurt für Brustpelotte mit Seitenführung



Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Gr. 0 (63 00 002) 298 €	Gr. 0 (63 00 001) 426 €	für Gr. 0 (63 00 014) 172 €
Gr. 1 (63 01 002) 298 €	Gr. 1 (63 01 001) 426 €	für Gr. 1 (63 01 014) 172 €
Gr. 2 (63 02 002) 298 €	Gr. 2 (63 02 001) 426 €	für Gr. 2 (63 02 014) 172 €

Bezüge für Brust- und Beckenpelotten

Schiefer-Grau (Nr. 124)	Flexi Hellgrau (Nr. 50)
Preis	Aufpreis
63 00 124 inkl.	63 00 050 272 €

Zubehör

Weste – in der Größe und Höhe einstellbar, inkl. Sicherheitsgurt. Unterstützt die sensorische Wahrnehmung. (Nur in Schiefer-Grau erhältlich)



Tiefenverstellung für Brustpelotten

Tiefenverstellung für Beckenpelotten

Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Gr. 0 (63 00 013) 480 €	bis 6 cm (63 00 005) 98 €	bis 6 cm (63 00 017) 98 €
Gr. 1 (63 01 013) 480 €	bis 10 cm (63 01 005) 98 €	bis 10 cm (63 01 017) 98 €
Gr. 2 (63 02 013) 480 €		

Zubehör
Flexible Knie-Positionierer (FKP) Standard

Fersenkanten inkl. Ristgurt


Preis / Paar

Preis / Paar

Gr.0 **(63 00 106)**
Gr.1 **(63 01 106)**
Gr.2 **(63 02 106)**

490 €
490 €
490 €

Gr.0 **(63 00 012)**
Gr.1 **(63 01 012)**
Gr.2 **(63 02 012)**

225 €
225 €
225 €

Zubehör
Tisch – höhen- und tiefeinstellbar, mit Rand


Preis / Stück

für Gr.0 **(63 00 008)** 425 €
für Gr.1+2 **(63 01 008)** 425 €

Armauflagen


Preis / Stück

für Gr. 0 **(63 00 010)** 215 €
für Gr. 1+2 **(63 01 010)** 215 €

Zubehör
Halterung für unterstützte Kommunikation – zur Montage am Tisch


Preis / Stück

63 00 011

110 €

Halterung für unterstützte Kommunikation – zur Montage an der Mittelsäule


Preis / Stück

63 01 011

110 €

Fußdynamikpolster zur Stimulation – inkl. Bezug und Befestigungsmaterial


Preis / Stück

für Gr.0 **(63 00 018)** 725 €
für Gr.1 **(63 01 018)** 725 €
für Gr.2 **(63 02 018)** 725 €

Zubehör
Winkelverstellung der Grundplatte

Neigung stufenweise einstellbar auf 2,5°, 5° oder 7,5°



Preis / Stück

63 00 019

380 €

stixi. – Die innovative App mit Steh-Tagebuch zur Dokumentation und kindgerechtem Spiel.

Das Steh-Tagebuch ermöglicht eine strukturierte Erfassung der Stehzeiten.

Das integrierte Spiel bietet spielerische Motivation für Kinder.

Ab März im Apple App Store und Google Play Store für Smartphones und Tablets verfügbar.

