



rifton dreirad.

Rechnungsanschrift:

Versandadresse:

Siehe Rechnungsanschrift

Bestellung

Kostenvoranschlag

Kunden-Nr.: _____

Besteller: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

Kommission:

Das adaptive Rifton Dreirad.

- stabiles Grundgestell mit tiefem Einstieg
- pannensichere Bereifung mit Kunststofffelgen
- Pedale mit Sandalen inkl. Rist- und Vorfußgurt
- Lenker mit Handbremse für das Vorderrad
- Sattel inkl. Beckengurt
- Rückenpolster inkl. Positionierungsgurt
- schnelle werkzeuglose Höhenverstellung des Sitzes auf reibungsarmer Schiene
- leicht für den Transport zu demontieren



zum Konfigurator



Maße - Grundmodell

		rifton dreirad. small	rifton dreirad. medium	rifton dreirad. large
Gesamthöhe		54 cm		76 cm
Gesamtlänge		112 cm	135 cm	165 cm
Gesamtbreite		67 cm	70 cm	80 cm
Gesamtlänge ohne hinteren Griff (Räder und Vorderteil entfernt)		91 cm	104 cm	124 cm
Gesamtlänge mit hinteren Griff (Räder und Vorderteil entfernt)		122 cm	130 cm	152 cm
Sitz bis zur Oberkante der Rumpfstütze (max. Höhe)		51	61 cm	
Pedale bis Oberkante Sattel		38 - 51 cm	48 - 71 cm	64 - 91 cm
Einstellbereich der Seitenteile	kleine Rumpfstütze	15 - 30 cm	15 - 30 cm	-
	große Rumpfstütze	-	24 - 39 cm	
Max. Belastung		57 kg	113 kg	140 kg
Gewicht		22 kg	25 kg	29 kg

Grundmodell

rifton dreirad. small Starrer Zahnkranz	rifton dreirad. medium Starrer Zahnkranz	rifton dreirad. large Starrer Zahnkranz
		
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Türkis (32 01 100) 3.106 €	Rot (32 02 100) 3.490 €	Blau (32 03 100) 3.817 €

Grundmodell

rifton dreirad. small Starrer Zahnkranz inkl. Umschaltung auf Freilauf/Leerlaufnabe	rifton dreirad. medium Starrer Zahnkranz inkl. Umschaltung auf Freilauf/Leerlaufnabe	rifton dreirad. large Starrer Zahnkranz inkl. Umschaltung auf Freilauf/Leerlaufnabe
		
Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Stück
Türkis (32 01 200) 3.426 €	Rot (32 02 200) 3.810 €	Blau (32 03 200) 4.137 €

! Nicht nachrüstbar oder kompatibel mit Grundmodell starrer Zahnkranz, der hintere Korb entfällt.

Kopfstütze

Kopfstütze (Muschelform) – höhen- und tiefenverstellbar
(nur in Verbindung mit der Rückenlehne nutzbar)



Breite	23 cm
Höhe	13 cm

Preis / Stück

32 01 108

302 €

Kopfstütze (Seitenführung) – höhen- und tiefenverstellbar, die seitlichen
Flügelpolster lassen sich von fast flach bis 90° einstellen.
(nur in Verbindung mit der Rückenlehne nutzbar)



Breite	15 – 41 cm
Höhe	13 cm

Preis / Stück

32 01 110

327 €

Lenker

Standard-Lenker – (Standard-
konfiguration, wenn nicht anders
angegeben)



Preis / Stück

für small	(32 01 101)	inkl.
für medium	(32 02 101)	inkl.
für large	(32 03 101)	inkl.

Rund-Lenker



Preis / Stück

für small	(32 01 102)	inkl.
für medium	(32 02 102)	inkl.
für large	(32 03 102)	inkl.

Rücken

Rückenpolster – inkl. Positionie-
rungsgurt (Standardkonfiguration,
wenn nicht anders angegeben)



	Breite	Höhe
Gr. 1	25,5 cm	12,5 cm
Gr. 2	30 cm	15 cm

Preis / Set

Gr.1 für small & medium	(32 01 103)	inkl.
Gr.2 für medium & large	(32 02 103)	inkl.

Rückenlehne
inkl. Positio-
nierungsweste




	Breite	Höhe
Gr. 1	35,5 cm	26,5 cm
Gr. 2	40,5 cm	40,5 cm

Aufpreis / Set

Gr.1 für small & medium	(32 01 104)	208 €
Gr.2 für medium & large	(32 02 104)	236 €

Montage der Handbremse am Lenker

Montage links	Montage rechts (Standard, wenn nicht anders angegeben)
	
32 00 126	32 01 126

Sattel

Sattel – inkl. Beckengurt (Standardkonfiguration, wenn nicht anders
angegeben: • für Dreirad small: Sattel Gr. 1 für small • für Dreirad medium:
Sattel Gr. 2 für medium • für Dreirad large:
Sattel Gr. 3 für medium/ large)



	Breite	Länge
Gr. 1	20 cm	20 cm
Gr. 2	33 cm	25 cm
Gr. 3	43 cm	30 cm

Preis / Stück

Gr.1 für small	(32 01 105)	inkl.
Gr.2 für small	(32 01 106)	inkl.
Gr.2 für medium	(32 02 105)	inkl.
Gr.3 für medium/ large	(32 02 106)	inkl.

Thoraxpelotten

Thoraxpelotten – höhen- und breitenverstellbar,
abklappbar (nur in Verbindung mit
der Rückenlehne nutzbar)



	Tiefe	Höhe
Rückenlehne Gr. 1	10 cm	12,5 cm
Rückenlehne Gr. 2	12,5 cm	15 cm

Preis / Paar

für Rückenlehne Gr.1	(32 01 111)	257 €
für Rückenlehne Gr.2	(32 02 111)	272 €

Zubehör

Schiebestange für Begleitperson	Schiebestange für Begleitperson mit Handbremse für Hinterräder	Lenkung für Begleitperson inkl. Schiebestange	Lenkung für Begleitperson mit Handbremse für Hinterräder – inkl. Schiebestange
			
Preis / Stück	Preis / Set	Preis / Set	Preis / Set
für small & medium (32 01 120) 121 € für large (32 03 120) 121 €	für small & medium (32 01 121) 213 € für large (32 03 121) 213 €	für small (32 01 122) 418 € für medium (32 02 122) 418 € für large (32 03 122) 418 €	für small (32 01 123) 512 € für medium (32 02 123) 512 € für large (32 03 123) 512 €

Zubehör

Handpositionierungshilfe	Führungs-/Ziehstange zur Nutzung von Begleitpersonen	Abduktionsblock	Abduktionsblock mit Beinführung
			
Gr. 1 für Handlängen bis 15 cm Gr. 2 für Handlängen ab 15 cm			
Preis / Paar	Preis / Stück	Preis / Stück	Preis / Set
Gr. 1 (32 01 112) 151 € Gr. 2 (32 02 112) 151 €	32 00 119 213 €	für small (32 01 113) 247 € für medium (32 02 113) 257 € für large (32 03 113) 271 €	für small (32 01 114) 339 € für medium (32 02 114) 352 € für large (32 03 114) 363 €

Zubehör

Sitzhose	Pedalerhöhung	Dreiradständer – zur stationären Nutzung	Montagegestange – zur Anbringung von Gerätehalterungen
			
Max. Oberschenkelumfang			
Gr. 1 63,5 cm Gr. 2 63,5 cm Gr. 3 79 cm			
Preis / Stück	Preis / Set	Preis / Paar	Preis / Stück
Gr. 1 für small (32 01 115) 218 € Gr. 2 für small & medium (32 02 115) 228 € Gr. 3 für medium & large (32 03 115) 240 €	32 00 118 61 €	32 00 124 121 €	32 00 117 61 €

Zubehör

Ablagekorb – montiert am Lenker	Abdeckplane
	
Preis / Stück	Preis / Stück
32 00 116 61 €	für small (32 01 125) 418 € für medium (32 02 125) 449 € für large (32 03 125) 449 €