

GMFCS
Level I-III

max. 50



29 cm



90° – 135°



26–35 cm

Ich bin dein komfortabler, faltbarer Reha-Buggy.

Ich passe mich mit meiner höhenverstellbaren und abnehmbaren Fußbank deinen Bedürfnissen an. Meine Räder sind nicht nur mit einer zentral bedienbaren Bremse für die hinteren Laufräder feststellbar, sondern für den Transport auch abnehmbar. Die Vorderräder sind sowohl lenkbar, als auch mit einem Richtungsfeststeller versehen. Zu meinen Highlights gehören die bequeme verstellbare Rückenlehne, der im Schulter- und Schrittbereich gepolsterte 5-Punkt-Gurt, das schützende Verdeck und der praktische Ablagekorb.





Schiebebügel

für einen leichten Transfer.

Rückenlehne

kann in fünf Stufen um insgesamt 45° verändert werden.

Alu-Gestell

für einen leichten Transfer.

Ablagekorb

für die wichtigen Dinge des Alltags.

Hintere Laufräder

abnehmbar und mit zentral bedienbarer Feststellbremse.

5-Punkt-Gurt

mit gepolstertem Schulter- und Schrittgurt ermöglicht einen optimalen Halt.

Wadenanlage

kann im Winkel verändert werden.

Fußbank

kann in der Höhe angepasst werden.

Vordere Laufräder

abnehmbar, lenkbar und mit Richtungsfeststeller.

Super einfach: Mit einem Tritt auf den Bremshebel werden beide Hinterräder gleichzeitig gebremst.

Einfach super

ist auch die veränderbare Rückenlehne, die nicht nur eine bequeme Sitzposition ermöglicht, sondern auch vor Seitenwind schützt.





Daten	piper.
Rückenlehnenhöhe	68 cm
Sitztiefe	29 cm
Sitzbreite	26 / 29 / 32 / 35 cm
Unterschenkellänge	25 - 37,5 cm
Rückenlehnenwinkel	90° - 135°
Sitzwinkel	26°
Gesamtlänge	108 cm
Gesamtbreite	59 cm
Gesamthöhe	100 cm
max. Belastung	50 kg
Gewicht	14,5 kg
Länge (gefalteter)	100 cm
Breite (gefalteter)	31 cm
Höhe (gefalteter)	30 cm
HMV-Nr.	18.99.01.1052

**Für einen leichten Transport
kann ich ganz einfach
gefalteter werden.**



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

