

GMFCS
Level I-III

kg
max. 60



(-) 3° – 175°

(-) 5° – 15°

16–40 cm

17–40 cm



Ich bin deine Sitzhilfe für den Alltag.

Ich fördere das aktive Sitzen und unterstütze so deine Entwicklung. Das Tolle ist, egal wie groß du gerade bist, ich wachse mit dir mit! Damit du mit deinem großen Bruder gemütlich am Tisch sitzen kannst, kann man meine Sitz- und Fußplatte ganz einfach nach oben und unten, nach vorne und hinten verändern. Ich wurde mit viel Liebe zum Detail aus Holz gefertigt. Wie toll passe ich da zu den anderen Möbeln in deinem Zuhause! Mit meinen vielen Zubehörteilen kann ich spielend leicht noch individueller an deine Bedürfnisse angepasst werden.



Du entscheidest, wie ich aussehen soll. Kombiniere meinen Rahmen in Buche natur, weiß lackiert oder Schiefer-Grau mit einer Auswahl toller farbiger Bezüge!



Höhenverstellung leicht gemacht!

Einfach Knopf drücken und Sitz- und Fußplatte können nach oben oder unten bewegt werden.



Neue Armlehnen!

Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff und damit elefantenstark.



Kopfstütze

unterstützt die Kopfkontrolle.

Rückenlehne

ist in Höhe und im Winkel veränderbar.

Armlehnen

sind in der Höhe einstellbar.

Sitzplatte

kann in Höhe, Tiefe und im Winkel angepasst werden.

Standfuß

mit Kunststoffgleitern.

abnehmbarer Polsterbezug
aus atmungsaktivem Stoff.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Oberschenkelführung
bietet nötigen Halt.

Holzrahmen

mit integrierten Alu-Profilen.

Fußplatte

kann in Höhe, Tiefe und im Winkel angepasst werden.

Schnelle Höhenverstellung

über die in den Rahmen integrierten Aluminiumprofile.

**Rahmenfarben**

- Buche natur
- Buche weiß
- Buche Schiefer-Grau



		Gr. 0 KITA	Gr. 0	Gr. 1 KITA	Gr. 1	Gr. 2
Sitzbreite		17 - 28 cm		20 - 35 cm		30 - 40 cm
Sitztiefe		16 - 26 cm		25 - 35 cm		30 - 40 cm
Sitzhöhe max.		42 cm	62 cm	42 cm	62 cm	
Rückenhöhe*		25 cm		29 cm		34 cm
Rückenwinkel		(-) 3° - 17,5°				
Sitzwinkel		(-) 5° - 15°				
Fußbankschnellhöhenverstellung min.**	Standard	12 cm				
	mit 50 mm Doppellaufrolle	17 cm				
	mit 75 mm Doppellaufrolle	20 cm				
Höhe der Fußbank bodentief min.**	Standard	2,5 cm				
	mit 50 mm Doppellaufrolle	7,5 cm				
	mit 75 mm Doppellaufrolle	10,5 cm				
Höhe Unterschenkellänge bei schnellhöhenverstellbarer Fußbank min.		14 cm				
Höhe Unterschenkellänge bei bodentiefer Fußbank min.		18,6 cm				
Breite gesamt		46 cm	47 cm	53 cm	54 cm	59 cm
Länge Grundrahmen		63 cm	69 cm***	63 cm	69 cm***	69 cm***
max. Belastung		30 kg		45 kg		60 kg
Gewicht		9,2 kg	9,7 kg	9,6 kg	10,2 kg	12 kg
HMV-Nr.		26.11.05.0034				
* minimale Rückenlänge gemessen von Sitzfläche zu Oberkante Rücken ** einstellbare Unterschenkellänge max. = gewählte / benötigte Sitzhöhe - Fußbankhöhe min. ***mit langem Standfuß + 10 cm						



Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien, Zubehör und Begutungen findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.

