

GMFCS
Level III-Vkg
max. 125


(-) 5° - 25°

(-) 20° - 20°

30 - 55 cm

40 - 55 cm

28 - 48 cm

**Ich bin dein souveräner Therapiestuhl.**

Ich bin deine tägliche Begleiterin bei Schularbeiten oder Lesestunden: Ich Sorge dafür, dass du immer optimal sitzt. Mein dezentes Aussehen unterscheidet mich kaum von den Alltagsstühlen deiner Freunde. Mit mir bist du immer optimal positioniert und kannst deine Aufmerksamkeit ganz deiner Arbeit widmen. Da meine Mittelsäule und mein verlängerter Radstand eine hohe Stabilität garantieren, bin ich großen Belastungen gewachsen.

neu



**Neue werkzeuglos
einstellbare Variante**
für Kopfstütze, Thoraxpelotten
und Kniewinkel.



Neue Größe
ab sofort bieten wir **maxi.**
auch in Größe 1b an.



Richtungsfeststeller vorne
sind nun im Standard enthalten
und stabilisieren den
Geradeauslauf.



Kopfstütze

ist gepolstert und höhen- sowie winkelverstellbar.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Armlehnen

sind breiten-, höhen- und tiefenverstellbar und auch abklappbar erhältlich.

Sitz

ist anatomisch geformt für eine komfortable Sitzposition.

Grundgestell

ist kompakt und robust gefertigt.

Rückeneinheit

ist besonders stabil und hält hohen Belastungen stand.

Einstellbare Beckenführung

für eine optimale Positionierung.

Elektromotor mit Handbedienung

für die elektrische Verstellung von Höhe sowie Sitz- und Rückenwinkel.

Laufrollen

haben einen Durchmesser von 100 mm und sind hinten mit zwei Feststellern ausgestattet.

**Fußbank**

lässt sich in Höhe und Kniewinkel verstellen und ist fest an der Sitzeinheit montiert.

Hohe Sicherheit

durch solides und standfestes Untergestell.

Strapazierfähiger Bezug

in modernen Farben mit ausgezeichnete Qualität.





neu

Daten	Gr.1	Gr.1b	Gr.2	Gr.3
Sitztiefe	30 - 42 cm	38 - 48 cm		45 - 55 cm
Sitzbreite	28 - 38 cm		36 - 48 cm	
Rückenhöhe kurz	42 - 60 cm		48 - 60 cm	
Rückenhöhe lang	52 - 70 cm		58 - 70 cm	
Sitzhöhe	40 - 55 cm			
Unterschenkellänge	27 - 45 cm		35 - 52 cm	
Breite gesamt	60,5 cm			
Länge Grundrahmen	84,5 cm			
Sitzwinkel	(-)20° - 20°			
Rückenwinkel	(-)5° - 25°			
max. Belastung	125 kg			
Gewicht	45 kg			
HMV - Nr.	26.11.05.0XXX			

maxi. bietet mehr Selbstständigkeit dank elektrischer Verstellmöglichkeit der Höhe und Tiefe sowie vom Winkel für Sitz und Rücken.



Weitere Infos zu Stoffen, Zubehör und Begurtungen
findest du in der Preisliste.

