

GMFCS
Level III-V

kg
max. 50



(-)5° - 25°

(-)5° - 37°

15-42 cm

47,5-58 cm

16-38 cm



Ich bin dein mitwachsender Therapiestuhl.

Ich finde es richtig schön, dich als Kleinkind oder Jugendlicher zu begleiten. Darum gibt es mich in vier Größen. Das Tolle ist, dass sich mein Sitz nach vorne und hinten kippen lässt – das geht ganz leicht mit einem Hebel. Und sogar so weit, dass du dich hinlegen und entspannen kannst. Damit du immer mitten im Geschehen bist, lasse ich mich hoch und runter fahren. Ich helfe dir auch dabei, deine Rückenmuskulatur zu trainieren: Dazu nimmt man einfach ganz fix meine Rückenlehne ab.





Rückeneinheit

optional auch abnehmbar, kann im Winkel und in der Höhe eingestellt werden.

Kopfstütze

ist in Höhe, Tiefe und im Winkel einstellbar.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Therapeutisch

bietet viel Platz für Aktivitäten.

Beckengurt

gibt die nötige Sicherheit.

Sitzfläche

ist individuell anpassbar.

Grundgestell

ist standsicher und kompakt gefertigt.

Fußpedal

für die Höhenverstellung.

Fußbank

für eine gute Positionierung der Füße.

Laufrollen

in verschiedenen Größen erhältlich, erleichtern den Transfer.

Mit einem Handgriff:
Wenn du möchtest, kann mein Rücken ganz einfach abgenommen werden. Das bietet dir mehr Freiheit, dich zu bewegen.



Rahmenfarben  Anthrazitgrau

 Telegrau 4 (Weißgrau)



Meine Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung ist flexibel, anpassbar, praktisch und bietet einen großen therapeutischen Nutzen.

Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 1b	Gr. 2
Sitztiefe*	15 - 25 cm	21 - 30 cm	26 - 36 cm	30 - 42 cm
Sitzbreite	16 - 26 cm	20 - 30 cm		28 - 38 cm
Rückenhöhe mit extra kurzem Rücken	32 - 35 cm		35 - 43 cm	
Rückenhöhe mit kurzem Rücken	35 - 43 cm		42 - 52 cm	
Rückenhöhe mit langem Rücken	42 - 52 cm		53 - 63 cm	
Rückenhöhe mit Aktiv-Rücken	35 - 43 cm			42 - 52 cm
Sitzhöhe	47,5 - 58 cm			
Unterschenkellänge	12 - 22 cm** / 15 - 25 cm	16 - 29 cm** / 19 - 32 cm	19 - 33 cm** / 22 - 36 cm	25 - 43 cm
Breite gesamt	45 cm		53 cm	
Länge Grundrahmen	66 cm		77 cm	
Sitzwinkel	(-)5° – 37°			
Rückenwinkel	(-)5° – 25°			
max. Belastung	30 kg		45 kg	50 kg
Gewicht	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg
HMV-Nr	26.11.05.0021			
* bei einstellbarer Beckenführung um 1cm reduziert				
** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden				



Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien, Zubehör und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

