

GMFCS  
Level III-V



### Ich bin dein integrativer Therapiestuhl.

Ob am Frühstückstisch oder in der Spielecke, ich bringe dich auf Augenhöhe mit deinem Gegenüber. Ich fahre dich nach oben und unten. Spielend leicht durch die Unterstützung mittels Gasdruckfedern. Per Hebel neige ich mich nach vorne oder hinten. Dabei kann ich an deinen Körper angepasst werden. Und an deinen Geschmack: Mich gibt's in vielen tollen Farben. Wusstest du schon, dass meine Rückenlehne abgenommen werden kann? Das trainiert deine Rückenmuskulatur und verhilft dir zu mehr Aufrichtung.





## Kopfstütze

ist in Höhe, Tiefe und im Winkel einstellbar.

## Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

## Armlehnen

sind individuell anpassbar.

## Sitzfläche

ist individuell anpassbar.

## Grundgestell

ist kompakt und standsicher gefertigt.

## Schiebegriff

für einen leichten Transfer.

## Rückeneinheit

optional auch abnehmbar, kann im Winkel und in der Höhe eingestellt werden.

## Fußbank

in drei Varianten erhältlich:

- ohne Feststellung
- mit Feststellung
- mit stufenloser Winkelverstellung

## Laufrollen

in verschiedenen Größen erhältlich, erleichtern den Transfer.

**Mit einem Handgriff:  
Wenn du möchtest, kann mein  
Rücken ganz einfach abgenommen  
werden. Das bietet dir mehr  
Freiheit, dich zu bewegen.**



Rahmenfarben  Anthrazitgrau

 Telegrau 4 (Weißgrau)



**Meine Kopfstütze mit winkelverstellbarer Seitenführung ist flexibel, anpassbar, praktisch und bietet einen großen therapeutischen Nutzen.**

|                                                                                                                                       | Gr. 0                     | Gr. 1                     | Gr. 1b                    | Gr. 2      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| Sitztiefe*                                                                                                                            | 15 – 25 cm                | 21 – 30 cm                | 26 – 36 cm                | 30 – 42 cm |
| Sitzbreite                                                                                                                            | 16 – 26 cm                | 20 – 30 cm                |                           | 28 – 38 cm |
| Rückenhöhe mit extra kurzem Rücken                                                                                                    | 32 – 35 cm                |                           | 35 – 43 cm                |            |
| Rückenhöhe mit kurzem Rücken                                                                                                          | 35 – 43 cm                |                           | 42 – 52 cm                |            |
| Rückenhöhe mit langem Rücken                                                                                                          | 42 – 52 cm                |                           | 53 – 63 cm                |            |
| Rückenhöhe mit Aktiv-Rücken                                                                                                           | 35 – 43 cm                |                           |                           | 42 – 52 cm |
| Sitzhöhe                                                                                                                              | 25 – 62 cm                |                           |                           |            |
| Sitzhöhe m. elektr. Höhenverst.                                                                                                       | 32 – 62 cm                |                           |                           |            |
| Sitzhöhe m. hydr. Höhenverst.                                                                                                         | 27 – 63 cm                |                           |                           |            |
| Unterschenkellänge                                                                                                                    | 12 – 22 cm** / 15 – 25 cm | 16 – 29 cm** / 19 – 32 cm | 19 – 33 cm** / 22 – 36 cm | 25 – 43 cm |
| Breite gesamt                                                                                                                         | 54 cm                     |                           | 64 cm                     |            |
| Breite gesamt mit Kombiuntergestell                                                                                                   | 66 cm                     |                           | 76 cm                     |            |
| Länge Grundrahmen                                                                                                                     | 61 cm                     |                           | 75 cm                     |            |
| Länge Gesamt mit Kombiuntergestell                                                                                                    | 76 cm                     |                           | 86 cm                     |            |
| Sitzwinkel                                                                                                                            | (-) 8° – 37°              |                           |                           |            |
| Rückenwinkel                                                                                                                          | (-) 5° – 25°              |                           |                           |            |
| max. Belastung                                                                                                                        | 30 kg                     |                           | 45 kg                     | 50 kg      |
| Gewicht                                                                                                                               | 19 kg                     | 20 kg                     | 22 kg                     | 24 kg      |
| HMV-Nr.                                                                                                                               | 26.11.05.0022             |                           |                           |            |
| * bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert   ** dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden |                           |                           |                           |            |

\* bei einstellbarer Beckenführung um 1 cm reduziert | \*\* dieser Einstellungsbereich kann durch Umsetzen der Halterung erreicht werden



**Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien, Zubehör und Begutungen**  
findest du in der Preisliste.



**Scanne diesen QR-Code**  
und schau dir direkt auf  
unserer Homepage Videos  
zum Produkt an.

