

GMFCS  
Level III-V

### Ich bin dein Therapiestuhl in jungen Jahren.

Und schenke dir Sicherheit von Anfang an. Ich bringe dich auf Augenhöhe mit deinen Freunden. Denn mein gemütlicher Sitz kann ganz leicht in der Höhe verändert werden, damit jede Tischhöhe für dich die passende ist und du danach wieder auf Spielhöhe abgesenkt werden kannst. Mein optional erhältlicher Dysplasie-Sitz ermöglicht dir richtig zu sitzen, sodass sich deine Hüftgelenke positiv entwickeln können. Zudem biete ich dir eine schmale oder breite Rückenform.





**Schiebegriff**

erleichtert den Transfer.

**Armlehnen**

können in Höhe und Breite angepasst werden.

**Beckengurt**

gibt die nötige Sicherheit.

**Kopfstütze**

gibt es als dreidimensional einstellbare oder höheninstellbare Variante.

**Thoraxpelotten**

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

**Sitz**

sorgt für eine optimale Entwicklung des Hüftgelenks.

**Fußbank**

ist gepolstert.

**Sitzhöhe**

kann mit Unterstützung einer Gasdruckfeder angepasst werden.

**Laufrollen**

erleichtern den Transfer.

**So individuell wie du: Neben einem Standard-Sitzpolster kannst du dir auch ein Polster mit anatomischer Beinführung oder einen Dysplasie-Sitz aussuchen.**



**Ideal für die  
Erstversorgung.**



| Daten              | madita-fun mini.       |
|--------------------|------------------------|
| Sitztiefe          | 12 - 19 cm             |
| Sitzbreite         | 14 - 22 cm             |
| Höhe kurzer Rücken | 28 - 33 cm             |
| Höhe langer Rücken | 30 - 35 cm             |
| Sitzhöhe           | 25 - 62 cm             |
| Unterschenkellänge | 12 - 22 cm             |
| Breite gesamt      | 52 cm                  |
| Länge Grundrahmen  | 58 cm                  |
| Sitzwinkel         | (-)5° - 37° / 0° - 42° |
| Rückenwinkel       | (-)5° - 25°            |
| max. Belastung     | 20 kg                  |
| Gewicht            | 16 kg                  |
| HMV-Nr.            | 26.11.05.0022          |



**Weitere Infos zu Stoffen, Stickereien,  
Zubehör und Begurtungen**  
findest du in der Preisliste.

