

GMFCS
Level II-IV

Ich bin dein dynamischer Therapiestuhl.

Stillsitzen finde ich absolut langweilig! Viel lieber lasse ich mich in alle Positionen verändern. Ich neige mich nach vorne und hinten, nach oben und unten – so dynamisch, wie du es brauchst. Das aktive Sitzen hat einen großen Vorteil: Es hilft dir dabei, physische und psychische Spannungen abzubauen. Mein zahlreiches Zubehör, wie Kopfstützen, Pelotten oder Seitenführungen, sorgt für die nötige Stabilität in jeder Situation.





activity chair.

Schiebegriff

für einen angenehmen Transfer.

Thoraxpelotten

ermöglichen eine stabile und aufrechte Sitzposition.

Brustschultergurt

bietet Sicherheit und Bewegungsfreiheit.

Sitzhose

positioniert das Becken und fördert die korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule.

Sandalen mit Fußriemen

können für eine optimale Körperausrichtung der Fußposition des Anwenders angepasst werden.

Doppellaufrollen mit Feststeller

erleichtern den Transfer.

Kopfstütze

lässt sich in der Höhe, Tiefe und im Winkel verändern.

Rückenwinkel

kann mithilfe einer Gasdruckfeder eingestellt werden.

Armlehnen

in Höhe und im Winkel einstellbar.

Sitzpolster

sind bequem und vermeiden Druckstellen.

Untergestell

ist besonders standsicher und in der Höhe einstellbar.

Fußbank

kann inkl. Wadenanlage nach hinten weggeklappt werden und ist daher ideal für den selbstständigen Transfer.

Optionale Dynamikfunktion

fängt deine Bewegungen sanft ab und ist ganz einfach und ohne Werkzeug per Drehgriff ein- und ausschaltbar.



Rahmenfarbe



Effektschwarz



Daten		Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Sitztiefe		20 - 30 cm	28 - 41 cm	38 - 51 cm
Sitzbreite		30 cm	36 cm	43 cm
Sitzbreite (mit Hüftpelotten)		18 - 23 cm	22 - 29 cm	28 - 36 cm
Brustbreite		17 - 29 cm	17 - 30 cm	24 - 36 cm
Rückenhöhe		32 - 39 cm	39 - 48 cm	48 - 61 cm
Höhe Kopfstütze - Sitz		37 - 53 cm	44 - 62 cm	50 - 75 cm
Höhe Armlehne - Sitz		13 - 19 cm	18 - 27 cm	18 - 27 cm
Unterschenkelänge		18 - 30 cm	20 - 38 cm	29 - 54 cm
Sitzhöhe über dem Boden	mit kurzen / mit langen Standfüßen	24 - 32 cm / 47 - 55 cm	32 - 42 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	mit kurzen / mit langen Standfüßen und Doppelaufrollen	34 - 42 cm / 47 - 55 cm	41 - 51 cm / 48 - 58 cm	42 - 52 cm / 51 - 61 cm
	mit Hi / Lo-Untergestell	25,5 - 63,5 cm	30,5 - 58,5 cm	40,5 - 61 cm
Rahmenbreite	mit kurzen / mit langen Standfüßen	53 / 58 cm	59 / 62 cm	68 / 68 cm
	mit kurzen / mit langen Standfüßen und Doppelaufrollen	57 / 60 cm	62 / 65 cm	71 / 71 cm
	mit Hi / Lo-Untergestell	66 cm	68,5 cm	73,5 cm
Sitzwinkel	mit Standard-Untergestell / mit Hi / Lo-Untergestell	(-) 15° - 15° / (-) 15° - 25°		
Rückenwinkel		(-) 5° - 20°		
Gesamtlänge / Rahmentiefe		54-73 cm	57-73 cm	77-90 cm
Gesamtbreite		53-60 cm	59-65 cm	68-70,5 cm
Gesamthöhe inkl. Kopfstütze		61-108 cm	76-120 cm	92-136 cm
Gesamthöhe ohne Kopfstütze		56-94 cm	71-106 cm	90-122 cm
Empfohlene Körpergröße		81-122 cm	102-142 cm	127-188 cm
max. Belastung		34 kg	68 kg	113 kg
Eigengewicht Standard-Untergestell		12,2 kg	15,9 kg	24,5 kg
Eigengewicht Hi / Lo-Untergestell		25,4 Kg	39 Kg	44,5 kg
HMV-Nr. Standard-Untergestell		26.11.05.0046		
HMV-Nr. Hi / Lo-Untergestell		26.11.05.0047		

Die angegebenen Maße gelten für beide Sitzeinheiten mit allen Untergestellen. Falls sich bestimmte Maße zwischen den Untergestellen unterscheiden, sind diese konkret aufgeführt.



Weitere Infos zu Zubehör und Begurtungen findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code und schau dir direkt auf unserer Homepage Videos zum Produkt an.

