

GMFCS
Level IV-Vkg
max. 100

130° – 180°

0° – 40°

115 – 190 cm



Ich bin dein modulares Liegeschalensystem.

Und ich mache es dir so komfortabel, wie es nur geht. Dank Vakuummatratze mit elektrischer Pumpe liegst du bei mir druckfrei ohne Schmerzen. Ich bin richtig dynamisch, denn nicht nur meine Liegefläche kann in der Höhe elektrisch verändert werden, sondern auch der Sitz-, Rücken- und Kniewinkel. So kannst du sogar sitzend die Welt entdecken! Wusstest du, dass ich flexible Lenkräder habe und leicht zu wenden und zu schieben bin? So kannst du bei jedem Spaziergang dabei sein.





Schiebebügel

lässt sich in
Höhe und Länge verstellen.

Lagerungsmatratze
ist konturierbar.

Abklappbarer Rausfallschutz
für optimalen Schutz und Sicherheit.

Elektromotor

für die elektrische Verstellung von
• Höhe
• Sitz-, Rücken- und Kniewinkel
• Sitzkantelung

Liegeschalenuntergestell
ist dynamisch verstellbar.

Flexible Lenkräder

erleichtern das Schieben im
Innen- und Außenbereich.

**Auf mir kannst du nicht nur liegen,
sondern auch ganz bequem sitzen.
Damit du die Welt um dich herum
immer im Blick hast.**



Rahmenfarbe



Weiß-Blau

Befestigungsösen
für den Transport im Auto.



Elektrische Pumpe
für die Vakuummatratze.



Daten tina.	dreiteiliges Liegeschalensystem
Höhe Liegeschalenaufnahme vom Boden	53 - 79 cm
Rückenwinkel verstellbar	130° - 180°
Sitzwinkel verstellbar	0° - 40°
Kniewinkel verstellbar	110° - 180°
Breite Grundgestell	64 cm
max. Belastung	100 kg
Gewicht	70 kg



Daten Liegeschalensystem	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Breite	59 cm (mit Rausfallschutz + 12 cm)		
Länge Kopfteil	60 cm	75 cm	90 cm
Länge Sitzteil	35 - 50 cm		
Länge Beinteil	45 cm	55 cm	65 cm
Länge gesamt	140 - 155 cm	165 - 180 cm	190 - 205 cm
Höhe	6 cm (mit Rausfallschutz + 9 cm)		



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

