

GMFCS
Level IV-V

kg
max. 100



(-)5° - 30°

44 - 58 cm

Aufnahmekopf

für alle üblichen Sitzschalen und -systeme.

Fußpedal


ermöglicht Schrägstellung der Sitzeinheit von (-)5° bis 30°.

Doppelaufrollen

für einen leichten Transfer - hinten mit Feststeller gegen ein ungewolltes Wegrollen.

Mittelsäule

lässt sich bis zu 12 cm in der Höhe verändern.



Höheneinstellung per Einstellrad



12 cm

Ich bin dein belastbares Untergestell.

Wie mein Name schon sagt, bin ich der Größte. Deswegen fällt es mir total leicht, Jugendliche und Erwachsene bis zu 100 Kilo von A nach B zu bringen. Um dich auf die richtige Höhe zu bringen, kann meine Sitzhöhe mit dem Einstellrad verändert werden.



Mit tollem Zubehör!

Zwei Gasdruckfedern

à 200 N können per Fußpedal bedient werden.



Laufrollen
mit 100 mm
Breite.



Fußbank

kann aufgesteckt werden und befindet sich ca. 8 cm über dem Boden.



Daten	fridolin maxi.
Höhe Sitzschalenaufnahme	44 - 56 cm (46 - 58 cm*)
Sitzwinkel	(-)5° - 30°
Länge Grundrahmen	80 cm
Breite Gesamt	66 cm
Stärke der Gasdruckfeder zur Schrägverstellung	2 x 200 N
max. Belastung	100 kg
Gewicht	11,5 kg
HMV-Nr.	26.99.01.0032

* inkl. Trapezadapter



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.

