

GMFCS
Level IV-V

kg
max. 75



°
(-)5° – 35°

cm
18–66



Ich bin dein universelles Sitzschalen-Untergestell.

Ich trage dich in nahezu allen handelsüblichen Sitzschalen und begleite dich so an viele deiner Lieblingsorte – ob Zuhause, in der Einrichtung oder durch den Umbau zum Kombi-Untergestell sogar im Außenbereich. Das Tolle an mir ist, dass man meinen Sitzwinkel und sogar meine Sitzhöhe in Sekundenschnelle an deine Bedürfnisse anpassen kann. Einfach das Fußpedal betätigen und schon bin ich auf Bodenniveau oder auf Tischhöhe.

Ich kann auch zum Kombi-Untergestell umgebaut werden, um dich draußen auf dem Schulhof oder im Park zu begleiten.



Trommelbremsen
an den Hinterrädern.





Sitzwinkel-Auslösehebel

kann auch am Schiebebügel oder am Schalenrücken montiert werden.

Schiebebügel

lässt sich im Winkel verändern.

Sitzwinkel

lässt sich in die aktive und passive Position verändern.

Trapezadapter

für alle handelsüblichen Sitzschalen.

Fußpedal

verändert die Höhe des Untergestells.

Laufrollen

für einen leichten Transfer - hinten mit Feststeller gegen ein ungewolltes Wegrollen.

Alternativ: Mit einer Fußpumpe

kann die Höhe hydraulisch eingestellt werden.

Oder: Mit Elektro-Motor

kann die Höhe auch ganz einfach mit einem Handbedienteil verändert werden.



Rahmenfarben  Verkehrsweiß

 Anthrazitgrau

 Telegrau 4



Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2
Höhe Sitzschalenaufnahme*	18 - 55 cm (20 - 57 cm**)		
Höhe Sitzschalenaufnahme mit elektr. Höhenverstellung*	26 - 55 cm (28 - 57 cm**)		
Höhe Sitzschalenaufnahme mit hydr. Höhenverstellung*	20 - 56 cm (22 - 58 cm**)		
Höhe Sitzschalenaufnahme mit Kombiuntergestell*	-	25 - 64 cm (27 - 66 cm**)	
Länge Grundrahmen	58 cm	61 cm	75 cm
Länge Gesamt mit Kombiuntergestell	71 cm	76 cm	86 cm
Breite Gesamt	52 cm	54 cm	64 cm
Breite Gesamt mit Kombiuntergestell	62 cm	66 cm	76 cm
Rahmenhöhe	27 cm		
Sitzwinkel	(-) 5° - 35°		
max. Belastung	30 kg	50 kg	75 kg
Gewicht	8 kg	10 kg	12 kg
HMV-Nr.	26.99.01.0022		

* mit 75 mm Laufrollen ** inkl. Trapezadapter



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.

