

GMFCS
Level I-IV



Ich bin dein faltbarer Reha-Buggy.

Ich bin extrem stabil und hochwertig gebaut.

Mich gibt es in vier unterschiedlichen Größen, sodass ich bis zu 75 Kilo locker stemmen kann. Damit du richtig bequem sitzt, lassen sich Sitztiefe, Rückenhöhe und Rückenwinkel deinen Bedürfnissen anpassen.

Wusstest du, dass du dank meiner komfortablen Seitenführung und der gepolsterten Kopfstütze immer gut geschützt und gestützt bist?



corzo xcountry go.



Rücken

kann individuell im Winkel eingestellt werden.

Verdeck
mit Sichtfenster für Begleitperson.

5-Punkt-Gurt

mit gepolstertem Schrittgurt.

Sitz

kann in der Tiefe eingestellt werden.

Rahmen

in vier verschiedenen Größen erhältlich.

3D-Faltmechanismus

ermöglicht leichten Transport.

Reifen

für drinnen und draußen geeignet.

Fußbank

inkl. Wadenband, höhenverstellbar, hochklappbar & abnehmbar.

Korb

für die wichtigen Dinge des Alltags.

**Mit tollem Zubehör:
Kopfstütze
für mehr Halt.**



**Mit tollem Zubehör:
Seitenführung und
Fußbank**





Dank meines 3D-Faltmechanismus kann ich überallhin mitgenommen werden.



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Rückenlehnenhöhe	55cm	67cm	65 / 85cm	69 / 88cm
Sitztiefe	28 – 34 cm	29 – 35cm	32 – 39 cm	33 – 41cm
Sitzbreite	30cm	34 cm	38 cm	42cm
Unterschenkellänge	29 – 42 cm	32 - 46 cm	32 – 46 cm	33 – 50 cm
Rückenlehnenwinkel	90 ° / 89 °	94 ° / 91 °	90 ° / 88 °	94 ° / 92 °
Sitzwinkel	20 °	25 °		21 °
Gesamtlänge	98cm	102cm		105cm
Gesamtbreite	52cm	57 cm	62 cm	65 cm
Gesamthöhe (mit verst. Handgriffen)	101cm	105cm	117 cm	121cm
max. Belastung	45 kg	55 kg	75 kg	
Gewicht	12,7kg	13 kg	14 kg	14,7kg
Länge (gefaltet)	117 cm	122 cm		126 cm
Breite (gefaltet)	32 cm	31 cm	32 cm	37 cm
Höhe (gefaltet)	34 cm	36 cm		
HMV-Nr.	18.99/01.1032			



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.

