

GMFCS
Level III-IV

kg
max. 100



46–124 cm

29–113 cm



Ich bin deine vielseitige Posterior-Laufhilfe.

Ich bin immer für dich da – und das schon ab deinem ersten Lebensjahr. Laufen ist mein großes Hobby. Egal, wohin du gehen möchtest, ich folge dir. Wenn du dich auf meinen Handgriffen abstützt, wirst du schnell merken, wie ich dein Körpergewicht übernehme. Zudem unterstützt dich meine spezielle, abduzierte Rahmenform, damit du beim Laufen nicht nach außen pendelst. Meine Beckenpelotte sorgt dafür, dass du aufrecht und gerade gehst. Cool, oder?





Gesäßpelotte

wird mit einem Handgriff zur Rückenlehne.

Unterarmauflagen
mit Handgriffen.

gepolsterte Sitzbank

lässt sich leicht nach hinten klappen.

Aluminiumrahmen

lässt sich schnell zusammenklappen.

Richtungsfeststeller

ermöglicht ein Geradeauslaufen.

Rücklaufstopp

verhindert unbeabsichtigtes Zurückrollen.

EVA-Lenkräder

machen die Laufhilfe wendig.

**Abduzierte Rahmenform**

unterstützt dich beim Gehen und verhindert, dass du nach außen pendelst.

**Aluminiumrahmen**

lässt sich über Faltgelenke einfach zusammenklappen.

Rahmenfarbe
Gr. 0 mini

Lasuritblau
metallic

Rahmenfarben
Gr. 1

Telemagenta (Pink)
Himmelblau

Rahmenfarben
Gr. 2

Lasuritblau
metallic
Verkehrsrot

Rahmenfarben
Gr. 3 und Gr. 4

Anthrazit
metallic
Reinweiß



Daten	Gr. 0 mini*	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Griffhöhe	29 - 53 cm	34 - 58 cm	51 - 75 cm	68 - 94 cm	87 - 113 cm
Höhe Unterarmstützen	-	46 - 70 cm	63 - 87 cm	79 - 103 cm	98 - 124 cm
Griffabstand	22 - 36 cm		30 - 44 cm	38 - 52 cm	43 - 57 cm
Sitzhöhe	-	33 cm	45 cm	60 cm	70 cm
Breite Gesamt	52 cm	51 cm	61 cm	68 cm	75 cm
Länge Gesamt	58 cm		70 cm	77 cm	87 cm
Rahmenhöhe (gefaltet)	37 cm	25 cm	32 cm	34 cm	37 cm
Transportmaß (L x B x H)	58 x 52 x 37 cm	58 x 51 x 25 cm	70 x 61 x 32 cm	77 x 68 x 34 cm	87 x 75 x 37 cm
max. Belastung	20 kg	30 kg	50 kg	70 kg	100 kg
Gewicht	3,9 kg	7,1 kg	8,3 kg	8,9 kg	10,2 kg
HMV-Nr.	10.46.02.3029				

* Rahmen nicht faltbar



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

