

GMFCS
Level I-V


kg
max. 120




30-98 cm


16-23 cm


Ich bin dein cooles Dreirad.

Ich bin schnell zur Stelle, wenn du Lust hast, eine Runde um den Block oder See zu fahren. Das macht nicht nur Spaß, wir trainieren und bewegen auch noch deine Gelenke, deine Muskulatur und deinen Kreislauf. Du kannst mich auch in den verschiedensten Varianten, Sattelgrößen, Lenkerarten und Farben auswählen. Dein Alter spielt keine Rolle, denn es gibt mich in vielen verschiedenen Größen: für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.





momo dreirad.



Vielfältiges Zubehörprogramm

zur optimalen Unterstützung und
individuellen Ausstattung
verfügbar.



**Du hast die Wahl! Zwischen vielen Lenkern,
Sätteln, Fußschalen, Kopfstützen und
verschiedenen Antrieben!**



Rahmenfarben 12", 16" & 18" / 12"

- Fenstergrau / Reinweiß
- Telemagenta (Pink) / Reinweiß
- Türkisblau / Reinweiß

Rahmenfarben 20" & 24" / 20"

- Fenstergrau / Reinweiß
- Pastellblau / Reinweiß
- Kiwisorbetgrün / Reinweiß

Rahmenfarben 24", 26" & 26" (XL)

- Fenstergrau / Reinweiß
- Elfenbein / Reinweiß
- Schwarz matt / Reinweiß



Daten	12"	16/ 12"	16"	20"	24/ 20"	24"	26"	26" (XL)
Pedal bis Oberkante Sattel*	30 - 43 cm	35 - 48 cm	42 - 62 cm	49 - 71 cm	53 - 75 cm	55 - 77 cm	65 - 87 cm	72 - 94 cm
Pedal bis Oberkante Sattel**	33 - 40 cm	38 - 45 cm	45 - 60 cm	52 - 67 cm	56 - 71 cm	58 - 81 cm	68 - 91 cm	75 - 98 cm
Sattelstützrohr bis Vorbaurohr	33 cm	40 cm	39 cm	45 cm	54 cm	52 cm	58 cm	
Radstand	68 cm	75 cm	80 cm	91 cm	99 cm	104 cm	112 cm	
Einstiegshöhe	16 cm		18 cm	20 cm		22 cm	23 cm	
Länge über Alles	102 cm	110 cm	120 cm	140 cm	153 cm	165 cm	178 cm	
Breite über Alles	58 cm	65 cm		69 cm	75 cm			
max. Belastung	40 kg	50 kg	60 kg	80 kg	90 kg	100 kg	120 kg	
Leergewicht	12 kg	13,5 kg	14,5 kg	17 kg	18,5 kg	19,5 kg	21,5 kg	21,7 kg
HMV-Nr.	22.51.02.0053	22.51.02.0054	22.51.02.0054	22.51.02.0055	22.51.02.0051	22.51.02.0051	22.51.02.0052	22.51.02.0052

* Maß mit Standard Sattelstütze / ** Maß mit T-Sattelstütze



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

