



Rundlenker mit Bremshebelring



Lenkeinschlagbegrenzer



Vorbauverlängerung



Standard-Sattel



Gel-Sattel



Einradsattel



Mofa-Sattel

	Daten	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Standard-Sattel	Breite	15 cm	15 cm	18 cm
	Länge	21 cm	24 cm	26 cm
Gel-Sattel	Breite hinten	19 cm	24 cm	-
	Breite vorne	4 cm	7 cm	-
	Länge	24 cm	27 cm	-

	Daten	Gr. 1
Einradsattel	Breite hinten	11 cm
	Breite mittig	6 cm
	Breite vorne	8 cm
	Länge	25 cm
Mofa-Sattel	Breite hinten	26 cm
	Breite vorne	9,5 cm
	Länge hinten	12 cm
	Länge gesamt	25 cm

Stufenlos einstellbare Kurbelverkürzer

Kurbelverkürzer

Spezialkurbel für Kniekontraktur

	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Standard-Sattelstütze	für 12" + 16" / 12"	für 16"	für 20" - 26"
T-Sattelstütze	für 12" + 16" / 12"	für 16" + 20"	für 24" + 24" / 20" + 26"



Aufnahmebügel
in vier Größen



mit passender Halterung



Daten	Gr. 1	Gr 2.	Gr. 3	Gr. 4
max. Höhe*	20 cm	30 cm	37 cm	53 cm
Tiefe	12 cm	12 cm	12 cm	12 cm

*gemessen vom Standard-Sattel bis zur Oberkante der jeweiligen Pelotte



Classic-Lenker



Touring-Lenker



Rundlenker



Multifunktionslenker

	Daten	Gr. 1	Gr 2.	Gr. 3	Gr. 4
Classic-Lenker	Breite	47 cm	49 cm	52 cm	58 cm
Touring-Lenker	Breite	55 cm	58 cm	-	-
	Tiefe	17 cm	17 cm	-	-
Rundlenker	Breite	40 cm	43 cm	48 cm	-
	Tiefe	17 cm	21 cm	25 cm	-
Multifunktionslenker	Breite	61,5 cm	-	-	-
	Tiefe	16,5 cm	-	-	-

Fußpositionierungs-
pedale

Heimtrainerpedale



Ergotec Pedale



Fußschale

Fußschale mit
BeinführungFußschale mit
dynamischer
Beinführung
**Dynamische und breiteneinstellbare
Rücken- und Beckenpelotten**


	Daten	Gr. 1	Gr. 2.	Gr. 3
Dynamische Rückenpelotte	Breite	20 - 30 cm	25 - 35 cm	30 - 40 cm
Dynamische Beckenführungspelotte				
Breiteneinstellbare Rückenpelotte	Breite	20 - 28 cm	25 - 33 cm	30 - 36 cm
Breiteneinstellbare Beckenführungspelotte				

Handpositionierungshilfe

Brustgurt

Positionierungsweste


	Daten	Gr. 0	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Handpositionierungshilfe	Breite vorne	8,5 cm	10 cm	12 cm	14 cm
Brustgurt	Breite	-	5 cm	6,5 cm	7 cm
	Länge	-	18,5 cm	25,5 cm	30,5 cm
Positionierungsweste	Breite innen	-	8 cm	9 cm	12 cm
	Breite gesamt	-	25 cm	30 cm	34 cm
	Höhe Seite	-	10 cm	12 cm	16 cm
	Höhe gesamt	-	28 cm	30 cm	35 cm



Schiebestange



**Lenkung für Begleitperson mittels
Lenkgestänge**



**Stützradrahmen als Montagesatz
für handelsübliche Zweiräder**
(Naben-Einbaubreite min. 120 mm)



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage ein Video zum
Zubehörsortiment an.

