

GMFCS
Level III-V

Ich bin dein persönlicher Stehtrainer.

Mit mir kannst du üben, auf eigenen Füßen zu stehen. Zusammen machen wir deine Muskeln fit, stärken deine Knochen und bringen deinen Kreislauf richtig in Schwung. Keine Angst, ich halte dich die ganze Zeit. Auch wenn du dich nach vorne oder hinten lehnst – denn ich bin sogar in der Neigung veränderbar. Alles an mir kann in der Höhe, Tiefe oder im Winkel ganz genau auf dich eingestellt werden.







Kopfstütze
bietet zusätzlichen Halt.

Brustpelotte mit Seitenführung
stabilisiert den Oberkörper.

Therapietisch
für therapeutische und
spielerische Zwecke.

Beckenrahmen
für eine optimale Aufrichtung und
einen einfachen Transfer.

Beckenanlage
vermittelt ein sicheres Gefühl.

Handkurbel
ermöglicht langsame Aufrichtung und
Streckung im Knie- und Beckenbereich.

Flexible Knie-Positionierer (FKP)
dreidimensional verstellbar, mit
einstellbaren Anlagebändern.

Mittelsäule
stufenlos veränderbar von
15° Rücklage bis zu 30° Vorlage.

Geteilte Fußplatte
anpassbar an
individuelle Anforderungen.

Rahmengeometrie
für ein Zusammensein mit anderen
Kindern auf Augenhöhe.

Laufrollen mit Totalfeststellung
verhindern ein ungewolltes Wegrollen.



**Für therapeutische oder
spielerische Zwecke kann
man meinen Holztisch mit
oder ohne veränderbarer
Armauflage, Mulde oder
Abdeckung bestellen.**

**Rahmenfarbe
Gr. 1**

 Melonengelb

**Rahmenfarbe
Gr. 2**

 Dormant Rot

**Rahmenfarbe
Gr. 3**

 Lasuritblau metallic

Der Beckenrahmen hilft dir, dich optimal aufzurichten. Mithilfe einer Kurbel können deine Eltern oder eine Begleitperson den Rahmen horizontal verschieben, sodass du dein Becken langsam strecken kannst.



Flexible Knie-Positionierer (FKP)
sind einzeln dreidimensional
verstellbar. In der Länge einstellbare
Anlagebänder passen sich optimal an
die Form des Knies an.

Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Körpergröße	75 – 110 cm	100 – 140 cm	120 – 160 cm
Tischhöhe von Fußplatte	48,5 – 80,5 cm	71 – 95 cm	80 – 112 cm
Beckentiefe	12 – 22 cm	16 – 28 cm	20 – 35 cm
Tiefeneinstellung des Beckenrahmens (per Handkurbel)	6 cm		
Länge Gesamt	84 cm	90 cm	100 cm
Breite Gesamt	57 cm	65 cm	71 cm
Abduktion geteilte Fußstützen	0° – 27°		
Beckenhöhe	45 – 60 cm	57 – 80 cm	65 – 90 cm
Sternumhöhe	55 – 85 cm	75 – 110 cm	95 – 125 cm
max. Belastung	40 kg	60 kg	80 kg
Gewicht	27 kg	29 kg	32 kg
HMV-Nr.	28.29.01.1059		



Weitere Infos zum Zubehör
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

