

GMFCS

Level III-V



max. 114



0° – 75°



0° – 75°



38 – 44 cm



27 – 43 cm

Ich bin deine universelle Bade- und Duschliege.

Auf meiner bequemen Sitzfläche kannst du dich richtig gut entspannen. Dabei kann man meinen Rücken so einstellen, wie es für dich am besten passt – sogar direkt beim Baden. Damit du dich auch immer sicher fühlst, gibt es verschiedene Gurte für die Brust, das Becken oder die Beine. Eine Kopfstütze darf natürlich auch nicht fehlen. Mich kannst du mit oder ohne Wadenauflage bekommen. Mein Transferuntergestell unterstützt dich optimal beim Duschen über der Badewanne.



Badewannenuntergestell

bringt dich auf die passende Höhe und schont den Rücken deiner Eltern.



Duschuntergestell

mit breiten und bremsbaren Laufrollen kann auch für den Transfer genutzt werden.





Kopfstütze

kann in Höhe und Breite angepasst werden.

abnehmbarer Bezug

für eine schnelle und unkomplizierte Reinigung in der Waschmaschine.

Kunststoffuntergestell

lässt sich in der Höhe verändern.

Stützfüße

sind in der Höhe veränderbar.

**Brustgurt**

gibt Sicherheit und Stützung. Er ist mit und ohne einstellbarer Seitenführung erhältlich und kann auch als Beckengurt genutzt werden.

optionaler Beimgurt

wird per Klettverschluss passend eingestellt.

optionale**Wadenauflage**

ist während der Pflege veränderbar.

Rückenwinkel

lässt sich einhändig verändern.

**Winkel der Wadenauflage und Sitzfläche**

lassen sich unabhängig voneinander auch während der Pflege verändern – damit du stabil und angenehm sitzen oder auch liegen kannst.



Rahmenfarbe

☐ Weiß



Transferuntergestell
ist faltbar und platzsparend.

**Mit dem Transfergestell unter mir
kann ich dich mühelos über der
Badewanne positionieren und
mich dabei sogar um 90° drehen.
So macht Duschen
erst richtig Spaß!**



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Sitztiefe	27 cm	33 cm	43 cm
Sitzbreite	38 cm		44 cm
Rückenhöhe	58 cm	67 cm	81 cm
Sitzhöhe	5 cm / 18 cm		
Sitzhöhe mit Badewannenuntergestell	32 - 47 cm		
Sitzhöhe mit Duschuntergestell	70 cm		
Sitzhöhe mit Transferuntergestell	53 - 75 cm		
Länge Badeliege, komplett flach, ohne Wadenauflage	89 cm	104 cm	128 cm
Länge Badeliege, komplett flach, mit Wadenauflage	108 cm	124 cm	155 cm
Breite	46 cm		53 cm
Länge, komplett flach	75 cm		
Höhe Badewannenuntergestell	20 cm		
Länge Badewannenuntergestell	99 cm		
Breite Badewannenuntergestell	44 cm		
Höhe Duschuntergestell	56 cm		
Breite Duschuntergestell	69 cm		
Länge Duschuntergestell	86 cm		
max. Belastung	34 kg	68 kg	114 kg
Rücken- und Sitzwinkel	0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°		
HMV-Nr.	04.40.04.0007		



**Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen**
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

