

**GMFCS**  
Level III-V

  
max. 150



  
26–46 cm

  
31–48 cm

  
(-)5° – 30°



### Ich bin dein komfortabler Dusch- und Toilettenstuhl.

Ob Zähneputzen oder Duschen, meine Sitzneigung lässt sich an jede Situation anpassen. Meine anatomisch geformte Sitzfläche verleiht dir den nötigen Halt, stabilisiert deinen Oberkörper und kann in der Höhe verändert werden. Noch komfortabler sitzt du auf meinen Einlegepolstern. Diese lassen sich ganz einfach entnehmen und superleicht reinigen. Da ich aus einem sehr robusten Material gefertigt wurde, haben du und deine Eltern lange Freude an mir. Wusstest du, dass es mich in fünf Größen gibt und ich bis zu 150 Kilo tragen kann?



**Auf dem herausnehmbaren,  
optionalen Sitzpolster**  
sitzt du richtig bequem.



**Schwenkbare  
Armauflagen**  
stabilisieren dich  
zusätzlich.






#### Toiletteneinrichtung

Mich kannst du unabhängig von einem WC als Toilettenstuhl nutzen.

In den Größen 2–4 gibt es auch eine größere Hygieneöffnung.





| Daten                                                      |   | Gr. 0         | Gr. 1      | Gr. 2      | Gr. 3   | Gr. 4  |
|------------------------------------------------------------|---|---------------|------------|------------|---------|--------|
| Sitzbreite (hinten)                                        |   | 26 cm         | 31 cm      | 36 cm      | 41 cm   | 46 cm  |
| Sitztiefe                                                  |   | 31 cm         | 36 cm      | 41 cm      | 46 cm   | 48 cm  |
| Schalenbreite (vorne)                                      |   | 31 cm         | 36 cm      | 41 cm      | 46 cm   | 51 cm  |
| Rückenhöhe                                                 |   | 49 cm         | 51 cm      | 56 cm      | 61 cm   | 65 cm  |
| Sitzwinkel                                                 |   | (-)5° - 30°   |            |            |         |        |
| Überfahrbare Toilettenhöhe                                 |   | 47 - 57 cm    | 45 - 55 cm | 42 - 52 cm |         |        |
| Breite gesamt                                              |   | 56 cm         | 61 cm      | 63 cm      | 71,5 cm | 74 cm  |
| Länge gesamt                                               |   | 65 cm         |            |            | 70 cm   |        |
| max. Unterschenkelänge                                     |   | 38 cm         |            | 48 cm      |         |        |
| Vorderkante Hygieneöffnung<br>bis Hinterkante Untergestell |   | 47 cm         | 49 cm      | 51 cm      | 54 cm   | 57 cm  |
| Breite Öffnung vorne                                       | A | 10 cm         |            |            |         |        |
| Breite Öffnung hinten                                      | B | 12 cm         |            | 13,5 cm    |         |        |
| Breite Öffnung hinten*                                     | C | -             | -          | 18,5 cm    |         |        |
| max. Belastung                                             |   | 60 kg         | 80 kg      | 100 kg     |         | 150 kg |
| Gewicht                                                    |   | 28 kg         | 30 kg      | 33 kg      | 35 kg   | 38 kg  |
| HMV-Nr.                                                    |   | 33.40.04.1014 |            |            |         |        |

\* gilt nur für die Größen 2b, 3b und 4b



Weitere Infos zu Zubehör  
und Begurtungen  
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code  
und schau dir direkt auf  
unserer Homepage Videos  
zum Produkt an.

