

GMFCS
Level III-V


max. 113




20–43 cm


20–44 cm


(-)6°–18°


(-)5°–25°



Ich bin dein Dusch- und Toilettenstuhl und ein absoluter Wasser-Fan!

Mit meinen vielen verschiedenen Untergestellen begleite ich dich bei allem, was du im Badezimmer erledigen möchtest – ob Transfer, beim Einsatz als Toilettenstuhl oder in der Dusche. Mein Rücken lässt sich vom Winkel her genau auf dich einstellen, sodass du dich prima nach vorne und hinten beugen kannst. Da ich mit meinen unterschiedlichen Untergestellen sehr vielfältig bin, kann ich mich an jede Räumlichkeit anpassen und dich perfekt unterstützen.



Blaue Knöpfe

zeigen die Stellen, an denen man Höhe, Tiefe oder Winkel verändern kann – und das ganz ohne Werkzeug.

Veränderbarer Sitzwinkel in jeder Höhe.





Aufnahmebügel

Damit kann die Sitzeinheit auf jeder Toilette einfach montiert werden.

Der Bügel kann dauerhaft verbleiben, ohne die Nutzung einzuschränken.



Verschiedene Untergestelle für jede räumliche Umgebung.



fahrbares Untergestell



feststehendes Untergestell



Badewannenuntergestell



Transfer- und Pflegeuntergestell

Rückenwinkel

lässt sich von (-)6° bis 18° einstellen.

Thoraxpelotte

bietet mehr Stabilität.

multifunktionale Sitzeinheit

lässt sich in der Sitztiefe anpassen.

Sitzpolster

mit zwei Öffnungsvarianten. Auch als geschlossene Version erhältlich.

Untergestell

kann in Höhe und Winkel angepasst werden.

Laufrollen

ermöglichen einen unkomplizierten Transfer.

Kopfstütze

lässt sich in Höhe, Tiefe und Winkel einstellen.

abnehmbare Polster

lassen sich leicht reinigen.

Armlehne

bietet nötigen Halt.

Oberschenkelführung

bietet nötigen Halt.

Abduktionskeil

führt die Beine.

Fußbank

vielfältig einstellbar und hochklappbar für leichten Transfer.

Abnehmbarer Tisch

mit gepolsterter Bauchanlagefläche. Diese bietet eine Armauflage und Stimulation beim Toilettengang.

**Toiletteneinrichtung**

Mich kannst du unabhängig von einem WC als Toilettenstuhl nutzen.

**Reise-Basis hts.**

Nimm mich in der dazugehörigen Tasche doch einfach mit.





Daten		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3
Breite	fahrbare Untergestelle	53 cm		57 cm
	feststehende Untergestelle	51 cm		53 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	67 cm		71 cm
Sitzhöhe	fahrbare Untergestelle	39 - 55 cm		44 - 58 cm
	feststehende Untergestelle	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	51 - 78 cm		
Sitzbreite		20* / 25* / 30 cm	25* / 30* / 36 cm	33* / 38* / 43 cm
Sitztiefe		20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm
Höhe Armlehne		13,5 cm	17 cm	20 cm
Rückenbreite		29 cm	34 cm	41 cm
Unterschenkellänge Toilettensitz		22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm
Rückenhöhe		42 cm	50 cm	62 cm
max. überfahrbare Toilettenhöhe	fahrbare Untergestelle	52 cm		52,5 cm
	feststehende Untergestelle	38 cm		42 cm
Länge	fahrbare Untergestelle	74 cm		81 cm
	feststehende Untergestelle	71 cm		74 cm
	Transfer- und Pflegeuntergestell	84 cm		87 cm
Vorderkante Hygieneöffnung bis Hinterkante der fahrbaren Untergestelle		48 cm		
Rückenwinkel		(-) 6°, 6°, 18°		
Sitzwinkel	(-) 5° - 25°			
	(-) 15° - 15°			
max. Belastung		34 kg	68 kg	113 kg
HMV-Nr.		33.40.01.4005 (Nutzung als Toilettenaufsatz) / 33.40.04.1008 (Nutzung als Toilettensstuhl)		

* einstellbar mittels optionaler Oberschenkelführung



**Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen**
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

