

GMFCS
Level III-V



Ich bin deine vielfältige Bade- und Duschliege.

Ich passe mich ganz deinen Bedürfnissen an, ob im Badezimmer, am Meer oder auch am Strand. Auf meiner Liegefläche liegst du immer sicher und bequem. Mein Bezug ist bis 30 °C waschbar, besonders hautfreundlich und hinterlässt keine Druckstellen an deinem Körper. Da du mit mir sehr tief in der Badewanne sitzen kannst, spart man beim Baden sehr viel Wasser. Praktisch, oder? Praktisch ist auch, dass man meinen Rückenwinkel während der Nutzung einhändig verstellen kann – so ist eine Hand immer ganz bei dir!



**Dank des im Winkel
veränderbaren Kopfteils**
läuft dir kein Wasser in die Augen.



Kopfteil

ist mühelos abklappbar.

Kopfführungspolster

ist in Höhe und Breite einstellbar.

Bezug

kann zum Reinigen abgenommen werden.

Rückenlehne

kann von 90° bis 180° eingestellt werden.

Brustgurt

gibt sicheren Halt.

Kniewinkelverstellung

bietet eine bequeme Sitzposition.

optionale Beckenmulde

stabilisiert und positioniert das Becken, mit einstellbarer Tuberkanke.

Unterschenkelauflage

kann zwischen 0° und 90° eingestellt werden.

Untergestell

für die Dusche.

**Beckenmulde**

optional steht auch ein Bezug mit integrierter Beckenmulde zur Verfügung.

Rückenwinkel

kann während der Nutzung einhändig eingestellt werden.



Bei Größe 4 erfolgt die Verstellung über zwei Edelstahlrastergelenke.



Daten	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4
Sitzbreite	30 cm	35 cm		40 cm
Sitztiefe	30 cm	34 cm	38 cm	44 cm
Rückenhöhe	45 cm	61 cm	71 cm	82 cm
Länge Standfläche	69 cm	74 cm	88 cm	93 cm
Unterschenkellänge	19 cm	20 cm	28 cm	
Rückenwinkel	90° - 180°			
Kniewinkel	0° - 90°			
Kopfstützwinkel	0° - 90°			
Kopfstützwinkel	0° / 5 cm			
max. Belastung	35 kg	45 kg	55 kg	75 kg
Gewicht	4 kg	4,1 kg	4,3 kg	4,8 kg
HMV-Nr.	04.40.04.0006			

* in Kombination mit dem Bezug mit Beckenmulde



Weitere Infos zu Zubehör
und Begurtungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

