

GMFCS
Level II-IV

Rückenlehne
kann von 90° bis 180° ein-
gestellt werden.

Beckengurt
bietet sicheren Halt.

Sitzfläche
formt sich den
Proportionen an.

Ich bin dein mobiler Badesitz. Ich habe richtig Lust, mit dir Baden zu gehen. Aber nicht nur das: Ich freue mich auch, mit dir gemeinsam im Sandkasten Burgen zu bauen. Das Haar voller Sand, die Hände ganz schmutzig – da haben wir uns eine Dusche verdient! Meine Rückenlehne lässt sich so verstellen, dass du mit mir kerzengerade sitzen oder dich ganz entspannt zurücklehnen kannst. Übrigens: Ich bin so leicht und kompakt, dass man mich ganz einfach zusammenklappen kann. Das ist praktisch, wenn ich dich auf Reisen oder zu Freunden begleite.



Rückenwinkleinstellung
bringt deinen Rücken in die
gewünschte Position.





Daten	bibi.	bibi. mit langem Rücken
Sitztiefe	30 cm	
Sitzbreite	36 cm	
Höhe Rücken	45 cm	55 cm
Länge gesamt	60 cm	
Rückenwinkel	90° - 180°	
max. Belastung	30 kg	
Gewicht	2,3 kg	
HMV-Nr.	04.40.04.1xxx	

Aluminiumgestell
Ich kann platzsparend und mühelos zusammengeklappt werden.



Weitere Infos zu Zubehör
und Begutungen
findest du in der Preisliste.



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

