

GMFCS
Level I-V

kg
max. 140



38-91 cm

Ich bin dein optimiertes Dreirad.

Ich begleite dich beim Training. Durch mich wirst du mobil und stärkst gleichzeitig deine Gleichgewichtsfähigkeit, deine räumliche und visuelle Wahrnehmung und deine unteren Extremitäten. Wie du es von mir gewohnt bist, können alle meine Verstellungen werkzeuglos vorgenommen werden. Mein vielfältiges Zubehör ermöglicht es, mich individuell auf deine Bedürfnisse anzupassen. So biete ich dir vier verschiedene Kopfstützen und unterschiedliche Lenkgriffe und Bremsen für deine Begleitperson. Auch meine Rückenlehne und mein Pedalwiderstand lassen sich so einstellen, wie du es brauchst. Auf geht's!





Kopfstützen

gibt es in drei verschiedenen Varianten.

Lenker

gibt es als gerade Version
oder als Rundlenker zum bequemen Abstützen.

Rückenlehne

kann in ihrer Neigung auf
0°, 7 1/2° und 15° eingestellt und zudem für
den Transport abgenommen und
zusammengeklappt werden.

Räder mit Schnellverschluss

können durch den Schnell-
spanner blitzschnell abge-
nommen werden und sind
zudem absolut
pannensicher.

Pedalriemen

können gelöst und in
jede beliebige Position
um das Pedal herum
bewegt werden.



**Als Neuerung möchte ich dir meinen
stabilen Standfuß vorstellen. Er verwandelt
dein Dreirad in einen Heimtrainer. So kannst
du erstmal das Radfahren bequem von
zu Hause lernen.**



Rahmenfarbe small



Turkis (TEA)

Rahmenfarbe medium



Rot (RED)

Rahmenfarbe large



Blau (BLU)



Daten		rifton dreirad. small	rifton dreirad. medium	rifton dreirad. large
Gesamthöhe		54 cm		76 cm
Gesamtlänge		112 cm	135 cm	165 cm
Gesamtbreite		67 cm	70 cm	80 cm
Gesamtlänge ohne hinteren Griff (Räder und Vorderteil entfernt)		91 cm	104 cm	124 cm
Gesamtlänge mit hinterem Griff (Räder und Vorderteil entfernt)		122 cm	130 cm	152 cm
Sitz bis zur Oberkante der Rumpfstütze (max. Höhe)		51	61 cm	
Pedale bis Oberkante Sattel		38 - 51 cm	48 - 71 cm	64 - 91 cm
Einstellbereich der Seitenteile	kleine Rumpfstütze	15 - 30 cm		-
	große Rumpfstütze	-	24 - 39 cm	
Max. Belastung		57 kg	113 kg	140 kg
Gewicht		22 kg	25 kg	29 kg



Scanne diesen QR-Code
und schau dir direkt auf
unserer Homepage Videos
zum Produkt an.

