

GMFCS
Level I-V


kg
max. 75




42-75 cm


(-)5° - 20°


26 cm

Ich bin dein treues und mitwachsendes Liegedreirad.

Lass uns Freunde für's Leben sein! Denn die helfen sich stets gegenseitig und sind füreinander da. Durch mein mitwachsendes System begleite ich dich von klein auf. Und da Bewegung so wichtig ist und gleichzeitig so gut tut, freue ich mich schon auf viele gemeinsame Abenteuer mit dir. Freu dich drauf, meine Pedalen einfach und leicht zu treten. Denn mein besonderer Sitz lässt Beugungen in der Hüfte und in den Knien durch eine stabile Sitzposition einfach entstehen. So erreichst du ganz spielend – mit wenig Kraft – deine Ziele. Steig' ein und lass' uns gemeinsam die Welt entdecken.



Veränderbarer Radstand

ermöglicht eine lange Nutzungsdauer für Nutzer mit einer Körpergröße von 110 – 175 cm.



Rahmenasymmetrie

sorgt für einen freien Transferzugang und ermöglicht ein leichtes und selbstständiges Ein- und Aussteigen.







Unterlenkung
ist passend zur Sitzergonomie tiefenverstellbar und bietet dadurch die Möglichkeit einer entspannten Haltung beider Arme beim Lenken.



Regencape
schützt den Sitz vor Witterungseinflüssen.

Rahmenfarben

○ Reinweiß

● Türkisblau

● Reinorange



Lass uns Abenteuer erleben und gemeinsam die Welt entdecken! Ich begleite dich durch meinen genialen und mitwachsenden Rahmen für eine sehr lange Zeit.



Automatischer Kettenspanner
verhindert effektiv das Durchhängen der Kette.



Ergonomischer Sitz

bietet auch eine sehr niedrige Sitzposition und sorgt in Verbindung mit der besonderen Rahmengeometrie für eine optimale Kurvenlage.



Daten	mats.
Körpergröße	110 – 175 cm
Sitzbeinlänge	ca. 65 – 110 cm
Innenbeinlänge	46 – 83 cm
Tretlagerhöhe	32,5 cm
Einstiegshöhe	20 cm
Sitzhöhe	32 – 42 cm
Sitzwinkel	0 – 20°
Sitztiefe	26 cm
Länge der Rückenlehne	50 cm
Radstand	115 – 142 cm
Spurbreite	69 cm
Länge über alles	165 – 192 cm
Breite über alles	76 cm
Höhe über alles	65 – 88 cm
Max. Sitzbreite schmaler Sitz	37 cm
Max. Sitzbreite breiter Sitz	46 cm
Wendekreis	243 – 395 cm
Leergewicht	29 kg
Max. Belastung	75 kg
HMV-Nr.	22.51.02.0063